



20G Vitrectomy & Others



Next Generation Surgery

20ゲージ 硝子体手術器具・その他

日本総代理店

 **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-1-204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

CAT DO-1 改9 2017.9.500TDR

 **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



AU-1286WD-1/ AU-1286WD-5
 ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子
 20G(0.9mm) 1本入/5本入



AU-1286ED-1/AU-1286ED-5
 ディスポ マイクロ剪刀 垂直
 20G(0.9mm) 1本入/5本入



AU-1286BD-1/AU-1286BD-5
 ディスポ マイクロ鉗子(エンドグリップ)
 20G(0.9mm) 1本入/5本入



AU-1286MD-1/AU-1286MD-5
 ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ
 20G(0.9mm) 1本入/5本入



AU-1286CD-1/AU-1286CD-5
 ディスポ マイクロ鉗子(グリップタイプ)
 20G(0.9mm) 1本入/5本入



AU-1286ILMD-1/AU-1286ILMD-S
 ディスポ ILM 鉗子
 20G(0.9mm) 1本入/5本入

マイクロ鉗子&剪刀

Reusable



AU-1286W
 エッカード氏 ILM 鉗子



AU-1286E
 マイクロ剪刀 垂直



AU-1286M
 マイクロ剪刀 水平 カーブ



AU-1286O
 サプレチナル用鉗子 水平 60°
 アングル 3.0mm



AU-2286I
 アフジ氏 異物鉗子 20G

AU-1286CAP-3
 保護キャップ(1286・2086・2286用)
 ※合成樹脂製



滅菌
ケース AU-1286SS
 マイクロ鉗子・剪刀 1本用
 190×55×20mm



バックフラッシュニードル

Disposable



AU-1281BD-1/AU-1281BD-5
 ディスポ バックフラッシュニードル
 シリコンブラッシュ付(赤)
 1本入/5本入



AU-1281SD-1/AU-1281SD-5
 ディスポ シラガ氏
 トリアムシロン スーパー
 1本入/5本入



AU-1281BTD-1/AU-1281BTD-5
 ディスポ バックフラッシュニードル
 ブラッシュアスピレーション
 1本入/5本入



AU-1281DDM-1/AU-1281DDM-5
 ディスポ バックフラッシュニードル
 ダイヤモンドスーパー(黒)
 1本入/5本入



AU-2281BTD-S
 ディスポ バックフラッシュニードル(ハイボリューム型)
 ブラッシュアスピレーション
 5本入

バックフラッシュニードル

Reusable



AU-1281B
 バックフラッシュニードル
 ストレート シリコンブラッシュ付(黄)



AU-1281T
 バックフラッシュニードル
 ストレート アスピレーション(青)

予備リザーバー/ニードル

Disposable

AU-1281A1D
 ディスポ 予備リザーバー ストレート
 (1281A/B用)
 滅菌済 10本入

AU-1281B1D
 ディスポ 予備ニードル ストレート
 シリコンブラッシュ付 20G
 滅菌済 10本入

AU-1281XD
 ディスポ 予備リザーバー
 (1281T用)
 滅菌済 10本入

23G AU-1281B1D-06
 ディスポ 予備ニードル ストレート
 シリコンブラッシュ付 23G
 滅菌済 10本入

ダイヤモンドスーパー

Disposable



AU-1290DSS-09 / AU-1290DSS09S
 ディスポ ダイヤモンドスーパー
 20G(0.9mm) 1本入/5本入

ファイバープローブ

Disposable



AU-3269D-6
ディスポ ファイバープローブ
20G(0.9mm)6本入



AU-3269B-6
ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ
20G(0.9mm)6本入



AU-3269SBS-6
ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ シールド付
20G(0.9mm)6本入

フォトン用

ファイバープローブ

Disposable

23G




AU-7051-06-6
ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ フォトン用
23G(0.6mm)6本入

シャンデリア

Disposable



AU-3269P27S
ディスポ ワンポートシャンデリア
27G(0.4mm)フォトン用 6本入



AU-3269PD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンデリア
27G(0.4mm)フォトン用 6本入

網膜下用カニューレ

Disposable



AU-1270-01
ディスポ インジェクションニードル
41G(0.1mm)1本入

セルフリテイニングインフュージョンカニューレ

Disposable



AU-1272FD-5
コロベルニック氏 セルフリテイニング
インフュージョンカニューレ
(5.0mm)5本入



AU-1272GD-5
コロベルニック氏 セルフリテイニング
インフュージョンカニューレ
(4.0mm)5本入



20G・MVRナイフで強膜創を作成後、このカニューレを装着するだけでダクロン等による縫着不要です。

硝子体手術用コンタクトレンズ

Disposable

- リング縫着不要で、手術時間を短縮
- 緊急時のバックアップ用としても最適
- 使い捨てで感染防止
- 通常のガラスより光透過率が高い透明シリコン製



AU-1284DD
ディスポ フラット
ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284GD
ディスポ ワイドフィールド
ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284ED
ディスポ バイコンケーブ
ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284ID
ディスポ 30°プリズム
ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284FD
ディスポ
拡大ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284DIS
ディスポ
ビトレクトミーレンズセット
(1284DD/ED/FD/GD/ID 各1個)

商品 No.	AU-1284DD	AU-1284ED	AU-1284FD	AU-1284GD	AU-1284ID
レンズ直径	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm
屈折率	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
視野角	36°	28°	34°	48°	38°

角膜プロテーゼ


Reusable

- 硝子体手術時に角膜混濁等で眼底の視認性が悪い場合に使用します。
- 縫合用に6ヶ所の穴があります。



AU-1285-1 / AU-1285-2 / AU-1285-5
エッカード氏 角膜プロテーゼ
(一時的人工角膜)

注)この製品は未滅菌です。



商品 No.	商品名	A	B
AU-1285-1	タイプ I アファキ用	φ 7mm	2.8mm
AU-1285-2	タイプ II ファキ用	φ 7mm	1.6mm
AU-1285-5	タイプ V アファキ用	φ 8mm	2.5mm

IOL固定用鉗子

Disposable

直/曲
セット

AU-1286-SFD
ディスポ シャリオ氏 IOL 固定用鉗子 25G 直 / 曲



25G

- シャリオ先生がご考案の強膜内固定術用に開発された器具です。
- IOLハプティックを把持し易いように、チップの中央部分を凹ませています。

アイリスレトラクター

Disposable



AU-4020
ディスポ アイリスレトラクター
5個入



- 瞳孔を拡張する際に使用します。
- フレキシブルフックとシリコンストッパーで構成されています。

DALK

Reusable



AU-2110
D.A.L.K. スパチュラセット
3本組

注)この製品は未滅菌です。

- 3本セットでの販売となります。
- 滅菌して複数回再使用できます。

番号索引

商品番号	商品名		承認・認証・届出番号	ページ
AU-1270-01	ディスポ インジェクションニードル 41G(0.1mm)	1本入	21400BZY00106000	3
AU-1272FD-5	コロベルニック氏 セルフリテイニング インフュージョンカニューレ 5.0mm	5本入	21400BZY00421000	3
AU-1272GD-5	コロベルニック氏 セルフリテイニング インフュージョンカニューレ 4.0mm	5本入	21400BZY00421000	3
AU-1281A1D	ディスポ 予備リザーバー ストレート (1281A/B用)	10本入	16300BZY01167000	2
AU-1281B	バックフラッシュニードル ストレート シリコンブラッシュ付 (黄)		16300BZY01167000	2
AU-1281B1D	ディスポ 予備ニードル ストレート シリコンブラッシュ付 20G	10本入	16300BZY01167000	2
AU-1281B1D-06	ディスポ 予備ニードル ストレート シリコンブラッシュ付 23G	10本入	16300BZY01167000	2
AU-1281BD-1	ディスポ バックフラッシュニードル シリコンブラッシュ付 (赤)	1本入	20600BZY00577000	2
AU-1281BD-5	ディスポ バックフラッシュニードル シリコンブラッシュ付 (赤)	5本入	20600BZY00577000	2
AU-1281BTD-1	ディスポ バックフラッシュニードル ブラッシュアスピレーション	1本入	20600BZY00577000	2
AU-1281BTD-5	ディスポ バックフラッシュニードル ブラッシュアスピレーション	5本入	20600BZY00577000	2
AU-1281DDM-1	ディスポ バックフラッシュニードル ダイヤモンドスライパー (黒)	1本入	20600BZY00577000	2
AU-1281DDM-5	ディスポ バックフラッシュニードル ダイヤモンドスライパー (黒)	5本入	20600BZY00577000	2
AU-1281SD-1	ディスポ シラガ氏 トリアムシノロンスライパー	1本入	224AGBZX00049000	2
AU-1281SD-5	ディスポ シラガ氏 トリアムシノロンスライパー	5本入	224AGBZX00049000	2
AU-1281T	バックフラッシュニードル ストレート アスピレーション (青)		20100BZY00982000	2
AU-1281XD	ディスポ 予備リザーバー (1281T/AS/ASST 用)	10本入	20100BZY00982000	2
AU-1284DD	ディスポ フラットビトレクトミールズ	5個入	21300BZY00090000	4
AU-1284DIS	ディスポ ビトレクトミールズセット	5種各1個入	21300BZY00090000	4
AU-1284ED	ディスポ バイコンケーブ ビトレクトミールズ	5個入	21300BZY00090000	4
AU-1284FD	ディスポ 拡大 ビトレクトミールズ	5個入	21300BZY00090000	4
AU-1284GD	ディスポ ワイドフィールドビトレクトミールズ	5個入	21300BZY00090000	4
AU-1284ID	ディスポ 30°プリズム ビトレクトミールズ	5個入	21300BZY00090000	4
AU-1285-1	エッカード氏 角膜プロテゼ タイプI アファキ用 2.8mm 7.0mmφ		20100BZY01060000	4
AU-1285-2	エッカード氏 角膜プロテゼ タイプII ファキ用 1.6mm 7.0mmφ		20100BZY01060000	4
AU-1285-5	エッカード氏 角膜プロテゼ タイプV アファキ用 2.5mm 8.0mmφ		20100BZY01060000	4
AU-1286BD-1	ディスポ マイクロ鉗子 (エンドグリップ)	1本入	22000BZX00983000	1
AU-1286BD-5	ディスポ マイクロ鉗子 (エンドグリップ)	5本入	22000BZX00983000	1
AU-1286CAP-3	保護キャップ (1286/2086/2286 用) 合成樹脂製	1個入	-	1
AU-1286CD-1	ディスポ マイクロ鉗子 (グリップタイプ)	1本入	22000BZX00990000	1
AU-1286CD-5	ディスポ マイクロ鉗子 (グリップタイプ)	5本入	22000BZX00990000	1
AU-1286E	マイクロ剪刀 垂直		27B1X0000101286E	1
AU-1286ED-1	ディスポ マイクロ剪刀 垂直	1本入	22000BZX00995000	1
AU-1286ED-5	ディスポ マイクロ剪刀 垂直	5本入	22000BZX00995000	1
AU-1286ILMD-1	ディスポ ILM 鉗子	1本入	222AGBZX00153000	1
AU-1286ILMD-5	ディスポ ILM 鉗子	5本入	222AGBZX00153000	1
AU-1286M	マイクロ剪刀 水平 カーブ		27B1X0000101286M	1
AU-1286MD-1	ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ	1本入	22000BZX00997000	1
AU-1286MD-5	ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ	5本入	22000BZX00997000	1
AU-1286O	サブレチナル用鉗子 水平 60°アングル 3.0mm		27B1X0000101286O	1
AU-1286-SFD	ディスポ シャリオ氏 IOL 固定用鉗子 25G(0.5mm)(直 / 曲セット)		224AGBZX00080000	5
AU-1286SS	滅菌ケース (マイクロ鉗子 / 剪刀 1 本用) 190×55×20mm		-	1
AU-1286W	エッカード氏 ILM 鉗子		27B1X0000101286W	1
AU-1286WD-1	ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子	1本入	222AGBZX00153000	1
AU-1286WD-5	ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子	5本入	222AGBZX00153000	1
AU-1290DSS-09	ディスポ ダイヤモンドスライパー 20G(0.9mm)	1本入	222AGBZX00152000	2
AU-1290DSS09S	ディスポ ダイヤモンドスライパー 20G(0.9mm)	5本入	222AGBZX00152000	2
AU-2110	D.A.L.K. スパチュラセット	3本組	27B1X00001002110	5
AU-2286I	アフジ氏 異物鉗子 20G		27B1X0000102286I	1
AU-2281BTD-S	ディスポ バックフラッシュニードル(ハイポリウム型) ブラッシュアスピレーション	5本入	222AGBZX00212000	2
AU-3269B-6	ディスポ トータルビューファイバースローブ	6本入	27B1X000013P269B	3
AU-3269D-6	ディスポ ファイバースローブ	6本入	27B1X000013P269D	3
AU-3269P27S	ディスポ ワンポートシャンデリア 27G(0.4mm) フォトン用	6本入	22300BZX00318000	3
AU-3269PD27S	ディスポ エッカード氏 ツインライトシャンデリア 27G(0.4mm) フォトン用	6本入	22300BZX00318000	3
AU-3269SBS-6	ディスポ トータルビューファイバースローブ シールド付	6本入	27B1X00001269SBS	3
AU-4020	ディスポ アイリスレトラクター	5個入	22000BZX01000000	5
AU-7051-06-6	ディスポ トータルビューファイバースローブ フォトン用 23G(0.6mm)	6本入	27B1X00001007051	3