



PRODUCT
CATALOG

Hurricane
Medical

日本販売代理店:

RE **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

CAT. No HU-1 改5 2018.4.2000TDR

RE **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

INDEX

▶ 麻酔針	Anesthesia	1
▶ 灌流/空気注入	Irrigation / Air Injection	2
▶ 水晶体嚢切開術	Capsulotomy	3-4
▶ ハイドロディセクション	Hydrodissection	5-6
▶ 灌流/吸引	Irrigation / Aspiration	6
▶ 水晶体皮質除去	Cortex Removal	7
▶ カプセルポリッシュ	Capsule Polishing	8
▶ IOLマニピュレーター/核チョッパー	IOL and Nucleus Manipulation	9
▶ 涙管灌流	Lacrimal Irrigation	9
▶ 網膜硝子体用	Vitreoretinal	10-12
▶ 屈折矯正用	Refractive	13-14
▶ アクセサリー	Microsurgical Accessories	14

●カラーコード

色	ゲージ	内径 (mm)	外径 (mm)
ナチュラル (クリア)	30G	0.15	0.30
グレー	27G	0.20	0.40
ブラウン	26G	0.25	0.45
オレンジ	25G	0.25	0.50
パープル	24G	0.30	0.55
ブルー	23G	0.33	0.60
ブラック	22G	0.41	0.70
グリーン	21G	0.51	0.80
イエロー	20G	0.60	0.90
クリーム	19G	0.70	1.10

●商品ケースのラベル

ラベル情報:

- ロット番号: LOT170501
- 滅菌有効期限(年-月-日): 2022-05-15
- 入り数: QTY (10)
- 品番: REF 3025
- 品目: Irrigating Cystotome-Formed Pearce, 25G (.50mm)
- 滅菌済 (Rは放射線滅菌)
- Single Use
- 再使用厳禁
- CEマーク 0120

●採寸図

例 AU-HC5425 J字型 皮質吸引エクストラクター P.7

25G×22mm、フック長さ2mm×幅1.75mm、先端10mm 45° 曲

必ずお守りいただきたいこと

本品のご使用は1回限りです。
お使いになられたあとは、絶対に再使用せず、定められた手順に従って廃棄してください。

ご注意 本カタログ中の各商品のイラストは原寸大ではありません。

麻酔針

Anesthesia

術前に局所麻酔を施す際に用います。

眼球周囲麻酔針 (10個入)

先端はアトキンソン氏チップで、22°アングルの1面(1方向)カッティングになっています。

アトキンソン氏 眼球周囲麻酔針

23G	AU-HC1023	32mm	▶ 球後麻酔用としても使用できます。
25G	AU-HC1425	22mm	
25G	AU-HC1025	32mm	▶ 球後麻酔用としても使用できます。
27G	AU-HC1427	22mm	
27G	AU-HC1027	32mm	▶ 球後麻酔用としても使用できます。



球後麻酔針 (10個入)

アトキンソン氏 球後麻酔針

23G	AU-HC1123	38mm	人気商品
25G	AU-HC1125	38mm	人気商品
27G	AU-HC1127	38mm	



球後麻酔針

25G	AU-HC1225	38mm、鋭先チップ	人気商品
-----	-----------	------------	------

▶ 鋭先チップは、12°アングルの3面(3方向)カッティング。



テノン嚢下麻酔針 (10個入)

後部テノン腔への麻酔注射に用います。

テノン嚢下カニューレ

20G	AU-HC1320	25mm、弱彎	人気商品
27G	AU-HC1327	22mm、弱彎	人気商品
30G	AU-HC1330	22mm、弱彎	



灌流 / 空気注入

Irrigation / Air Injection


空気、液体、粘弾性物質や眼内薬物の注入によって、前房を維持し形成する際に用います。また除去時にも使用できます。

前房カニューレ (10個入)

カニューレ先端は丸みを帯びており非常に滑らかですので、前房を処置する際、創から安全に挿入できます。

リクロフト氏 前房注入カニューレ

21G	AU-HC2021	22mm、先端4mm 45° 曲	
23G	AU-HC2023	22mm、先端4mm 45° 曲	
25G	AU-HC2025	22mm、先端4mm 45° 曲	人気商品
27G	AU-HC2027	22mm、先端4mm 45° 曲	人気商品
30G	AU-HC2030	22mm、先端4mm 45° 曲	



前房注入カニューレ【直】

27G	AU-HC2127	22mm、直	人気商品
-----	-----------	--------	------




前房注入カニューレ【曲】

20G	AU-HC2220	22mm、曲	
-----	-----------	--------	--



前房注入カニューレ【先端45° 曲】

27G	AU-HC2727	22mm、先端5mm 45° 曲	
27G	AU-HC2827	22mm、先端6mm 45° 曲	
27G	AU-HC2527	22mm、先端7mm 45° 曲	人気商品
30G	AU-HC2730	22mm、先端5mm 45° 曲	



オリーブ型チップカニューレ

23G	AU-HC2623	22mm、弱彎、0.3mmエンドポート	
-----	-----------	---------------------	--




粘弾性物質カニューレ (10個入)

粘弾性物質を前房に注入し、眼内レンズを被膜するために用います。


粘弾性物質注入カニューレ【先端曲】

23G	AU-HC2123	22mm、先端8mm 曲	
23G	AU-HC2323	22mm、先端10mm 曲	
25G	AU-HC2125	22mm、先端8mm 曲	人気商品
27G	AU-HC2227	22mm、先端9mm 曲	
27G	AU-HC2327	22mm、先端10mm 曲	



粘弾性物質注入カニューレ【先端曲、弱彎】

27G	AU-HC2427	22mm、先端11mm 曲、弱彎	
-----	-----------	------------------	--




前房メンテナー (5個入)

セルフクリーニングの灌流で前房維持ができるカニューレです。

前房メンテナー 人気商品

20G	AU-HC2520	3.5mm、チューブ：長さ25cm、内径1.0mm、外径2.0mm	
-----	-----------	-----------------------------------	--

- ▶ セルフクリーニングタイプ。
- ▶ ベベルチップ先端より0.85mmの位置から環状のきざみが施されています。



シャープなチップのシストームで、前囊切開が容易に行なえます。

灌流シストーム (10個入)

水晶体の曲面に適合しているため、容易に前囊へアクセスでき、不用意な角膜接触が避けられます。



ピアース氏 灌流シストーム

25G AU-HC3025 16mm、曲、弱弯



サイドカッティングシストーム

25G AU-HC3725 16mm、曲、弱弯



灌流シストーム

23G AU-HC3023 16mm、曲、弱弯

27G AU-HC3027 16mm、曲、弱弯

30G AU-HC3030 16mm、曲、弱弯



灌流シストーム [45°アングルチップ]

25G AU-HC3925 16mm、曲、弱弯、45°アングルチップ



灌流シストーム [リバース]

25G AU-HC3125 16mm、曲、弱弯、リバース

25G AU-HC3425 22mm、曲、弱弯、リバース



灌流シストーム [ショートカーブ]

25G AU-HC3225 16mm、曲、弱弯、ショートカーブ 人気商品

27G AU-HC3227 16mm、曲、弱弯、ショートカーブ 人気商品

▶カーブが短いので、ディープセットアイや小瞳孔の水晶体囊切開術用に有用です。

CCC用灌流シストーム (10個入)

特殊な形状の先端チップにより、CCC (Continuous Curvilinear Capsulotomies) 施術中、前囊片をうまくコントロールできます。



CCC用灌流シストーム [曲、弱弯]

25G AU-HC3325 16mm、曲、弱弯

27G AU-HC3327 16mm、曲、弱弯 人気商品



CCC用灌流シストーム [直]

27G AU-HC3627 16mm、直

アングル/カーブ シストーム (10個入)



灌流シストーム [曲]

25G AU-HC3625 16mm、曲

27G AU-HC3427 16mm、曲 人気商品



エンドカプセラーシストーム [弱弯]

25G AU-HC3825 16mm、弱弯

27G AU-HC3827 16mm、弱弯

ストレート シストーム (10個入)



灌流シストーム [直]

23G AU-HC3523 16mm、直

25G AU-HC3525 16mm、直 人気商品


27G AU-HC3527 16mm、直 人気商品

30G AU-HC3530 16mm、直

水晶体嚢から水晶体を水圧分離させるのに適しています。

ハイドロディセクター(水平・垂直ポート) (10個入)

前囊下へ容易に挿入できるよう、先端がフラットになっています。



ピアース氏 ハイドロディセクター
 25G AU-HC4025 22mm、先端8mm曲、水平ポート **人気商品**

ハイドロディセクター【先端曲】
 27G AU-HC4927 22mm、先端8mm曲、水平ポート
 27G AU-HC4027 22mm、先端10mm曲、水平ポート
 30G AU-HC4030 22mm、先端10mm曲、水平ポート

ハイドロディセクター【弱弯】
 27G AU-HC4127 22mm、弱弯、水平ポート **人気商品**
 27G AU-HC4227 22mm、弱弯、垂直ポート **人気商品**

ダヤ氏 ハイドロディセクター
 25G AU-HC4125 22mm、曲、弱弯、水平ポート


J字型ハイドロディセクター
 25G AU-HC4325 22mm、垂直ポート、フック長さ3mm×幅2.5mm
 27G AU-HC4327 22mm、垂直ポート、フック長さ3mm×幅2.5mm
 ▶マイクロチップなので挿入しやすく、切開下のハイドロディセクションが行なえます。

ニューマン氏 J字型ハイドロディセクター
 27G AU-HC4527 22mm

チャン氏ハイドロディセクター
 27G AU-HC5027 22mm、90°曲、水平ポート

ハイドロディセクター(ラウンドポート) (10個入)

カニューレ先端は丸みを帯びており非常になめらかですので、創から安全に挿入できます。



ハイドロディセクター【先端曲】
 27G AU-HC4427 22mm、先端10mm曲、ラウンドポート
 30G AU-HC4430 22mm、先端12mm曲、ラウンドポート

ハイドロディセクター【直、先端曲】
 25G AU-HC4725 22mm、直、先端1mm曲、ラウンドポート **人気商品**
 27G AU-HC4727 22mm、直、先端1mm曲、ラウンドポート **人気商品**

ハイドロディセクター フランクフルト型
 27G AU-HC4827 22mm、曲、ラウンドポート

ハイドロエクスプレッションカニューレ (10個入)




コリドン氏 ハイドロエクスプレッションカニューレ
 25G AU-HC4625 22mm
 27G AU-HC4627 22mm

灌流 / 吸引

Irrigation / Aspiration

皮質吸引や粘弾性物質除去のバイマニュアルテクニック用カニューレです。

バイマニュアル 注入・吸引カニューレ (10個入)




バイマニュアル 注入カニューレ
 21G AU-HC5121 22mm、0.51mmトップポート、弱弯
 ▶超音波ユニットとI/Aチューブの接続時には、コネクター(AU-HC9303)をお使いください。

バイマニュアル 吸引カニューレ
 23G AU-HC5123 22mm、0.4mmトップポート、弱弯
 ▶カプセルポリリッシュ用として、先端2mmにエッチング加工が施されています。

シムコ氏 I&Aカニューレ (10個入)

灌流孔はエンドポート、また吸引孔は0.4mmで上向きに設けられています。



シムコ氏 I&Aカニューレ
 23G AU-HC5623 チューブ:長さ 25cm **人気商品**


水晶体皮質除去

Cortex Removal

皮質の破砕片や粘弾性物質を除去する際に用います。

皮質吸引エクストラクター (10個入)

粘弾性物質や前房メンテナーなどで、前房を維持している際の吸引に用います。



皮質吸引エクストラクター


- 21G AU-HC5021 22mm、0.4mmトップポート、弱彎
- 23G AU-HC5023 22mm、0.4mmトップポート、弱彎

シャルルー氏 皮質吸引エクストラクター

- 23G AU-HC5323 22mm、弱彎

J字型 (10個入)

虹彩の牽引や残存する皮質の吸引に有用です。



J字型カニューレ

- 23G AU-HC5223 22mm、フック長さ2mm×幅2.25mm、0.33mmエンドポート
- 25G AU-HC5225 22mm、フック長さ2mm×幅1.75mm、0.25mmエンドポート

J字型 皮質吸引エクストラクター

- 25G AU-HC5425 22mm、フック長さ2mm×幅1.75mm、先端10mm 45° 曲
- 25G AU-HC5425R 22mm、フック長さ1.5mm×幅1.75mm、先端5mm 45° 右曲


カプセルポリッシュ

Capsule Polishing

眼内レンズの挿入前に残存する皮質を囊から除去する際に用います。

ソフトチップカニューレ (10個入)

カニューレ先端にソフトチップが取り付けられており、優しくポリッシングできます。眼内レンズの位置調整にも有効です。



ソフトチップカニューレ


- 23G AU-HC6023 22mm、先端8mm曲、10mmスリーブ
- 25G AU-HC6025 22mm、先端8mm曲、10mmスリーブ
- 27G AU-HC6027 22mm、先端8mm曲、10mmスリーブ

エンゲルス氏 後囊ポリッシャー

- 27G AU-HC6427 22mm、弱彎、23mmスリーブ

マイクロエッチドカニューレ (10個入)

カプセルポリッシング用に、エッチング加工が施されています。



クラッツ氏 カプセルポリッシャー

- 21G AU-HC6121 22mm、0.4mmトップポート、先端3mmエッチング、先端9mm 35° 曲
- 23G AU-HC6123 22mm、0.4mmトップポート、先端3mmエッチング、先端9mm 35° 曲

カプセルポリッシャー

- 21G AU-HC6221 22mm、先端5mmエッチング、先端4mm 45° 曲
- 21G AU-HC6321 32mm、先端6mmエッチング、先端5mm 45° 曲

ゾーントン氏 J字型カプセルポリッシャー

- 23G AU-HC6323 22mm、フック長2mm幅2mm

オリーブチップカプセルポリッシャー

- 23G AU-HC6423 22mm、先端10mm 30° 曲

IOLマニピュレーター (5本入)




レスター氏 IOLマニピュレーター
AU-HC6801 0.25mm径チップ、先端10mm 45° 曲



▶0.2mm径以上のホール用です。

シンスキー氏 IOLマニピュレーター【先端曲】
AU-HC6802 鈍先チップ、先端15mm 45° 曲



▶0.2mm径以上のホール用です。

シンスキー氏 IOLマニピュレーター【直】
AU-HC6804 鈍先チップ、直

核チョッパー (5本入)

バイマニュアルによるフェイコ手技中、嚢胞内で核を破碎する際に用います。



コッホ氏 核チョッパー
AU-HC6810 鈍ラウンドチップ、先端1.5mm 90° 曲、先端6mm 40° 曲



核チョッパー
AU-HC6811 鈍ラウンドチップ、先端1.5mm 90° 曲、先端11mm 40° 曲



涙洗針 (10個入)
21G AU-HC7021 33mm、弱弯
26G AU-HC7026 28mm、弱弯 人気商品

網膜硝子体手術用にデザインされています。

硝子体網膜注入カニューレ (10個入)



硝子体網膜注入カニューレ
20G AU-HC7501 2.5mm、チューブ長さ25cm
20G AU-HC7502 4mm、チューブ長さ25cm
20G AU-HC7503 6mm、チューブ長さ25cm

粘弾性物質注入カニューレ (10個入)

シリコンオイルやその他の粘弾性流体の注入に用います。カニューレには特殊な高圧チューブが付いており、より大きな内径が確保できるように設計されています。



粘弾性物質注入カニューレ
20G AU-HC7504 4mm、チューブ長さ10cm
20G AU-HC7506 4mm、チューブ長さ15.2cm
20G AU-HC7505 6mm、チューブ長さ10cm
20G AU-HC7507 6mm、チューブ長さ15.2cm

網膜下液用カニューレ (10個入)

網膜下液を吸引するのに用います。柔らかいフレキシブルチップ付きですので、網膜裂孔やマクラホールを通して安全に挿入できます。フィッシュストライクテクニックにも使用できます。



網膜下液用カニューレ【曲】
20G AU-HC7820 31mm、延長チップ3mm、曲
20G AU-HC7720 34mm、延長チップ6mm、曲




網膜下液用カニューレ【直】
20G AU-HC7821 31mm、延長チップ3mm、直
20G AU-HC7721 34mm、延長チップ6mm、直
23G AU-HC7823 34mm、延長チップ3mm、直
25G AU-HC7725 34mm、延長チップ1.5mm、直
25G AU-HC7825 34mm、延長チップ3mm、直

網膜硝子体手術用にデザインされています。

マイクロチップカニューレ (10個入)

マイクロチップですので、網膜への不本意な損傷をより低減し、網膜裂孔やマクラホールを通して、網膜下液の注入・吸引が行なえます。



網膜下液用吸引針

20G AU-HC7508 先端27G曲、カニューレ20G、直



AU-HC7509

網膜下用注入針

20G AU-HC7509 先端30G強弯、カニューレ20G、直





AU-HC7510

20G AU-HC7510 先端30G直、カニューレ20G、曲



AU-HC7511

20G AU-HC7511 先端30G直、カニューレ20G、直



網膜硝子体用カニューレ

23G AU-HC7423 28mm、直

25G AU-HC7425 28mm、直



AU-HC7513

網膜下用カニューレ


20G AU-HC7513 先端32G:1mm曲、カニューレ20G、直



AU-HC7521
AU-HC7512

20G AU-HC7521 先端32G:6mm強弯、カニューレ20G、直


20G AU-HC7512 先端32G:9mm強弯、カニューレ20G、直



AU-HC7620

硝子体用カニューレ

20G AU-HC7620 28mm、直



AU-HC7514
AU-HC7522



20G AU-HC7514 先端30G直、カニューレ20G、直

20G AU-HC7522 先端32G直、カニューレ20G、直




AU-HC7515

20G AU-HC7515 先端30G:2.5mm曲、カニューレ20G、直



硝子体用吸引カニューレ

20G AU-HC7516 先端27G直、カニューレ20G、直



シリコーンオイル用カニューレ


20G AU-HC7920 8mm、直

23G AU-HC7923 8mm、直

25G AU-HC7925 8mm、直

ビスコディセクター (10個入)

粘弾性物質を使って増殖膜を剥離するのに用います。カニューレには長さ20cmの高圧ルアロックチューブ(内径0.5mm、外径1.5mm)が付いています。



硝子体用ビスコディセクター


20G AU-HC7519 先端30Gフラット45°曲、カニューレ20G

20G AU-HC7518 先端30Gフラット70°曲、カニューレ20G

20G AU-HC7517 先端30Gフラット90°曲、カニューレ20G

メンブレンディセクター (10個入)

黄斑上膜やERM、その他の網膜硝子体メンブレンの除去を容易にします。



硝子体用ブラシ

20G AU-HC7520 延長チップ3mm直、直

網膜硝子体用カニューレ シリコーンブラッシュ

23G AU-HC7523 延長チップ3mm直、直

網膜硝子体マイクロピック

23G AU-HC7623 先端23G曲、直


硝子体用マイクロピック

20G AU-HC7625 先端25G曲、カニューレ20G、直

20G AU-HC7630 先端30G曲、カニューレ20G、直


エキシマレーザーによる屈折矯正用器具です。

屈折矯正用カニューレ (10個入)



ダヤ氏 屈折矯正用カニューレ

- 21G AU-HC7121 22mm、先端11mmフラット曲、弱弯
- 23G AU-HC7123 22mm、先端11mmフラット曲、弱弯




ローゼン氏 屈折矯正用イリゲーター

- 25G AU-HC7125 22mm、先端9mmフラット曲、弱弯



屈折矯正用スパチュラ/イリゲーター

- 23G AU-HC7223 22mm、先端9mm曲、弱弯
- 27G AU-HC7627 22mm、先端9mm曲、弱弯




屈折矯正用イリゲーター

- 27G AU-HC7427 22mm、先端11mm曲、弱弯




屈折矯正用イリゲーター 4ポート

- 27G AU-HC7227 22mm、先端9mm曲、弱弯、0.15mm径ポート×4



屈折矯正用イリゲーター 4ポート 【先端フラット】

- 23G AU-HC7323 22mm、先端1.5mmフラット、先端11mm曲、弱弯、0.2mm径ポート×4
- 27G AU-HC7127 22mm、先端1.5mmフラット、先端9mm曲、弱弯、0.15mm径ポート×4




アシス氏 屈折矯正用イリゲーター 3ポート

- 27G AU-HC7527 22mm、先端1.5mmフラット、先端9mm曲、弱弯、0.15mm径ポート×3、スムーズチップ



屈折矯正用イリゲーター 6ポート

- 25G AU-HC7225 22mm、先端7mm曲、0.15mm径ポート×6
- 27G AU-HC7727 22mm、先端9mm曲、0.15mm径ポート×6




プロブスト氏 屈折矯正用イリゲーター

- 27G AU-HC7327 22mm、先端2mmフラット、先端7mm 90° 曲、スムーズチップ

屈折矯正用ドレーン (20個入)

眼球周囲に貯留する液を吸引・排出させます。




屈折矯正用ドレーン 【10mmホール】

- AU-HC7301 40×14mm、10mmホール



屈折矯正用ドレーン 【12mmホール】

- AU-HC7311 41×15mm、12mmホール



屈折矯正用ドレーン 【8.5mmホール】

- AU-HC7317 40×14mm、8.5mmホール

屈折矯正用シールド、スポンジ

リントフリーのPVAです。



屈折矯正用シールド (20個入)

- AU-HC7302 8mm径、PVA



プロブスト氏 屈折矯正用スポンジ (20×5個入)

- AU-HC7305 2×4mm、PVA



屈折矯正用柄付スポンジ (15×5個入)

- AU-HC7306 PVA

人気商品

アクセサリ

Microsurgical Accessories



柄付スポンジ (15×5本入)

- AU-HC9001 ▶ 白内障、網膜硝子体など一般用



綿棒 (10×10本入)

- AU-HC9003



サージカルスポンジ(リントフリー) (20×15個入)

- AU-HC9006 2×8mm



インストルメントワイブ (20個入)

- AU-HC9101 75×75mm



コネクター(オス・オス) (50個入)

- AU-HC9303 全長29mm

番号索引

下記番号の商品が本カタログに掲載されております。

品番	届出/承認番号	ページ
AU-HC1023	214008ZY00451000	1
AU-HC1025	214008ZY00451000	1
AU-HC1027	214008ZY00451000	1
AU-HC1123	214008ZY00451000	1
AU-HC1125	214008ZY00451000	1
AU-HC1127	214008ZY00451000	1
AU-HC1225	214008ZY00451000	1
AU-HC1320	214008ZY00451000	1
AU-HC1327	214008ZY00451000	1
AU-HC1330	214008ZY00451000	1
AU-HC1425	214008ZY00451000	1
AU-HC1427	214008ZY00451000	1
AU-HC2021	214008ZY00451000	2
AU-HC2023	214008ZY00451000	2
AU-HC2025	214008ZY00451000	2
AU-HC2027	214008ZY00451000	2
AU-HC2030	214008ZY00451000	2
AU-HC2123	214008ZY00451000	2
AU-HC2125	214008ZY00451000	2
AU-HC2127	214008ZY00451000	2
AU-HC2220	214008ZY00451000	2
AU-HC2227	214008ZY00451000	2
AU-HC2323	214008ZY00451000	2
AU-HC2327	214008ZY00451000	2
AU-HC2427	214008ZY00451000	2
AU-HC2520	214008ZY00451000	2
AU-HC2527	214008ZY00451000	2
AU-HC2623	214008ZY00451000	2
AU-HC2727	214008ZY00451000	2
AU-HC2730	214008ZY00451000	2
AU-HC2827	214008ZY00451000	2
AU-HC3023	214008ZY00451000	3
AU-HC3025	214008ZY00451000	3
AU-HC3027	214008ZY00451000	3
AU-HC3030	214008ZY00451000	3
AU-HC3125	214008ZY00451000	3
AU-HC3225	214008ZY00451000	3
AU-HC3227	214008ZY00451000	3
AU-HC3325	214008ZY00451000	4
AU-HC3327	214008ZY00451000	4
AU-HC3425	214008ZY00451000	3
AU-HC3427	214008ZY00451000	4
AU-HC3523	214008ZY00451000	4
AU-HC3525	214008ZY00451000	4
AU-HC3527	214008ZY00451000	4
AU-HC3530	214008ZY00451000	4
AU-HC3625	214008ZY00451000	4
AU-HC3627	214008ZY00451000	4
AU-HC3725	214008ZY00451000	3
AU-HC3825	214008ZY00451000	4
AU-HC3827	214008ZY00451000	4
AU-HC3925	214008ZY00451000	3
AU-HC4025	214008ZY00451000	5
AU-HC4027	214008ZY00451000	5
AU-HC4030	214008ZY00451000	5
AU-HC4125	214008ZY00451000	5
AU-HC4127	214008ZY00451000	5
AU-HC4227	214008ZY00451000	5
AU-HC4325	214008ZY00451000	5
AU-HC4327	214008ZY00451000	5
AU-HC4427	214008ZY00451000	5
AU-HC4430	214008ZY00451000	5
AU-HC4527	214008ZY00451000	5
AU-HC4625	214008ZY00451000	6
AU-HC4627	214008ZY00451000	6
AU-HC4725	214008ZY00451000	5
AU-HC4727	214008ZY00451000	5
AU-HC4827	214008ZY00451000	5
AU-HC4927	214008ZY00451000	5
AU-HC5021	214008ZY00451000	7
AU-HC5023	214008ZY00451000	7
AU-HC5027	214008ZY00451000	5
AU-HC5121	214008ZY00451000	6
AU-HC5123	214008ZY00451000	6
AU-HC5223	214008ZY00451000	7
AU-HC5225	214008ZY00451000	7
AU-HC5323	214008ZY00451000	7
AU-HC5425	214008ZY00451000	7
AU-HC5425R	214008ZY00451000	7
AU-HC5623	214008ZY00451000	6

品番	届出/承認番号	ページ
AU-HC6023	214008ZY00451000	8
AU-HC6025	214008ZY00451000	8
AU-HC6027	214008ZY00451000	8
AU-HC6121	214008ZY00451000	8
AU-HC6123	214008ZY00451000	8
AU-HC6221	214008ZY00451000	8
AU-HC6321	214008ZY00451000	8
AU-HC6323	214008ZY00451000	8
AU-HC6423	214008ZY00451000	8
AU-HC6427	214008ZY00451000	8
AU-HC6801	220008ZX01006000	9
AU-HC6802	220008ZX01007000	9
AU-HC6804	220008ZX01010000	9
AU-HC6810	220008ZX01008000	9
AU-HC6811	220008ZX01009000	9
AU-HC7021	214008ZY00451000	9
AU-HC7026	214008ZY00451000	9
AU-HC7121	214008ZY00451000	13
AU-HC7123	214008ZY00451000	13
AU-HC7125	214008ZY00451000	13
AU-HC7127	214008ZY00451000	13
AU-HC7223	214008ZY00451000	13
AU-HC7225	214008ZY00451000	13
AU-HC7227	214008ZY00451000	13
AU-HC7301	27B1X00001007301	14
AU-HC7302	27B1X00001007302	14
AU-HC7305	27B1X00001007305	14
AU-HC7306	27B1X00001007306	14
AU-HC7311	27B1X00001007311	14
AU-HC7317	27B1X00001000001	14
AU-HC7323	214008ZY00451000	13
AU-HC7327	214008ZY00451000	13
AU-HC7423	214008ZY00451000	11
AU-HC7425	214008ZY00451000	11
AU-HC7427	214008ZY00451000	13
AU-HC7501	214008ZY00451000	10
AU-HC7502	214008ZY00451000	10
AU-HC7503	214008ZY00451000	10
AU-HC7504	214008ZY00451000	10
AU-HC7505	214008ZY00451000	10
AU-HC7506	214008ZY00451000	10
AU-HC7507	214008ZY00451000	10
AU-HC7508	214008ZY00451000	11
AU-HC7509	214008ZY00451000	11
AU-HC7510	214008ZY00451000	11
AU-HC7511	214008ZY00451000	11
AU-HC7512	214008ZY00451000	11
AU-HC7513	214008ZY00451000	11
AU-HC7514	214008ZY00451000	11
AU-HC7515	214008ZY00451000	11
AU-HC7516	214008ZY00451000	11
AU-HC7517	214008ZY00451000	12
AU-HC7518	214008ZY00451000	12
AU-HC7519	214008ZY00451000	12
AU-HC7520	214008ZY00451000	12
AU-HC7521	214008ZY00451000	11
AU-HC7522	214008ZY00451000	11
AU-HC7523	214008ZY00451000	12
AU-HC7527	214008ZY00451000	13
AU-HC7620	214008ZY00451000	11
AU-HC7623	214008ZY00451000	12
AU-HC7625	214008ZY00451000	12
AU-HC7627	214008ZY00451000	13
AU-HC7630	214008ZY00451000	12
AU-HC7720	214008ZY00451000	10
AU-HC7721	214008ZY00451000	10
AU-HC7725	214008ZY00451000	10
AU-HC7727	214008ZY00451000	13
AU-HC7820	214008ZY00451000	10
AU-HC7821	214008ZY00451000	10
AU-HC7823	214008ZY00451000	10
AU-HC7825	214008ZY00451000	10
AU-HC7920	214008ZY00451000	11
AU-HC7923	214008ZY00451000	11
AU-HC7925	229AGBZX00118000	11
AU-HC9001	27B1X00001009001	14
AU-HC9003	27B1X00001009003	14
AU-HC9006	27B1X00001009006	14
AU-HC9101	27B1X00001009101	14
AU-HC9303	-	14