


# 20G Vitrectomy & Others



Next Generation Surgery

---

20ゲージ 硝子体手術器具・その他

---

## マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



AU-1286WD-1/ AU-1286WD-5  
 ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子  
 20G (0.9mm) 1本入/5本入



AU-1286ED-1/AU-1286ED-5  
 ディスポ マイクロ剪刀 垂直  
 20G (0.9mm) 1本入/5本入



AU-1286ILMD-1/AU-1286ILMD-S  
 ディスポ ILM 鉗子  
 20G (0.9mm) 1本入/5本入



AU-1286MD-1/AU-1286MD-5  
 ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ  
 20G (0.9mm) 1本入/5本入

## マイクロ鉗子&剪刀

Reusable



AU-1286E  
 マイクロ剪刀 垂直



AU-2286I  
 アフジ氏 異物鉗子 20G



AU-1286O  
 サブレチナル用鉗子 水平 60°  
 アングル 3.0mm

AU-1286CAP-3  
 保護キャップ (1286・2086・2286用)  
 ※合成樹脂製



滅菌  
 ケース AU-1286SS  
 マイクロ鉗子・剪刀 1本用  
 190×55×20mm



## 網膜下用カニューレ

Disposable



AU-1270-01  
 ディスポ インジェクションニードル  
 41G (0.1mm) 1本入

## バックフラッシュニードル

Disposable



AU-2281BD-S  
ディスポ バックフラッシュニードル  
(ハイボリューム型)  
シリコンブラッシュ付  
5本入



AU-2281BTD-S  
ディスポ バックフラッシュニードル  
(ハイボリューム型)  
ブラッシュ アスピレーション  
5本入



AU-2281AD-S  
ディスポ バックフラッシュニードル  
(ハイボリューム型)  
ストレート  
5本入

## バックフラッシュニードル

Reusable



AU-1281B  
バックフラッシュニードル  
ストレート シリコンブラッシュ付 (黄)

AU-1281T  
バックフラッシュニードル  
ストレート アスピレーション (青)

## 予備リザーバー/ニードル

Disposable

AU-1281AID  
ディスポ 予備リザーバー ストレート  
(1281A/B用)  
滅菌済 10本入

AU-1281B1D  
ディスポ 予備ニードル ストレート  
シリコンブラッシュ付 20G  
滅菌済 10本入

AU-1281XD  
ディスポ 予備リザーバー  
(1281T用)  
滅菌済 10本入

23G

AU-1281B1D-06  
ディスポ 予備ニードル ストレート  
シリコンブラッシュ付 23G  
滅菌済 10本入

## セルフリテイニングインフュージョンカニューレ

Disposable



AU-1272FD-5  
コロベルニック氏 セルフリテイニング  
インフュージョンカニューレ  
(5.0mm) 5本入



AU-1272GD-5  
コロベルニック氏 セルフリテイニング  
インフュージョンカニューレ  
(4.0mm) 5本入



20G・MVRナイフで強膜創を作成後、このカニューレを装着するだけでダクロン等による縫着不要です。

## 硝子体手術用コンタクトレンズ

Disposable

- リング縫着不要で、手術時間を短縮
- 緊急時のバックアップ用としても最適
- 使い捨てで感染防止
- 通常のガラスより光透過率が高い透明シリコン製



AU-1284DD  
ディスポ フラット  
ビトレクトミーレンズ  
5個入



AU-1284GD  
ディスポ ワイドフィールド  
ビトレクトミーレンズ  
5個入



AU-1284ED  
ディスポ バイコンケーブ  
ビトレクトミーレンズ  
5個入



AU-1284ID  
ディスポ 30°プリズム  
ビトレクトミーレンズ  
5個入



AU-1284FD  
ディスポ  
拡大ビトレクトミーレンズ  
5個入

商品 No.	AU-1284DD	AU-1284ED	AU-1284FD	AU-1284GD	AU-1284ID
レンズ直径	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm
屈折率	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
視野角	36°	28°	34°	48°	38°

## 角膜プロテーゼ


Reusable

- 硝子体手術時に角膜混濁等で眼底の視認性が悪い場合に使用します。
- 縫合用に6ヶ所の穴があります。



AU-1285-1 / AU-1285-2 / AU-1285-5  
エッカード氏 角膜プロテーゼ  
(一時的人工角膜)

注)この製品は未滅菌です。



商品 No.	商品名	A	B
AU-1285-1	タイプ I アファキ用	φ 7mm	2.8mm
AU-1285-2	タイプ II ファキ用	φ 7mm	1.6mm
AU-1285-5	タイプ V アファキ用	φ 8mm	2.5mm

## ファイバークローブ

Disposable



AU-3269D-6  
ディスポ ファイバークローブ  
20G(0.9mm)6本入



AU-3269B-6  
ディスポ トータルビュー  
ファイバークローブ  
20G(0.9mm)6本入



AU-3269SBS-6  
ディスポ トータルビュー  
ファイバークローブ シールド付  
20G(0.9mm)6本入

## フォトン用シャンデリア

27G

Disposable



AU-3269PD27S  
ディスポ エッカード氏  
ツインライトシャンデリア  
27G(0.4mm)フォトン用6本入  
承認番号:22300BZX00318000



AU-3269P27S  
ディスポ ワンポートシャンデリア  
27G(0.4mm)フォトン用6本入  
承認番号:22300BZX00318000

## アイリスレトラクター

Disposable



AU-4020  
ディスポ アイリスレトラクター  
5個入

- 瞳孔を拡張する際に使用します。
- フレキシブルフックとシリコンストッパーで構成されています。

## DALK

Reusable



AU-2110  
D.A.L.K. スパチュラセット  
3本組

注)この製品は未滅菌です。

- 3本セットでの販売となります。
- 滅菌して複数回再使用できます。

直/曲  
セット

AU-1286-SFD  
ディスボ シャリオ氏 IOL 固定用鉗子 25G 直 / 曲



- シャリオ先生がご考案の強膜内固定術用に開発された器具です。
- IOLハプティックを把持し易いように、チップの中央部分を凹ませています。

番号索引

商品番号	商品名		承認・認証・届出番号	ページ
AU-1270-01	ディスボ インジェクションニードル 41G(0.1mm)	1本入	21400BZY00106000	1
AU-1272FD-5	コロベルニック氏 セルフリテイニング インフュージョンカニューレ 5.0mm	5本入	21400BZY00421000	2
AU-1272GD-5	コロベルニック氏 セルフリテイニング インフュージョンカニューレ 4.0mm	5本入	21400BZY00421000	2
AU-1281AID	ディスボ 予備リザーバー ストレート (1281A/B用)	10本入	16300BZY01167000	2
AU-1281B	バックフラッシュニードル ストレート シリコンブラッシュ付 (黄)		16300BZY01167000	2
AU-1281BID	ディスボ 予備ニードル ストレート シリコンブラッシュ付 20G	10本入	16300BZY01167000	2
AU-1281BID-06	ディスボ 予備ニードル ストレート シリコンブラッシュ付 23G	10本入	16300BZY01167000	2
AU-1281T	バックフラッシュニードル ストレート アスピレーション (青)		20100BZY00982000	2
AU-1281XD	ディスボ 予備リザーバー (1281T/AS/ASST 用)	10本入	20100BZY00982000	2
AU-1284DD	ディスボ フラット ビトレクミールズ	5個入	21300BZY00090000	3
AU-1284ED	ディスボ バイコンケーブ ビトレクミールズ	5個入	21300BZY00090000	3
AU-1284FD	ディスボ 拡大 ビトレクミールズ	5個入	21300BZY00090000	3
AU-1284GD	ディスボ ワイドフィールド ビトレクミールズ	5個入	21300BZY00090000	3
AU-1284ID	ディスボ 30°プリズム ビトレクミールズ	5個入	21300BZY00090000	3
AU-1285-1	エッカード氏 角膜プロテゼ タイプI アファキ用 2.8mm 7.0mmφ		20100BZY01060000	3
AU-1285-2	エッカード氏 角膜プロテゼ タイプII ファキ用 1.6mm 7.0mmφ		20100BZY01060000	3
AU-1285-5	エッカード氏 角膜プロテゼ タイプV アファキ用 2.5mm 8.0mmφ		20100BZY01060000	3
AU-1286CAP-3	保護キャップ (1286/2086/2286 用) 合成樹脂製	1個入	-	1
AU-1286E	マイクロ剪刀 垂直		27B1X0000101286E	1
AU-1286ED-1	ディスボ マイクロ剪刀 垂直	1本入	22000BZX00995000	1
AU-1286ED-5	ディスボ マイクロ剪刀 垂直	5本入	22000BZX00995000	1
AU-1286ILMD-1	ディスボ ILM 鉗子	1本入	222AGBZX00153000	1
AU-1286ILMD-S	ディスボ ILM 鉗子	5本入	222AGBZX00153000	1
AU-1286MD-1	ディスボ マイクロ剪刀 水平 カーブ	1本入	22000BZX00997000	1
AU-1286MD-5	ディスボ マイクロ剪刀 水平 カーブ	5本入	22000BZX00997000	1
AU-1286O	サブレチナル用鉗子 水平 60°アングル 3.0mm		27B1X0000101286O	1
AU-1286-SFD	ディスボ シャリオ氏 IOL 固定用鉗子 25G (0.5mm) (直 / 曲セット)		224AGBZX00080000	5
AU-1286SS	滅菌ケース (マイクロ剪刀 / 剪刀 1本用) 190×55×20mm		-	1
AU-1286WD-1	ディスボ エッカード氏 ILM 鉗子	1本入	222AGBZX00153000	1
AU-1286WD-5	ディスボ エッカード氏 ILM 鉗子	5本入	222AGBZX00153000	1
AU-2110	D.A.L.K. スパチュラセット	3本組	27B1X00001002110	4
AU-2286I	アフジ氏 異物鉗子 20G		27B1X0000102286I	1
AU-2281AD-S	ディスボ バックフラッシュニードル(ハイボリウム型)ストレート	5本入	222AGBZX00212000	2
AU-2281BD-S	ディスボ バックフラッシュニードル(ハイボリウム型)シリコンブラッシュ付	5本入	222AGBZX00212000	2
AU-2281BTD-S	ディスボ バックフラッシュニードル(ハイボリウム型)ブラッシュアスピレーション	5本入	222AGBZX00212000	2
AU-3269B-6	ディスボ トータルビューファイバークローブ	6本入	27B1X000013P269B	4
AU-3269D-6	ディスボ ファイバークローブ	6本入	27B1X000013P269D	4
AU-3269P27S	ディスボ ワンポートシャンデリア 27G (0.4mm) フォトン用	6本入	22300BZX00318000	4
AU-3269PD27S	ディスボ エッカード氏 ツインライトシャンデリア 27G (0.4mm) フォトン用	6本入	22300BZX00318000	4
AU-3269SBS-6	ディスボ トータルビューファイバークローブ シールド付	6本入	27B1X00001269SBS	4
AU-4020	ディスボ アイリスレトラクター	5個入	22000BZX01000000	4

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社  
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29  
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル  
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東  
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222  
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483  
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956  
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。