


23G Vitrectomy System



Next Generation Sutureless Surgery

23ゲージ 硝子体手術システム





認証番号: 223AGBZX00086000

UltraSpeed Transformer 最大カットレート 6000cpm

TDC カッターと 6000cpm カッターは UST(ウルトラスピードトランスフォーマー)に接続して使用します。

ポートが閉じない

AU-1265UST

ウルトラスピード トランスフォーマー

認証番号: 225AGBZX00053000

TDC 硝子体カッター 6000

認証番号: 223AGBZX00086000

23G(0.6mm) 6本入



※詳しくはUltraSpeed Transformerのカタログをご覧下さい。

眼内レーザープローブ

Disposable `



ディスポ **眼内レーザープローブ テーパー 曲** SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入

承認番号:22600BZX00121000 併用機器 A 併用機器 B



AU-7223ALC-6 ディスポ

AU-7511ALC-6

ディレクショナル 眼内レーザープローブ SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入

承認番号: 22600BZX00121000 併用機器 A 併用機器 B



AU-7510ALC-6

ディスポ

照明付き 眼内レーザープローブ テーパー 曲 SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入

承認番号:22600BZX00121000

併用機器 A

| | 品 名 | 承認番号 | 最大出力 |
|--------|------------------------|------------------|--------|
| 併用機器 A | アルコン オフサラス 532 アイライト | 20600BZY01155000 | 2000mW |
| 併用機器 B | ノーバススペクトラグリーンレーザー光凝固装置 | 22000BZX01636000 | 2300mW |

クロージャーバルブを外して装着するタイプの インフュージョンです。



AU-1279HF

ディスポ トロカールカニューレシステム用 インフュージョンチューブ(ハイフロー型) 6本入

届出番号:27B1X000011279HF

灌流量が多く確保でき、 術中の急激な眼内圧の変化にも 自然落下でも、素早く復元できます。



AU-1272ED-06 / AU-1272ED-06S

ディスポ エッカード氏 23Gカニューレシステム (ツーステップ)

1セット/5セット 承認番号: 22300BZX00291000





- ●23Gシステム用トロカール 3本 ●器具用カニューレ 3個
- ●クロージャーバルブ
- 3個 ●インフュージョンチューブ 1本

AU-1272ED2-06 / AU-1272ED206S ディスポ 23G ワンステップ カニューレシステム

1セット/5セット 承認番号: 22300BZX00291000





- ●ワンステップカニューレスタイレット 3本
- ●器具用カニューレ ●クロージャーバルブ
- ●インフュージョンチューブ

クロージャーバルブの上から挿し込むタイプの インフュージョンです。



AU-1279IA

ディスポ 23G システム用 シリコーンインフュージョンチューブ 5本入

届出番号: 27B1X000011279IA



AU-1272EA-06 / AU-1272EA-06S

ディスポ エッカード氏 23Gカニューレシステム (ツーステップ)

1セット/5セット

承認番号: 22300BZX00291000





- ●23Gシステム用トロカール 3本
- ●器具用カニューレ 3個 ●クロージャーバルブ 3個 ●インフュージョンチューブ 1本



AU-1272EA2-06 / AU-1272EA206S

- ●ワンステップカニューレスタイレット 3本
- ●器具用カニューレ 3個 ●クロージャーバルブ 3個
- ●インフュージョンチューブ 1本

AU-1272EDPP06

ディスポ 23G ワンステップトロカールカニューレ

6本入 承認番号: 22300BZX00291000



3個

3個

シャンデリアやバックアップに有用なカニューレです。

- ・スタイレット
- ・カニューレ
- ・クロージャーバルブ

×6

AU-1272E-RPP6

ディスポ クロージャーバルブ (23Gシステム用)4個入

承認番号: 21400BZY00421000



エッカード氏 23Gカニューレシステム

Reusable

エッカード氏 23G カニューレシステム

届出番号: 27BIX00001272E06



※写真の AU-1278 エッカード氏 23G カニューレ用鑷子と、 AU-2115 エッカード氏 プレッシャープレートは別売です。

追加部品

23Gシステム用カニューレ ……2個入 届出番号:27B1X000012ERPP1

•AU-1272E-RPP3 **23Gシステム用プラグ ……2個入** 届出番号:27B1X000012ERPP3

•AU-1278 エッカード氏 23G カニューレ用鑷子 ………1本入 ·AU-1279IA ディスポ 23Gシステム用 シリコーンインフュージョンチューブ… 5本入 届出番号:27B1X000011279IA

エッカード氏 プレッシャープレート …… 1本入 届出番号:27B1X00001002115

•30008300 滅菌ケ-



シャフト長:33mm

先端収納型

23G(0.6mm)1本入/5本入 シャフト長:33mm,チップ:0.7mm 認証番号: 223AGBZX00087000



AU-2281STD06S

ディスポ バックフラッシュニードル (ハイボリューム型) ソフトチップ アスピレーション 23G(0.6mm)5本入

シャフト長:33mm,チップ:0.4mm 認証番号: 222AGBZX00212000



AU-2281BTD06S

ディスポ バックフラッシュニードル (ハイボリューム型) ブラッシュ アスピレーション 23G(0.6mm)5本入

シャフト長:33mm,チップ:0.7mm 認証番号: 222AGBZX00212000





シャフト長:32mm

【鉗子】



AU-1286W-06

エッカード氏 ILM 鉗子 23G(0.6mm) 1本入 シャフト長: 32mm, チップ: 4.3mm

ジャフト長:32mm,チップ:4.3mm 届出番号:27B1X00001286W06



AU-2286K-06 マイクロ鉗子

マイクロ郵子 (エイシメトリカルエンドグリップ) 23G(0.6mm)1本入

シャフト長: 32mm, チップ: 2.5mm 届出番号: 27B1X00001286K06



AU-1286ILM-06

ILM 鉗子 23G(0.6mm)1本入

シャフト長: 32mm, チップ: 3.5mm 届出番号: 27B1X000016ILM06



AU-1286C-06

マイクロ鉗子(グリップタイプ) 23G(0.6mm)1本入

シャフト長: 32mm, チップ: 4.3mm 届出番号: 27B1X00001286C06





AU-1286M-06

マイクロ剪刀 水平 カーブ 23G(0.6mm)1本入

シャフト長:32mm,チップ:2.4mm 届出番号:27B1X00001286M06



AU-1286E-06

マイクロ剪刀 垂直 23G(0.6mm)1本入

シャフト長:32mm

届出番号:27B1X00001286E06

チップは開放状態のサイズです

マイクロ鉗子&剪刀・

Disposable



シャフト長:32mm

【鉗子】



AU-1286WD-06 / AU-1286WD-06S ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子

23G (0.6mm) 1本入/5本入 シャフト長: 32mm, チップ: 4.3mm

認証番号: 222AGBZX00153000



AU-1286ILMD6 / AU-1286ILMD6S

ディスポ ILM 鉗子 23G(0.6mm)1本入/5本入

シャフト長: 32mm, チップ: 3.5mm 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-2286KD-06 / AU-2286KD-06S ディスポ マイクロ料子

ディスポ マイクロ鉗子 (エイシメトリカルエンドグリップ) 23G(0.6mm)1本入/5本入

シャフト長: 32mm, チップ: 2.5mm 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-1286CD-06 / AU-1286CD-06S

ディスポ マイクロ鉗子(グリップタイプ) 23G(0.6mm) 1本入/5本入

シャフト長: 32mm, チップ: 4.3mm 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-2286CD306S

ディスポ シャー氏 マイクロ鉗子 23G(0.6mm)5本入

シャフト長: 32mm, チップ: 3mm 認証番号: 222AGBZX00153000



【剪刀】



AU-1286MD-06 / AU-1286MD-06S ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ 23G(0.6mm) 1本入/5本入

シャフト長:32mm,チップ:2.4mm 認証番号:224AGBZX00086000



AU-1286ED-06 / AU-1286ED-06S ディスポ マイクロ剪刀 垂直 23G(0.6mm)1本入/5本入

シャフト長:32mm

認証番号: 224AGBZX00086000



AU-3269D-06-6 ディスポ ファイバープローブ 23G(0.6mm)6本入 届出番号: 27B1X000013269D0



AU-3269SBS06S ディスポ トータルビュー ファイバープローブ シールド付 23G(0.6mm)6本入 届出番号: 27B1X000019SBS06



AU-3269B-06-6 ディスポ トータルビューファイバープローブ 23G(0.6mm)6本入 届出番号: 27B1X00001269B06



AU-3269EB-06S ディスポ トータルビューシャンデリア 23G(0.6mm)6本入 エッカードカニューレシステム用 届出番号: 27B1X0000169EB06

27_G



AU-3269MBD27S ディスポ エッカード氏 ツインライトシャンデリア 27G(0.4mm)6本入 承認番号: 22300BZX00318000



AU-3269A27S ディスポ ワンポートシャンデリア 27G(0.4mm)6本入 承認番号: 22300BZX00318000



AU-1272EDPP04 ディスポ 27G ワンステップ トロカールカニューレ 6本入

承認番号: 22300BZX00291000

※27G のトロカールを使用することで、 シャンデリアをより挿しやすく、より安定します。

LEDStar

LEDStar Next Generation LED Illumination

LED 照明を採用することにより、省電力・長寿命を実現

AU-1266LED

LEDStar 高輝度光源装置

届出番号:27B1X00001266LED



※詳しくはLEDStarのカタログをご覧下さい。

Disposable

フォトン用シャンデリア

27G



AU-3269PD27S ディスポ エッカード氏 ツインライトシャンデリア 27G(0.4mm)フォトン用 6本入 承認番号: 22300BZX00318000



AU-3269P27S ディスポ ワンポートシャンデリア 27G(0.4mm)フォトン用 6本入 承認番号: 22300BZX00318000

強膜圧迫子・

Reusable







AU-1040 クサカ氏 強膜圧迫子 1本入

届出番号: 27B1X00001001040

網膜下用力ニューレ

Disposable





AU-1270EXT-06 / AU-1270EXT06S ディスポ 網膜下インジェクションニードル 先端収納型 先端 41G 23G(0.6mm)1本入/5本入

認証番号:223AGBZX00087000

メンブレンピック・

Reusable





AU-1292E-06 エッカード氏メンブレンピック 23G(0.6mm) 1本入

届出番号:27B1X00001292E06

ダイヤモンドスイーパー・

Disposable `





AU-1290EXS6 / AU-1290EXS6S ディスポ ダイヤモンドスイーパー 先端収納型

23G(0.6mm)1本入/5本入 認証番号:222AGBZX00152000



AU-1290DSS-06 / AU-1290DSS06S ディスポ ダイヤモンドスイーパー 23G(0.6mm) 1本入/5本入

認証番号: 222AGBZX00152000

スパチュラ・

| Disposable |





AU-1290ECS06S

ディスポ カーブスパチュラ 先端収納型 23G(0.6mm) 5本入

認証番号: 222AGBZX00152000

バイポーラ・

Disposable



米国 カーワン社

SR-14-5007-5 ディスポ バイポーラ電極 ペンシルタイプ 23G(直) 23G(0.6mm)5本入

シャフト長: 28mm

承認番号: 20500BZY00512000

カニューレ ---- Disposable





液体パーフルオロカーボンを眼内に注入すると同時に 眼内液を排出することができます。



承認番号: 21400BZY00106000





AU-1272ILM06S ディスポ ILM マイクロピックニードル 23G(0.6mm)5本入 承認番号: 21400BZY00106000





AU-1272VFI06S ディスポ VFI カニューレ 23G(0.6mm) 5本入 承認番号: 21400BZY00106000





AU-1272SD-06S ディスポ ソフトチップカニューレ 23G (0.6mm) 5本入 承認番号: 16300BZY01167000













AU-1281CD27 ディスポ **予備ニードルテーパー** 23G/27G 10本入 ルアーロック型 1281C用

承認番号:16300BZY01167000

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社

R E MEDICAL, INC.

社: 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29

東 京 営 業 所: 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル 名古屋営業所: 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東 福 岡 営 業 所: 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222 TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483 TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956 TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181