


23G Vitrectomy System



Next Generation Sutureless Surgery

23ゲージ 硝子体手術システム

硝子体カッター-6000

Disposable



- 1アクション** 周辺組織のトラクションを軽減させます。
- 2カット**
- 92% Duty Cycle** カットレートに関係なく一定の吸引量を保ちます。

AU-6268NMD06S
ディスポ
TDC 硝子体カッター 6000
 23G(0.6mm) 6本入
 認証番号：223AGBZX00086000



6000cpm のカッターです。

AU-6267NMD06S
ディスポ
硝子体カッター 6000
 23G(0.6mm) 6本入
 認証番号：223AGBZX00086000



UltraSpeed Transformer

最大カットレート 6000cpm

TDC カッターと 6000cpm カッターは UST (ウルトラスピードトランスフォーマー) に接続して使用します。


AU-1265UST
ウルトラスピード トランスフォーマー
 認証番号：225AGBZX00053000



※詳しくはUltraSpeed Transformerのカタログをご覧ください。

眼内レーザープローブ


Disposable



AU-7511ALC-6
ディスポ
眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
 承認番号：22600BZX00121000
 併用機器 A 併用機器 B



AU-7223ALC-6
ディスポ
ディレクショナル 眼内レーザープローブ
 SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
 承認番号：22600BZX00121000
 併用機器 A 併用機器 B



AU-7510ALC-6
ディスポ
照明付き 眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
 承認番号：22600BZX00121000
 併用機器 A

	品名	承認番号	最大出力
併用機器 A	アルコン オフサラス 532 アイライト	20600BZY01155000	2000mW
併用機器 B	ノーバスペクトラグリーンレーザー光凝固装置	22000BZX01636000	2300mW

※新型ハンドルへと移行途中のため、旧型ハンドルと混在する場合があります。

23Gカニューレシステム

Disposable

ED

クロージャーバルブを外して装着するタイプのインフュージョンです。

EA

クロージャーバルブの上から挿し込むタイプのインフュージョンです。



AU-1279HF
 ディスポ トロカールカニューレシステム用
 インフュージョンチューブ(ハイフロー型)
 6本入
 届出番号：27B1X000011279HF

灌流量が多く確保でき、
 術中の急激な眼内圧の変化にも
 自然落下でも、素早く復元できます。



AU-1279IA
 ディスポ 23G システム用
 シリコンインフュージョンチューブ
 5本入
 届出番号：27B1X000011279IA



AU-1272ED-06 / AU-1272ED-06S
 ディスポ エッカード氏
 23Gカニューレシステム
 (ツーステップ)
 1セット/5セット
 承認番号：22300BZX00291000



- 23Gシステム用トロカール 3本
- 器具用カニューレ 3個
- クロージャーバルブ 3個
- インフュージョンチューブ 1本

AU-1272ED2-06 / AU-1272ED206S
 ディスポ 23G ワンステップ
 カニューレシステム
 1セット/5セット
 承認番号：22300BZX00291000




- ワンステップカニューレスタイレット 3本
- 器具用カニューレ 3個
- クロージャーバルブ 3個
- インフュージョンチューブ 1本

AU-1272EA-06 / AU-1272EA-06S
 ディスポ エッカード氏
 23Gカニューレシステム
 (ツーステップ)
 1セット/5セット
 承認番号：22300BZX00291000



- 23Gシステム用トロカール 3本
- 器具用カニューレ 3個
- クロージャーバルブ 3個
- インフュージョンチューブ 1本

AU-1272EA2-06 / AU-1272EA206S
 ディスポ 23G ワンステップ
 カニューレシステム
 1セット/5セット
 承認番号：22300BZX00291000



- ワンステップカニューレスタイレット 3本
- 器具用カニューレ 3個
- クロージャーバルブ 3個
- インフュージョンチューブ 1本

AU-1272EDPP06
 ディスポ 23G
 ワンステップトロカールカニューレ
 6本入
 承認番号：22300BZX00291000



シャンデリアやバックアップに有用なカニューレです。

- ・スタイレット
 - ・カニューレ
 - ・クロージャーバルブ
- ×6

AU-1272E-RPP6
 ディスポ クロージャーバルブ
 (23Gシステム用)4個入
 承認番号：21400BZY00421000



エッカード氏 23Gカニューレシステム

Reusable

AU-1272E-06
 エッカード氏 23G カニューレシステム
 届出番号：27B1X00001272E06



※写真の AU-1278 エッカード氏 23G カニューレ用鑷子と、
 AU-2115 エッカード氏 プレッシャープレートは別売です。

追加部品

- ・AU-1272E-RPP1
 23Gシステム用カニューレ ……2個入
 届出番号:27B1X000012ERPP1
- ・AU-1272E-RPP3
 23Gシステム用プラグ ……2個入
 届出番号:27B1X000012ERPP3
- ・AU-1278
 エッカード氏
 23G カニューレ用鑷子 ……1本入

- ・AU-1279IA
 ディスポ 23Gシステム用
 シリコンインフュージョンチューブ… 5本入
 届出番号:27B1X000011279IA
- ・AU-2115
 エッカード氏 プレッシャープレート …… 1本入
 届出番号:27B1X00001002115
- ・30008300
 滅菌ケース

バックフラッシュニードル

Disposable




シャフト長：33mm

soft-tip



AU-2281STD06S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 (ハイボリューム型)
 ソフトチップ アスピレーション
 23G(0.6mm)5本入
 シャフト長：33mm, チップ：0.4mm
 認証番号：222AGBZX00212000

brush



AU-2281BTD06S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 (ハイボリューム型)
 ブラッシュ アスピレーション
 23G(0.6mm)5本入
 シャフト長：33mm, チップ：0.7mm
 認証番号：222AGBZX00212000

従来品より5mm長くしました。



AU-1281BTDH06
 ディスポ バックフラッシュニードル
 ブラッシュアスピレーション ロングシャフト
 23G(0.6mm)5本入
 シャフト長：38mm, チップ：0.7mm
 認証番号：226AGBZX00020000



AU-1281BTD-06 / AU-1281BTD06S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 ブラッシュアスピレーション
 23G(0.6mm)1本入/5本入
 シャフト長：33mm, チップ：0.7mm
 承認番号：20600BZY00577000



AU-1281SD-06 / AU-1281SD-06S
 ディスポ シラガ氏 バックフラッシュニードル
 シリコン エクステンジブル
 23G(0.6mm)1本入/5本入
 シャフト長：33mm, チップ：0.7mm
 認証番号：224AGBZX00049000



AU-1281AD-06 / AU-1281AD-06S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 ストレート
 23G(0.6mm)1本入/5本入
 シャフト長：33mm
 承認番号：20600BZY00577000



AU-1290BTD-06 / AU-1290BTD06S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 先端収納型
 23G(0.6mm)1本入/5本入
 シャフト長：33mm, チップ：0.7mm
 認証番号：223AGBZX00087000

マイクロ鉗子&剪刀

Reusable



シャフト長：32mm

【鉗子】



AU-1286W-06
エッカード氏 ILM 鉗子
23G (0.6mm) 1本入
シャフト長：32mm, チップ：4.3mm
届出番号：27B1X00001286W06



AU-1286ILM-06
ILM 鉗子
23G (0.6mm) 1本入
シャフト長：32mm, チップ：3.5mm
届出番号：27B1X0000161LM06



AU-2286K-06
マイクロ鉗子
(エイシメトリカルエンドグリップ)
23G (0.6mm) 1本入
シャフト長：32mm, チップ：2.5mm
届出番号：27B1X00001286K06



AU-1286C-06
マイクロ鉗子(グリップタイプ)
23G (0.6mm) 1本入
シャフト長：32mm, チップ：4.3mm
届出番号：27B1X00001286C06

【剪刀】



AU-1286M-06
マイクロ剪刀 水平 カーブ
23G (0.6mm) 1本入
シャフト長：32mm, チップ：2.4mm
届出番号：27B1X00001286M06



AU-1286E-06
マイクロ剪刀 垂直
23G (0.6mm) 1本入
シャフト長：32mm
届出番号：27B1X00001286E06

・チップは開放状態のサイズです

マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



シャフト長：32mm

【鉗子】



AU-1286WD-06 / AU-1286WD-06S
ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子
23G (0.6mm) 1本入/5本入
シャフト長：32mm, チップ：4.3mm
認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286ILMD6 / AU-1286ILMD6S
ディスポ ILM 鉗子
23G (0.6mm) 1本入/5本入
シャフト長：32mm, チップ：3.5mm
認証番号：222AGBZX00153000



AU-2286KD-06 / AU-2286KD-06S
ディスポ マイクロ鉗子
(エイシメトリカルエンドグリップ)
23G (0.6mm) 1本入/5本入
シャフト長：32mm, チップ：2.5mm
認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286CD-06 / AU-1286CD-06S
ディスポ マイクロ鉗子(グリップタイプ)
23G (0.6mm) 1本入/5本入
シャフト長：32mm, チップ：4.3mm
認証番号：222AGBZX00153000



AU-2286CD306S
ディスポ シャー氏 マイクロ鉗子
23G (0.6mm) 5本入
シャフト長：32mm, チップ：3mm
認証番号：222AGBZX00153000

【剪刀】



AU-1286MD-06 / AU-1286MD-06S
ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ
23G (0.6mm) 1本入/5本入
シャフト長：32mm, チップ：2.4mm
認証番号：224AGBZX00086000



AU-1286ED-06 / AU-1286ED-06S
ディスポ マイクロ剪刀 垂直
23G (0.6mm) 1本入/5本入
シャフト長：32mm
認証番号：224AGBZX00086000

・チップは開放状態のサイズです

ファイバープローブ&シャンデリア

Disposable



AU-3269D-06-6
 ディスポ ファイバープローブ
 23G(0.6mm) 6本入
 届出番号：27B1X000013269D0



AU-3269SBS06S
 ディスポ トータルビュー
 ファイバープローブ シールド付
 23G(0.6mm) 6本入
 届出番号：27B1X000019SBS06



AU-3269B-06-6
 ディスポ
 トータルビューファイバープローブ
 23G(0.6mm) 6本入
 届出番号：27B1X00001269B06



AU-3269EB-06S
 ディスポ トータルビューシャンデリア
 23G(0.6mm) 6本入
 エッカードカニューレシステム用
 届出番号：27B1X0000169EB06

27G



AU-3269MBD27S
 ディスポ エッカード氏
 ツインライトシャンデリア
 27G(0.4mm) 6本入
 承認番号：22300BZX00318000



AU-3269A27S
 ディスポ
 ワンポートシャンデリア
 27G(0.4mm) 6本入
 承認番号：22300BZX00318000



AU-1272EDPP04
 ディスポ 27G ワンステップ
 トロカールカニューレ
 6本入
 承認番号：22300BZX00291000

※27G のトロカールを使用することで、
 シャンデリアをより挿しやすく、より安定します。

LEDStar

LEDStar Next Generation LED Illumination

LED 照明を採用することにより、省電力・長寿命を実現

AU-1266LED
 LEDStar 高輝度光源装置
 届出番号：27B1X00001266LED



※詳しくはLEDStarのカタログをご覧ください。

フォトン用シャンデリア

27G

Disposable



AU-3269PD27S
 ディスポ エッカード氏
 ツインライトシャンデリア
 27G(0.4mm) フォトン用 6本入
 承認番号：22300BZX00318000



AU-3269P27S
 ディスポ ワンポートシャンデリア
 27G(0.4mm) フォトン用 6本入
 承認番号：22300BZX00318000

強膜圧迫子



Reusable



AU-1040
 クサカ氏 強膜圧迫子
 1本入
 届出番号：27B1X00001001040

網膜下用カニューレ

Disposable



AU-1270EXT-06 / AU-1270EXT06S
DISPO
網膜下インジェクションニードル
先端収納型 先端 41G
23G (0.6mm) 1本入/5本入
認証番号 : 223AGBZX00087000

メンブレンピック


Reusable



AU-1292E-06
エッカード氏メンブレンピック
23G (0.6mm) 1本入
届出番号 : 27B1X00001292E06

ダイヤモンドスイーパー

Disposable




AU-1290EXS6 / AU-1290EXS6S
DISPO ダイヤモンドスイーパー
先端収納型
23G (0.6mm) 1本入/5本入
認証番号 : 222AGBZX00152000



AU-1290DSS-06 / AU-1290DSS06S
DISPO ダイヤモンドスイーパー
23G (0.6mm) 1本入/5本入
認証番号 : 222AGBZX00152000

スパチュラ

Disposable



AU-1290ECS06S
DISPO カーブスパチュラ 先端収納型
23G (0.6mm) 5本入
認証番号 : 222AGBZX00152000


バイポーラ

Disposable



 米国 カーワン社

SR-14-5007-5
DISPO バイポーラ電極
ペンシルタイプ 23G (直)
23G (0.6mm) 5本入
シャフト長 : 28mm
承認番号 : 20500BZY00512000



液体パーフルオロカーบอนを眼内に注入すると同時に
眼内液を排出することができます。

AU-EFD06S
ディスポ デュアルボア
PFC カニューレ
23G(0.6mm)5本入
承認番号：21400BZY00106000



AU-1272ILM06S
ディスポ ILM
マイクロピックニードル
23G(0.6mm)5本入
承認番号：21400BZY00106000



AU-1272VFI06S
ディスポ VFI カニューレ
23G(0.6mm)5本入
承認番号：21400BZY00106000



AU-1272SD-06S
ディスポ
ソフトチップカニューレ
23G(0.6mm)5本入
承認番号：16300BZY01167000



AU-1272SDT-06
ディスポ スペイド氏
ソフトチップカニューレ
ダイヤモンドスイーパー
23G(0.6mm)5本入
承認番号：16300BZY01167000



AU-1281CD27
ディスポ
予備ニードルテーパー
23G/27G 10本入
ルアーロック型 1281C用
承認番号：16300BZY01167000

日本総代理店

 **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

本 社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181