

25ゲージ 硝子体手術システム


Next Generation Sutureless Surgery



25G Vitrectomy System

硝子体カッター6000


Disposable




AU-6268NMD05S
ディスボ
TDC 硝子体カッター 6000
25G(0.5mm) 6本入
認証番号: 223AGBZX00086000



1アクション **2**カット 周辺組織のトラクションを軽減させます。
92% Duty Cycle カットレートに関係なく一定の吸引量を保ちます。



AU-6267NMD05S
ディスボ
硝子体カッター 6000
25G(0.5mm) 6本入
認証番号: 223AGBZX00086000




6000cpm のカッターです。

UltraSpeed Transformer 最大カットレート 6000cpm

TDC カッターと 6000cpm カッターは UST (ウルトラスピードトランスフォーマー) に接続して使用します。

AU-1265UST
ウルトラスピード トランスフォーマー
認証番号: 225AGBZX00053000



※詳しくはUltraSpeed Transformerのカタログをご覧ください。

硝子体カッター

Disposable



AU-2267NMD-05/AU-2267NMD05S
ディスボ 硝子体カッター 2500
25G(0.5mm) カットレート最高2500c/m
1本入/6本入
認証番号: 223AGBZX00086000

眼内レーザープローブ


Disposable



AU-7525ALC-6
ディスポ
眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
 承認番号: 22600BZX00121000
 併用機器: C D



AU-7025ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ 直
 SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
 承認番号: 22600BZX00121000
 併用機器: A B C D



AU-7225ALC-6
ディスポ
ディレクショナル 眼内レーザープローブ
 SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
 承認番号: 22600BZX00121000
 併用機器: A B C D



AU-7625ALC-6
ディスポ
照明付き 眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
 承認番号: 22600BZX00121000
 併用機器: C D

併用機器	品名		承認番号	最大出力
	A	アルコン オフサラス 532 アイライト	20600BZY01155000	2000mW
B	ノーバスベクトラグリーンレーザー光凝固装置	22000BZX01636000	2300mW	
C	レーザー付 EVA 眼科手術システム	23000BZX00103000	1200mW	
D	EVA NEXUS 眼科手術システム	30500BZI00003000	1200mW	

ファイバープローブ&シャンデリア

Disposable



AU-3269D-05-6
ディスポ ファイバープローブ
 25G(0.5mm) 6本入
 認証番号: 305AGBZI00009000




AU-3269SBS05S
ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ シールド付
 25G(0.5mm) 6本入
 認証番号: 305AGBZI00009000



AU-3269B-05-6
ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ
 25G(0.5mm) 6本入
 認証番号: 305AGBZI00009000



AU-3269EB-05S
ディスポ トータルビュー
シャンデリア
 25G(0.5mm) 6本入
 認証番号: 305AGBZI00009000



AU-3269MBD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンデリア
 27G(0.4mm) 6本入
 承認番号: 22300BZX00318000

AU-3269A27S
ディスポ
ワンポートシャンデリア
 27G(0.4mm) 6本入
 承認番号: 22300BZX00318000

AU-1272EDPP27
ディスポ 27G ワンステップ
トロカールカニューレ 6本入
 承認番号: 22300BZX00291000

※27Gのトロカールを使用することで、
 シャンデリアをより挿しやすく、より安定します。

LEDStar Next Generation LED Illumination

LED 照明を採用することにより、省電力・長寿命を実現


AU-1266LED
LEDStar 高輝度光源装置
 届出番号: 27B1X00001266LED




※詳しくはLEDStarのカタログをご覧ください。

操作性、性能、使いやすさが向上した 新トロカールカニューレ

EVA AVETAは、従来のトロカールカニューレのデザインを全面的に見直し、操作性、性能、使いやすさをさらに高めた画期的な新商品です。
インフュージョン接続に押し込み方式（特許出願中）を採用し、カニューレの根元にレーザー加工を施すことで抜けにくさを強化しました。灌流量が増え、コンパクトに作業でき、術中IOPも安定するという、術者と患者両方にとってのメリットをもたらします。




操作性を最大限まで高めるため、
カニューレの現行デザインを全面見直し



従来品

新商品

ハイフロー™インフュージョンラインに押し込み方式※を
採用し、さらなる性能向上を実現 ※特許出願中



Disposable

AU-1272ED25S

ディスポ

25G ワンステップカニューレセット

6セット

承認番号：22300BZX00291000

構成内容

- ワンステップスタイレット …………… 3本
- カニューレ …………… 3個
- クロージャーバルブ …………… 3個
- インフュージョンチューブ …………… 1本



Disposable

AU-1272EDPP25

ディスポ

25G ワンステップトロカールカニューレ

6本入

承認番号：22300BZX00291000

3本入のカニューレシステムが、
1本ずつ滅菌され販売になりました。
シャンデリアやバックアップに有用です。

マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



【鉗子】



AU-2286CD305S
 ディスポ マイクロ鉗子(ウルトラピール)
 25G(0.5mm) 5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.5mm
 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-1286ILMD5/AU-1286ILMD5S
 ディスポ ILM 鉗子
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 3.7mm
 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-1286WD-05/AU-1286WD-05S
 ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.4mm
 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-2286KD-05/AU-2286KD-05S
 ディスポ マイクロ鉗子
 (エイシメトリカルエンドグリップ)
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.5mm
 承認番号: 22000BZX00994000

【剪刀】



AU-1286MD-05/AU-1286MD-05S
 ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.2mm
 承認番号: 22000BZX00999000



AU-1286ED-05/AU-1286ED-05S
 ディスポ マイクロ剪刀 垂直
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.9mm
 承認番号: 22000BZX00998000

・チップは開放状態のサイズです

マイクロ鉗子&剪刀

Reusable



【鉗子】




AU-1286W-05
 エッカード氏 ILM 鉗子
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.4mm
 届出番号: 27B1X0000186W052



AU-1286W-05SP
 エッカード氏 ILM 鉗子
 25G ロングシャフト型
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 37mm, チップ: 2.4mm
 届出番号: 27B1X0000186WH05



AU-1286C3-05
 シャー氏 マイクロアリゲータ鉗子
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.8mm
 届出番号: 27B1X0000186C305



従来のエッカード氏ILM鉗子のシャフト部分を5mm長くしました。強度近視等の眼軸が長い症例に適しています。



AU-2286I-05
 マイクロ鉗子
 (エイシメトリカルエンドグリップ)
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.3mm
 届出番号: 27B1X00001286I05



AU-1286ILM-05
 ILM 鉗子
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 3.7mm
 届出番号: 27B1X000016ILM05

【剪刀】



AU-1286M-05
 マイクロ剪刀 水平
 カーブ 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.2mm
 届出番号: 27B1X00001286M05



AU-1286E-05
 マイクロ剪刀 垂直
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.9mm
 届出番号: 27B1X00001286E05

・チップは開放状態のサイズです

バックフラッシュニードル

Disposable




soft-tip




AU-2281STD05S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 (ハイボリューム型)
 ソフトチップ アスピレーション
 25G (0.5mm) 5本入
 シャフト: 33mm, チップ: 0.4mm
 認証番号: 222AGBZX00212000


brush



AU-2281BTD05S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 (ハイボリューム型)
 ブラッシュ アスピレーション
 25G (0.5mm) 5本入
 シャフト: 33mm, チップ: 0.7mm
 認証番号: 222AGBZX00212000




AU-2281AD-05S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 (ハイボリューム型)
 ストレート アスピレーション
 25G (0.5mm) 5本入
 シャフト: 33mm
 認証番号: 222AGBZX00212000




先端のシリコーンが前後にスライドでき、
 クロージャールブを通す時に大変便利です。



従来品より5mm長くしました。




AU-1281SD-05/AU-1281SD-05S
 ディスポ シラガ氏
 バックフラッシュニードル
 シリコーン エクステンジブル
 25G (0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 29mm, チップ: 0.7mm
 認証番号: 224AGBZX00049000



AU-1281BTDH05
 ディスポ バックフラッシュニードル
 ブラッシュ アスピレーション
 ロングシャフト
 25G (0.5mm) 5本入
 シャフト: 38mm, チップ: 0.7mm
 認証番号: 226AGBZX00020000

ダイヤモンドスイーパー

Disposable



AU-1290EXS5S
 ディスポ ダイヤモンドスイーパー
 先端収納型
 25G (0.5mm) 5本入
 認証番号: 222AGBZX00152000



AU-1290DSS-05/AU-1290DSS05S
 ディスポ ダイヤモンドスイーパー
 25G (0.5mm) 1本入/5本入
 認証番号: 222AGBZX00152000

強膜圧迫子

Reusable



AU-1040
クサカ氏 強膜圧迫子
1本入
届出番号: 27B1X00001001040

メンブレンピック


Disposable



AU-1292ED-05/AU-1292ED-05S
ディスポ エッカード氏 メンブレンピック
25G(0.5mm) 1本入/5本入
承認番号: 22000BZX01001000

カニューレ

Disposable



AU-1272SD-05S
ディスポ ソフトチップカニューレ
25G(0.5mm) 5本入
承認番号: 16300BZY01167000



AU-1272VFI05S
ディスポ VFI カニューレ
25G(0.5mm) 5本入
承認番号: 21400BZY00106000

フトン用シャンデリア

27G

Disposable



AU-3269PD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンデリア
27G(0.4mm) フトン用 6本入
承認番号: 22300BZX00318000



AU-3269P27S
ディスポ ワンポートシャンデリア
27G(0.4mm) フトン用 6本入
承認番号: 22300BZX00318000

バイポーラ

Disposable



※メーカーの改良により焼灼が安定しました。

 米国 カーワン社

SR-14-5011-5
ディスポ バイポーラ電極 ペンシルタイプ 25G(直)
25G(0.5mm) 5本入
承認番号: 20500BZY00512000



日本総代理店



本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

CAT DO-12 改17 2023.11.2000