

## 27ゲージ 硝子体手術システム


Next Generation Sutureless Surgery



**27G Vitrectomy System**


## 硝子体カッター6000

Disposable



- 1アクション** 周辺組織のトラクションを軽減させます。
- 2カット**
- 92% Duty Cycle** カットレートに関係なく一定の吸引量を保ちます。

AU-6268NMD04S  
**ディスポ**  
**TDC 硝子体カッター 6000**  
 27G(0.4mm) 6本入  
 認証番号：223AGBZX00086000



6000cpm のカッターです。

AU-6267NMD04S  
**ディスポ**  
**硝子体カッター 6000**  
 27G(0.4mm) 6本入  
 認証番号：223AGBZX00086000




## UltraSpeed Transformer

最大カットレート 6000cpm

TDC カッターと 6000cpm カッターは  
 UST (ウルTRASピードトランスフォーマー) に接続して使用します。

AU-1265UST  
**ウルTRASピード トランスフォーマー**  
 認証番号：225AGBZX00053000




※詳しくはUltraSpeed Transformerのカタログをご覧ください。

## バックフラッシュニードル

Disposable



シャフト長：30mm(カシメ含む)



AU-2281STD04S  
 ディスポ バックフラッシュニードル(ハイボリューム型)  
 ソフトチップ アスピレーション  
 27G(0.4mm) 5本入  
 シャフト長：30mm, チップ：0.4mm



AU-2281BTD04S  
 ディスポ バックフラッシュニードル(ハイボリューム型)  
 ブラッシュ アスピレーション  
 27G(0.4mm) 5本入  
 シャフト長：30mm, チップ：0.7mm



AU-2281AD-04/AU-2281AD-04S  
 ディスポ バックフラッシュニードル(ハイボリューム型)  
 ストレート アスピレーション  
 27G(0.4mm) 1本入/5本入  
 シャフト長：30mm

上記すべての認証番号：222AGBZX000212000

## 眼内レーザープローブ

Disposable



AU-7527ALC-6

**ディスポ 眼内レーザープローブ  
テーパー 曲**

SMA対応型 27G(0.4mm) 6本入

承認番号：22600BZX00121000

併用機器：A B C



AU-7227ALC-6

**ディスポ  
ディレクショナル 眼内レーザープローブ**

SMA対応型 27G(0.4mm) 6本入

承認番号：22600BZX00121000

併用機器：C

| 併用機器 | 品 名 |                      | 承認番号             | 最大出力   |
|------|-----|----------------------|------------------|--------|
|      | A   | アルコン オフサラス 532 アイライト | 20600BZY01155000 | 2000mW |
|      | B   | レーザー付 EVA 眼科手術システム   | 23000BZX00103000 | 1200mW |
|      | C   | EVA NEXUS 眼科手術システム   | 30500BZI00003000 | 1200mW |

## マイクロ鉗子

Reusable



AU-1286W-04

**エッカード氏 ILM 鉗子**

27G(0.4mm) 1本入

シャフト長：32mm(カシメ含む)，チップ：3.6mm

届出番号：27B1X0000186W042

## マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



AU-2286CD304S

**ディスポ マイクロ鉗子(ウルトラピール)**

27G(0.4mm) 5本入

シャフト長：28.5mm，チップ：1.5mm

認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286WD-04/AU-1286WD-04S

**ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子(エンドグリップ)**

27G(0.4mm) 1本入/5本入

シャフト長：30mm，チップ：3.6mm

認証番号：222AGBZX00153000



AU-2286PD-04/AU-2286PD-04S

**ディスポ マイクロ剪刀 フック型**

27G(0.4mm) 1本入/5本入

シャフト長：30mm，チップ：1.6mm

認証番号：224AGBZX00086000



AU-1286WRD04S

**ディスポ ILM 鉗子ワイドグリップ**

27G(0.4mm) 5本入

シャフト長：28.5mm，チップ：1.5mm

認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286WPD-04/AU-1286WPD04S

**ディスポ ILM 鉗子 パワーエンドグリップ**

27G(0.4mm) 1本入/5本入

シャフト長：30mm，チップ：1.5mm


認証番号：222AGBZX00153000

- ・シャフト長はカシメ含む長さです。
- ・チップは開放状態のサイズです。


# 操作性、性能、使いやすさが向上した 新トロカールカニューレ

EVA AVETAは、従来のトロカールカニューレのデザインを全面的に見直し、操作性、性能、使いやすさをさらに高めた画期的な新商品です。


インフュージョン接続に押し込み方式（特許出願中）を採用し、カニューレの根元にレーザー加工を施すことで抜けにくさを強化しました。灌流量が増え、コンパクトに作業でき、術中IOPも安定するという、術者と患者両方にとってのメリットをもたらします。



操作性を最大限まで高めるため、  
カニューレの現行デザインを全面見直し



ハイフロー™インフュージョンラインに押し込み方式※を採用し、さらなる性能向上を実現 ※特許出願中



**Disposable**

AU-1272ED27S

ディスポ

27G ワンステップカニューレセット

6セット

承認番号：22300BZX00291000

**構成内容**

- ワンステップスタイレット …………… 3本
- カニューレ …………… 3個
- クロージャーバルブ …………… 3個
- インフュージョンチューブ…………… 1本



**Disposable**

AU-1272EDPP27

ディスポ

27G ワンステップトロカールカニューレ

6本入

承認番号：22300BZX00291000

3本入のカニューレシステムが、  
1本ずつ滅菌され販売になりました。  
シャンデリアやバックアップに有用です。

## ファイバースコープ&シャンデリア

Disposable



AU-3269D-04-6  
ディスポ  
ファイバースコープ  
27G(0.4mm) 6本入  
認証番号：305AGBZI00009000



AU-3269SBS04S  
ディスポ トータルビュー  
ファイバースコープシールド付  
27G(0.4mm) 6本入  
届出番号：305AGBZI00009000



AU-3269B-04-6  
ディスポ トータルビュー  
ファイバースコープ  
27G(0.4mm) 6本入  
届出番号：305AGBZI00009000



AU-3269MBD27S  
ディスポ エッカード氏  
ツインライトシャンデリア  
27G(0.4mm) 6本入  
承認番号：22300BZX00318000



AU-3269A27S  
ディスポ  
ワンポートシャンデリア  
27G(0.4mm) 6本入  
承認番号：22300BZX00318000

LEDStar

## LEDStar Next Generation LED Illumination

LED 照明を採用することにより、省電力・長寿命を実現

AU-1266LED  
LEDStar 高輝度光源装置  
届出番号：27B1X00001266LED



※詳しくはLEDStarのカタログをご覧ください。

## ジアテルミー / バイポーラ



AU-1120-04  
ジアテルミー用ハンドピース  
27G(0.4mm) 1本入  
承認番号：21800BZY10147000

Reusable



SR-14-5027-5  
ディスポ バイポーラ電極  
ペンシルタイプ 27G(直)  
5本入  
シャフト長：28mm  
認証番号：227AGBZX00067000

Disposable

## メンブレンピック

Reusable



AU-1292E-04  
エッカード氏 メンブレンピック  
27G(0.4mm) 1本入  
届出番号：27B1X00001292E04

## フォトン用シャンデリア

27G

Disposable



AU-3269PD27S  
ディスポ エッカード氏 ツインライトシャンデリア  
27G(0.4mm) フォトン用 6本入  
承認番号：22300BZX00318000



AU-3269P27S  
ディスポ ワンポートシャンデリア  
27G(0.4mm) フォトン用 6本入  
承認番号：22300BZX00318000





日本総代理店



**アールイーメディカル株式会社**  
R E MEDICAL, INC.

本 社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29  
東 京 営 業 所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル  
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東  
福 岡 営 業 所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

***www.re-medical.co.jp***

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222  
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483  
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956  
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

CAT DO-27 改7 2023.11.2000