

キーラー
ポータブルスリットランプ
キャンペーン **SPECIAL PRICE**

フェイスシールド付

光学機器製造で培った高度なノウハウを凝縮

Keeler

● 精密加工のアルミニウム製本体

軽量で、耐性・強度に優れています。

● 据置型の性能を継承した手持タイプ

前房の炎症等を評価する際に用いる
1mm×1mm角や
LED固視灯を備えています。



LED固視灯

● 最新の光学技術による高品質画像
(倍率：10x, 16x)

多層コーティングレンズにより、
優れた鮮明画像が得られます。



● 調整可能な照明レベル

LED 照明装置は、ダイヤルにより
無段階に調整可能です。

● 電池の消耗を抑えるオートオフ機能

2分30秒後に自動でオフになり、
消し忘れや電池の消耗を抑えます。

● スリット / フィルター

スリット ホイール						
フィルター ホイール						
	レッドフリー	コバルトブルー	中間濃度 0.8	無色		

3010-P-2000-F
キーラー
ポータブルスリットランプ
フェイスシールド付

通常価格 ¥584,000
(税込 ¥642,400)

キャンペーン特別価格

→ **¥348,000**

(税込 ¥382,800)

※フェイスシールド(無色透明)装着イメージ

VOLK

VOLK社製品 特別キャンペーンのご案内

Super Quad 160



20D



Mini 4 Mirror



Super Field NC



VOLK
AUTUMN
CAMPAIGN
2021

Limited
color



ご愛顧に感謝を込めて
本パンフレット掲載商品を
特別価格にて
ご提供いたします



キャンペーン
期間

2021.10.1(金) ▶ 11.30(火)

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

日本代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29 TEL.(06)4794-8220(代) FAX.(06)4794-8222
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル TEL.(03)5816-1480(代) FAX.(03)5816-1483
名古屋営業所 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-1204 ロール社東 TEL.(052)760-3955(代) FAX.(052)760-3956
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル TEL.(092)437-5180(代) FAX.(092)437-5181

www.re-medical.co.jp

1
売れ筋




スーパークワッド160

Super Quad® 160

主な適用 超広視野検査とレーザー治療

- 網膜中心から鋸状縁までの広視野観察が可能です。
- 周辺部へのPRPや他レーザー治療に優れた能力を発揮します。
- 視野範囲の歪みを最小限に抑えます。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。



カタログ番号	商品名
VSQUAD160	スーパークワッド160
VSQUAD160NF	スーパークワッド160NF

像倍率	レーザースポット倍率
0.5×	2.0×

通常価格 各¥167,000 (税込¥183,700) → セール期間内特別価格 各¥100,200 (税込¥110,220)

3
売れ筋




クワドラスファリック

QuadrAspheric®

主な適用 広視野検査とレーザー治療

- 眼窩内での操作に適したサイズです。
- 小瞳孔でも高解像度で周辺部観察が可能です。
- 診断とレーザー治療に適したレンズです。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。



カタログ番号	商品名
VQFL	クワドラスファリックST
VQFLNF	クワドラスファリックNF
VQFLANF+	クワドラスファリックANF+

像倍率	レーザースポット倍率
0.51×	1.97×

通常価格 各¥158,000 (税込¥173,800) → セール期間内特別価格 各¥94,800 (税込¥104,280)

2
売れ筋




トランスエクエーター

Trans Equator®

主な適用 中周辺部網膜の診断とFocal/Gridレーザー治療

- 広視野レンズです。汎網膜観察、治療に適しています。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。



カタログ番号	商品名
VTE	トランスエクエーターST
VTEINF	トランスエクエーターNF
VTEANF+	トランスエクエーターANF+

像倍率	レーザースポット倍率
0.7×	1.44×

通常価格 各¥157,000 (税込¥172,700) → セール期間内特別価格 各¥94,200 (税込¥103,620)




エリアセントラリス

Area Centralis®

主な適用 後極部の高倍率での検査および治療

- Focal/Gridレーザー治療に最適です。
- 広視野、高倍率での後極部観察ができます。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。



カタログ番号	商品名
VAC	エリアセントラリスST
VACNF	エリアセントラリスNF
VACANF+	エリアセントラリスANF+

像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×


通常価格 各¥152,000 (税込¥167,200) → セール期間内特別価格 各¥91,200 (税込¥100,320)

H-Rワイドフィールド

H-R Wide Field

主な適用 最大視野での検査とレーザーPRP治療

- 低分散ガラスの採用により高解像度で鋸状縁まで観察できます。
- コンパクトな本体、眼窩内での操作が容易になりました。



カタログ番号	商品名
VHRWF	H-Rワイドフィールド

像倍率	レーザースポット倍率
0.5×	2.0×


通常価格 ¥169,000 (税込¥185,900) → セール期間内特別価格 ¥101,400 (税込¥111,540)

エクエータープラス

Equator Plus®

主な適用 小瞳孔患者の診断と治療

- コンパクトな本体、眼窩内での操作が容易になりました。
- 小瞳孔でも高解像度での観察が可能です。
- 接眼部形はNFとANF+の2種類があります。



カタログ番号	商品名
VEPNF	エクエータープラスNF
VEPANF+	エクエータープラスANF+

像倍率	レーザースポット倍率
0.44×	2.27×


通常価格 各¥119,000 (税込¥130,900) → セール期間内特別価格 各¥71,400 (税込¥78,540)

H-Rセントラリス

HR Centralis

主な適用 後極部の最高解像度での検査と治療

- 両面非球面レンズ設計により歪みを解消し、視野周辺部での立体視が向上しました。
- コンパクトな本体、眼窩内での操作が容易になりました。
- 4mmの瞳孔径にも対応します。



カタログ番号	商品名
VHRC	H-Rセントラリス

像倍率	レーザースポット倍率
1.08×	0.93×


通常価格 ¥155,000 (税込¥170,500) → セール期間内特別価格 ¥93,000 (税込¥102,300)

PDTレンズ

PDT Laser

主な適用 PDT(光線力学的療法)

- 最大レーザースポットサイズでの脈絡膜新生血管膜治療が可能です。
- PDTに対する倍率と視野の理想的な組み合わせです。
- 689nm波長用反射防止コーティングを採用。



カタログ番号	商品名
VPDT	PDTレンズ

像倍率	レーザースポット倍率
0.67×	1.5×

通常価格 ¥157,000 (税込¥172,700) → セール期間内特別価格 ¥94,200 (税込¥103,620)

カラーリングについて



このマークがついているレンズは本体色を7色からお選びいただけます。




デジタルクリアフィールドレンズ

Digital ClearField

主な適用 最高解像度での汎網膜検査

- 低分散ガラスで高解像度を実現しました。
- 高度なA/Rコーティングで反射とグレアを最小限に抑えます。



カタログ番号	商品名
VDGTLCF	デジタルクリアフィールドレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
2.79×	37mm

通常価格 各 ¥71,000 (税込 ¥78,100) → セール期間内特別価格 各 ¥42,600 (税込 ¥46,860)




14Dレンズ

14D

主な適用 後極部の高倍率観察

- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。
- 詳細な視神経乳頭の観察が可能。緑内障のスクリーニングに最適です。



カタログ番号	商品名
V14LC	14Dレンズ

像倍率	作動距離
4.3×	75mm


通常価格 ¥47,000 (税込 ¥51,700) → セール期間内特別価格 ¥28,200 (税込 ¥31,020)

15Dレンズ

15D

主な適用 後極部の高倍率観察

- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。
- 詳細な視神経乳頭の観察が可能。緑内障のスクリーニングに最適です。



カタログ番号	商品名
V15LC	15Dレンズ

像倍率	作動距離
4.11×	72mm

通常価格 ¥47,000 (税込 ¥51,700) → セール期間内特別価格 ¥28,200 (税込 ¥31,020)




20Dレンズ

20D

主な適用 一般的な診断用

- 一般的な診断に適した、倍率と視野のバランス。
- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。



カタログ番号	商品名
V20LC	20Dレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR
● CC (数量限定カラー)

像倍率	作動距離
3.13×	50mm

通常価格 各 ¥47,000 (税込 ¥51,700) → セール期間内特別価格 各 ¥28,200 (税込 ¥31,020)




パンレチノ2.2

Pan Retinal® 2.2

主な適用 一般的な診断と治療

- 一般的な診断に適した、倍率と視野のバランス。
- 小瞳孔患者の検査にも適しています。



カタログ番号	商品名
VPRC	パンレチノ2.2

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
2.68×	40mm

通常価格 各 ¥47,000 (税込 ¥51,700) → セール期間内特別価格 各 ¥28,200 (税込 ¥31,020)




28Dレンズ

28D

主な適用 眼底スキャンニングに最適

- 高解像度で優れた眼底像を提供します。
- 小瞳孔患者の診断と治療に適しています。



カタログ番号	商品名
V28LC	28Dレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
2.27×	33mm

通常価格 各 ¥47,000 (税込 ¥51,700) → セール期間内特別価格 各 ¥28,200 (税込 ¥31,020)




30Dレンズ

30D

主な適用 小瞳孔患者の診断と治療用レンズ

- 小瞳孔でも高解像度の観察が可能です。
- 動作距離が短く、広い視野を提供します。



カタログ番号	商品名
V30LC	30Dレンズ


像倍率	作動距離
2.15×	30mm

通常価格 ¥47,000 (税込 ¥51,700) → セール期間内特別価格 ¥28,200 (税込 ¥31,020)



ClearPod™

VOLKクリアポッドは、マスクを着用している患者を検査する際にレンズの曇りを軽減することを目的としています



VOLKクリアポッド

VCLEARPOD90D	90D用	①
VCLEARPOD78D	78D用	②
VCLEARPODDGTLWF	デジタルワイドフィールド用	③
VCLEARPODSFNC	スーパーフィールドNC用	④

通常価格 各 ¥10,000 (税込 ¥11,000) → セール期間内特別価格 各 ¥6,000 (税込 ¥6,600)




2 売れ筋



Digital Wide Field®

主な適用 最高解像度での汎網膜検査

- 広視野と高倍率を合わせ持つ究極の90Dレンズです。
- 先端のレンズ設計とコーティングにより歪みと反射を最小限にしました。
- 高屈折率、高解像度のガラスにより、立体視と画像の明瞭度が向上しました。



カタログ番号	商品名	像倍率	作動距離
VDGTLWF	デジタルワイドフィールドレンズ	0.72×	4-5mm


通常価格 各 ¥85,000 (税込 ¥93,500) → セール期間内特別価格 各 ¥51,000 (税込 ¥56,100)

78Dレンズ



主な適用 一般的な診断とレーザー治療

- 倍率と視野の理想的なバランスです。
- 全てのスリットランプの可動範囲内で使用に最適な設計です。



カタログ番号	商品名	像倍率	作動距離
V78C	78Dレンズ	0.93×	8mm

通常価格 各 ¥55,000 (税込 ¥60,500) → セール期間内特別価格 各 ¥33,000 (税込 ¥36,300)


3 売れ筋



90Dレンズ

主な適用 一般的な診断と小瞳孔患者の検査

- オリジナル90Dはスリットランプを使用しての眼底検査開始当初からのレンズです。
- 小径リングは動的眼底検査に最適です。



カタログ番号	商品名	像倍率	作動距離
V90C	90Dレンズ	0.76×	7mm

通常価格 各 ¥55,000 (税込 ¥60,500) → セール期間内特別価格 各 ¥33,000 (税込 ¥36,300)


1 売れ筋



Super Field NC®

主な適用 一般的な診断とレーザー治療

- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- スーパー90Dレンズ。同じ倍率でより広い視野です。

カタログ番号	商品名	像倍率	作動距離
VSFNC	スーパーフィールドNCレンズ	0.76×	7mm


通常価格 各 ¥77,000 (税込 ¥84,700) → セール期間内特別価格 各 ¥46,200 (税込 ¥50,820)

スーパー66ステレオファンダスレンズ



主な適用 中心網膜の高倍率観察

- 黄斑部や視神経乳頭の微細で立体的な観察が可能です。
- 1.0倍の倍率により、視神経乳頭の計測が簡易に行えます。

カタログ番号	商品名	像倍率	作動距離
VS66	スーパー66ステレオファンダスレンズ	1.0×	11mm


通常価格 各 ¥77,000 (税込 ¥84,700) → セール期間内特別価格 各 ¥46,200 (税込 ¥50,820)

スーパービトレオファンダス



主な適用 広視野汎網膜検査と小瞳孔用

- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- 3~4mmの小瞳孔にも対応します。

カタログ番号	商品名	像倍率	作動距離
VSVF	スーパービトレオファンダス	0.57×	4-5mm


通常価格 ¥77,000 (税込 ¥84,700) → セール期間内特別価格 ¥46,200 (税込 ¥50,820)

スーパーピューピルXLレンズ



主な適用 小瞳孔での汎網膜検査

- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- 2~3mmの小瞳孔にも対応します。
- 縮瞳眼を持つ糖尿病患者に最適です。

カタログ番号	商品名	像倍率	作動距離
VSPXL	スーパーピューピルXLレンズ	0.45×	4mm

通常価格 ¥77,000 (税込 ¥84,700) → セール期間内特別価格 ¥46,200 (税込 ¥50,820)

3
売れ筋




3ミラーゴニオファンダスレーザーレンズ

3 Mirror

主な適用 前房と中心 周辺網膜の観察と治療

- ミラーは正確に角度付けされているので眼底観察で隙間がありません。
- ミラー面は平面で、像の歪みを最小にしました。
- ANF+タイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- 接眼部形はNFとANF+の2種類があります。



カタログ番号	商品名
V3MIR	3ミラーゴニオファンダスレーザーレンズ NF
V3MIRANF+	3ミラーゴニオファンダスレーザーレンズ ANF+

像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×

通常価格
各 ¥86,000
(税込 ¥94,600)

セール期間内特別価格
各 ¥51,600
(税込 ¥56,760)

2
売れ筋




4ミラー-G-4 ゴニオレーザー

G-4 Goniolaser

主な適用 静的 動的隅角検査用の標準ゴニオレンズ

- ガラス製レンズでアクリル製より透明性と耐久性に優れています。
- STタイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- NFタイプは、ラージ、スモール、ハンドル付きスモールの3種類があります。隅角検査に最適です。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。



カタログ番号	商品名
VG4	4ミラー-G-4 ゴニオレーザー
VG4SNF	4ミラー-G-4 ゴニオレーザー NF スモールタイプ
VG4LNF	4ミラー-G-4 ゴニオレーザー NF ラージタイプ
VG4HAN2	4ミラー-G-4 インターチェンジャブルハンドル NF

像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

通常価格
各 ¥86,000
(税込 ¥94,600)

セール期間内特別価格
各 ¥51,600
(税込 ¥56,760)




3ミラー-G-3 ゴニオファンダス

G-3 Goniofundus

主な適用 前房と中心 周辺部眼底の観察と治療

- ミラーは正確に角度付けされているので眼底観察で隙間がありません。
- STタイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- NFタイプは、隅角検査に最適です。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。
- 使い易いミニバージョンもあります。



カタログ番号	商品名
VG3	3ミラー-G-3 ゴニオファンダス
VG3NF	3ミラー-G-3 ゴニオファンダス NF
VG3MININF	3ミラー-G-3 ミニゴニオファンダス NF

像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×
1.03×	0.97×
1.0×	1.0×

通常価格
各 ¥86,000
(税込 ¥94,600)

セール期間内特別価格
各 ¥51,600
(税込 ¥56,760)

1
売れ筋




ミニ4ミラー

Mini 4 Mirror

主な適用 静的 動的隅角検査

- 小型で操作が容易です。
- 接眼部径15mmでフランジ付きです。
- 広帯域コーティングはグレアと反射を低減します。



カタログ番号	商品名
V4MANF+	ミニフォーミラーレンズ

像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

通常価格
¥69,000
(税込 ¥75,900)

セール期間内特別価格
¥41,400
(税込 ¥45,540)




6ミラー-G-6 ゴニオレーザー

G-6 Gonio

主な適用 静的 動的隅角鏡検査

- 6つのミラーが近接しており、隙間のないパノラマの全景が観察可能です。
- 完全なミラー構造により、位置合わせが容易になります。
- ハンドルタイプもあります。



カタログ番号	商品名
VG6LNF	6ミラー-G-6 ゴニオレーザー NF ラージタイプ
VG6HAN2	6ミラー-G-6 インターチェンジャブルハンドル NF

像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

通常価格
各 ¥94,000
(税込 ¥103,400)



セール期間内特別価格
各 ¥56,400
(税込 ¥62,040)

ラピッドSLTレンズ

Rapid SLT

主な適用 SLTの処置

- 4ミラーのSLTレンズです。
- 最小回転で全周を観察できます。
- 小さなレンズで操作性を向上させました。



カタログ番号	商品名
VMSLT	ラピッドSLTレンズ

像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

接眼部径:15mm

通常価格
¥135,000
(税込 ¥148,500)


セール期間内特別価格
¥81,000
(税込 ¥89,100)

SLTレンズ

Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)

主な適用 SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)と静的/動的隅角検査

- 大きな内部反射面により隅角の適切な観察像を得ることができます。
- 倍率1.0xでレーザースポットサイズと密度を維持します。
- 曲面の上部レンズによりレーザー光断面は円状に保たれ、適切にレーザースポットの位置合わせができます。
- 角膜装着補助剤の使用で、安定してレーザー治療ができます。



カタログ番号	商品名
VSLT	SLTレンズ

像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

接眼部径:15mm

通常価格
¥98,000
(税込 ¥107,800)

セール期間内特別価格
¥58,800
(税込 ¥64,680)

サージカルゴニオ ACS

Surgical Gonio Lens

主な適用 術中での直像隅角観察

- レンズの向きを変更可能(右手、中央、左手)
- MIGSに適用可能です。
- オートクレーブまたはエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。



レンズが360°回転可能



カタログ番号	商品名
VSGACS	サージカルゴニオ ACS

像倍率
1.2×

接眼部径:9mm
リング径:10mm
ハンドル長:75mm

通常価格
¥126,000
(税込 ¥138,600)

セール期間内特別価格
¥75,600
(税込 ¥83,160)

TVGサージカルゴニオレンズ ACS

Transcend Vold Gonio (TVG) Lens

主な適用 MIGSおよび術中隅角観察

- 固定リングは眼球動きを制御します。
- 角膜の圧を最小限に抑え、前房の歪みを防止します。
- オートクレーブまたはエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。



カタログ番号	商品名
VTSTVG	TVGサージカルゴニオレンズ ACS

像倍率
1.2×

接眼部径:9mm
リング径:14mm
ハンドル長:84mm

通常価格
¥256,000
(税込 ¥281,600)

セール期間内特別価格
¥153,600
(税込 ¥168,960)

ブルメンサル スーチャー レンズ

Blumenthal Suturelysis

主な適用 スーチャーライシス

- 尖った先端部により、縫合糸を観察するために必要な力を低減します。
- 高倍率により深部の処置も可能です。
- 厚いテノン嚢または結膜下出血の処置も可能です。



カタログ番号	商品名
VBSL	ブルメンサル スーチャー レンズ

像倍率	レーザースポット倍率
2.0-3.0×	0.50×-0.33×

接眼部径:15mm

通常価格
¥88,000
(税込 ¥96,800)


セール期間内特別価格
¥52,800
(税込 ¥58,080)

カプスロトミーレーザー

Capsulotomy

主な適用 レーザーカプスロトミー(後囊切開用)

- 後囊にレーザー光を正確にフォーカスします。
- YAGレーザーに対応しています。



カタログ番号	商品名
VCAPS	カプスロトミーレーザー

像倍率	レーザースポット倍率
1.57×	0.63×

接眼部径:15mm

通常価格
¥100,000
(税込 ¥110,000)


セール期間内特別価格
¥60,000
(税込 ¥66,000)

マグプラスイリデクトミー

Mag Plus Iridectomy

主な適用 レーザーイリデクトミー(虹彩切開用)

- レンズ上のボタンレンズは11.7mmに拡大され、レーザー光照射と画像確保が適切に行えます。
- アルゴンレーザーとYAGレーザーに対応しています。



カタログ番号	商品名
VMPIRID	マグプラスイリデクトミー

像倍率	レーザースポット倍率
1.6×	0.63×

接眼部径:15mm

通常価格
¥100,000
(税込 ¥110,000)


セール期間内特別価格
¥60,000
(税込 ¥66,000)

イリデクトミーレーザー

Iridectomy

主な適用 レーザーイリデクトミー(虹彩切開用)

- 高倍率で虹彩の観察、レーザー照射ができます。
- アルゴンレーザーとYAGレーザーに対応しています。



カタログ番号	商品名
VIRID	イリデクトミーレーザー

像倍率	レーザースポット倍率
1.7×	0.58×

接眼部径:15mm

通常価格
¥100,000
(税込 ¥110,000)


セール期間内特別価格
¥60,000
(税込 ¥66,000)

シン ミッドビトレオスレンズ

Singh Mid-Vitreous Lens

主な適用 飛蚊症のレーザー治療

- 浮遊物に焦点を合わせ易く、小さいレーザーパワーで安全に治療を行います。
- レンズ本体はコンパクトに設計して、小さな目にも対応します。
- 接眼部はフランジ付きで安定します。



カタログ番号	商品名
VSMV	シン ミッドビトレオスレンズ

像倍率	レーザースポット倍率
1.16×	0.86×

通常価格
¥135,000
(税込 ¥148,500)


セール期間内特別価格
¥81,000
(税込 ¥89,100)

イドリーズ ミッドビトレオスレンズ

Idrees Mid-Vitreous Lens

主な適用 飛蚊症のレーザー治療

- 浮遊物に焦点を合わせ易く、小さいレーザーパワーで安全に治療を行います。
- レンズ本体は高く設計されていて眼窩内で操作し易くなっています。
- 接眼部はフランジ付きで安定します。



カタログ番号	商品名
VIMV	イドリーズ ミッドビトレオスレンズ

像倍率	レーザースポット倍率
1.11×	0.9×

通常価格
¥120,000
(税込 ¥132,000)



セール期間内特別価格
¥72,000
(税込 ¥79,200)

ブルメンサル イリドトミーレンズ

Blumenthal Iridotomy

主な適用 レーザー虹彩切開手術

- 独自の接眼部で隅角を広げ、虹彩を平らにすることができます。
- レンズ性能の向上でより低いレーザーパワーで処置可能です。
- アルゴンレーザーとYAGレーザーに対応しています。



カタログ番号	商品名
VBIRD	ブルメンサル イリドトミーレンズ

像倍率	レーザースポット倍率
1.54×	0.65×

通常価格
¥110,000
(税込 ¥121,000)


セール期間内特別価格
¥66,000
(税込 ¥72,600)

ミニクワド ACS

Mini Quad® ACS®

主な適用 周辺の網膜硝子体処置

- オートクレーブ滅菌(ACS)が可能なレンズです。
- 鋸状縁に達する最大の視野を持ち、網膜全体の観察に優れています。
- 小瞳孔での顕微鏡下手術にも適しています。
- 網膜剥離、巨大網膜裂孔、硝子体腔への液空気置換、硝子体関連の眼底全域での評価に優れています。
- 安定性の高いSSV(自立式)モデルも用意しています。



カタログ番号	商品名
VMQVITACS	ミニクワド ACS
VMQVITSSVACS	ミニクワド SSV ACS

像倍率
0.48×

通常価格
各 ¥184,000
(税込 ¥202,400)


セール期間内特別価格
各 ¥110,400
(税込 ¥121,440)

ミニクワド

Mini Quad®

主な適用 周辺の網膜硝子体処置

- 鋸状縁に達する最大の視野を持ち、網膜全体の観察に優れています。
- 小瞳孔での顕微鏡下手術にも適しています。
- 安定性の高いSSV(自立式)モデルも用意しています。
- 網膜剥離、巨大網膜裂孔、硝子体腔への液空気置換、硝子体関連の眼底全域での評価に優れています。



カタログ番号	商品名
VMQVIT	ミニクワド
VMQVITSSV	ミニクワド SSV

像倍率
0.39×

通常価格
各 ¥169,000
(税込 ¥185,900)


セール期間内特別価格
各 ¥101,400
(税込 ¥111,540)

ミニクワドXL

Mini Quad® XL

主な適用 周辺の網膜硝子体処置

- 鋸状縁に達する最大の視野を持ち、網膜全体の観察に優れています。
- 小瞳孔での顕微鏡下手術にも適しています。
- 安定性の高いSSV(自立式)モデルも用意しています。
- 網膜剥離、巨大網膜裂孔、硝子体腔への液空気置換、硝子体関連の眼底全域での評価に優れています。
- ミニクワド、ミニクワドSSVより、視野が広がっています。



カタログ番号	商品名
VMQXLVIT	ミニクワドXL
VMQXLVITSSV	ミニクワドXL SSV

像倍率
0.39×

通常価格
各 ¥169,000
(税込 ¥185,900)

セール期間内特別価格
各 ¥101,400
(税込 ¥111,540)


HRX ACS

主な適用 硝子体網膜手術の最も広い視野

- オートクレーブ滅菌(ACS)が可能なレンズです。
- 安定性の高いSSV(自立式)モデルも用意しています。
- 網膜剥離および巨大網膜裂孔に最適です。



カタログ番号	商品名
VHRXVITACS	HRX ACS
VHRXVITSSVACS	HRX SSV ACS



像倍率
0.43×

通常価格
各 ¥194,000
(税込 ¥213,400) → セール期間内特別価格
各 ¥116,400
(税込 ¥128,040)


HRXビット

主な適用 遠方周辺の網膜硝子体処置用

- 高屈折率ガラスレンズで広視野で歪みのない観察像です。
- 安定性の高いSSV(自立式)モデルも用意しています。
- 小さなリングで器具の操作と手術が容易になります。
- 網膜剥離および巨大網膜裂の観察に最適です。



カタログ番号	商品名
VHRXVIT	HRX ビット
VHRXVITSSV	HRX ビット SSV



像倍率
0.43×

通常価格
各 ¥182,000
(税込 ¥200,200) → セール期間内特別価格
各 ¥109,200
(税込 ¥120,120)


セントラルレチナ ACS

主な適用 中心部の網膜硝子体処置

- オートクレーブ滅菌(ACS)が可能なレンズです。
- 高倍率、立体視性を持ち、赤道域までの詳細な観察に最適です。
- メンブレンピーリング、網膜剥離の細部治療に効果を発揮します。
- 安定性の高いSSV(自立式)モデルも用意しています。



カタログ番号	商品名
VCRLVITACS	セントラルレチナ ACS
VCRLVITSSVACS	セントラルレチナ SSV ACS



像倍率
0.71×

通常価格
各 ¥184,000
(税込 ¥202,400) → セール期間内特別価格
各 ¥110,400
(税込 ¥121,440)


セントラルレチナ

主な適用 高倍率での中心網膜の観察と治療

- 高倍率、高解像度で赤道域までの詳細を観察に最適です。
- メンブレンピーリング、網膜剥離の細部治療に効果を発揮します。
- 安定性の高いSSV(自立式)モデルも用意しています。



カタログ番号	商品名
VCRLVIT	セントラルレチナ
VCRLVITSSV	セントラルレチナ SSV



像倍率
0.71×

通常価格
各 ¥169,000
(税込 ¥185,900) → セール期間内特別価格
各 ¥101,400
(税込 ¥111,540)


倒像レンズ



20D-ACS Perma View

主な適用 手術室で使用する標準レンズ

- オートクレーブ滅菌が可能な一般診察用レンズです。
- 高品質ガラスを使用しており、滅菌にも耐えます。
- 高倍率で視神経乳頭や黄斑部が観察できます。



カタログ番号	商品名
V20LACSPV	20D-ACS Perma View

像倍率
3.13×

作動距離
50mm

通常価格
¥70,000
(税込 ¥77,000) → セール期間内特別価格
¥42,000
(税込 ¥46,200)


倒像レンズ



28D-ACS Perma View

主な適用 手術室で使用する標準レンズ

- オートクレーブ滅菌が可能な広視野眼底スキャン用レンズです。
- 高品質ガラスを使用しており、滅菌にも耐えます。
- 高解像度で広視野眼底観察が行え、小瞳孔の患者の診断、治療にも適しています。



カタログ番号	商品名
V28LACSPV	28D-ACS Perma View

像倍率
2.27×

作動距離
33mm

通常価格
¥70,000
(税込 ¥77,000) → セール期間内特別価格
¥42,000
(税込 ¥46,200)

20D ACS®

28D ACS®