

Disposable Microforceps

Ultra peel 25 Gauge / 27 Gauge

- 鈍な丸みを帯びたチップ設計と最適なシャフト剛性により、スモールゲージ手術において、より正確な制御が可能となります。
- 23Gと比較して90%以上の同等の把持面積と、把握力の50%向上を実現する27Gを設計しました。(CD304S)

AU-2286CD304S
ディスポ マイクロ鉗子 (ウルトラピール)
27G(0.4mm) 5本入
認証番号:222AGBZX00153000



AU-2286CD305S
ディスポ マイクロ鉗子 (ウルトラピール)
25G(0.5mm) 5本入
認証番号:222AGBZX00153000

Disposable Microforceps

Extended Reach - Wide Grip **27 Gauge**

- 大幅に強化された剛性と、より広いチップを組み合わせることでチップ動作の回数を減らし、網膜の外傷リスクを最小限に抑えます。
- セレクションを備えた強いエンドグリップチップは、より強い膜の把持を可能にします。



AU-1286WRD04S
 ディスポ ILM 鉗子 ワイドグリップ
 27G(0.4mm) 5本入
 認証番号:222AGBZX00153000

日本総代理店

 **アールイーメディカル株式会社**
 R E MEDICAL, INC.

本 社 : 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29	TEL.06-4794-8220(代)	FAX.06-4794-8222
東京営業所 : 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル	TEL.03-5816-1480(代)	FAX.03-5816-1483
名古屋営業所 : 〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東	TEL.052-760-3955(代)	FAX.052-760-3956
福岡営業所 : 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル	TEL.092-437-5180(代)	FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。