



## ZEISS RESIGHT<sup>®</sup>用ディスポーザブルフロントレンズ HD Disposable LenZ

- レンズホルダーへの取り付けが容易です
- 60°から最大130°までの広角視野を提供します
- 広角観察可能なため、汎網膜光凝固などでの強膜圧迫の必要性を低減できます
- レンズの切り替えが不要で、周辺部も後極部観察でも使用できます
- 滅菌済ディスポーザブル製品のため、滅菌に伴う経年劣化の心配がありません

# BIOM<sup>®</sup>のフロントレンズが ZEISS RESIGHT<sup>®</sup>でも使用可能になりました

- ディスポーザブルのため、感染および相互汚染のリスクを軽減します
- 滅菌作業時間が不要で、手術室での利用効率向上が期待できます



ZEISS RESIGHT<sup>®</sup>

HD ディスポーザブル LenZ

装着イメージ

すぐに使用可能な  
滅菌済みプリスターパック



54416  
HD ディスポーザブル LenZ (ZEISS Resight用)

観察範囲	寸法	重量	入数
60°~130°	W18.3×D38.1×H24.6mm	2.4g	12個/箱

日本代理店

**RE** アールイーメディカル株式会社  
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29  
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル  
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東  
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

[www.re-medical.co.jp](http://www.re-medical.co.jp)

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222  
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483  
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956  
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。