



スーパービュー ディスポレンズセット ピボット

OCULUS Super View[®] Pivot


2つのレンズの切り替えにより、いつでも最適な像を得られます

- 128D (広視野) と 72D (中周辺) のデュアルレンズシステムです
- レンズを回転させてもリフォーカス不要です

Disposable

Super View® Pivot

ピボットレンズなら術中、常に高倍率で観察でき、より高解像で立体感ある像を得られます。
膜処理など、より深い被写界深度が必要とされる繊細な作業の際に特に役立つレンズです。



130°HDワイドフィールドレンズと
72°ウルトラHDレンズを、回転
でスムーズに切り替えることが
できます。



つまみねじ用キャップ

リダクションレンズ

ドライブベルト

スーパービュー ディスポ
ピボット

【装着イメージ】



すぐに使用可能な
滅菌済みブリストアパック

〈既にBIOMをお持ちの方へ〉

Super View® Pivot Disposable Lens Set

カタログ番号	商品名	入数
54014-5	スーパービュー ディスポレンズセット ピボット 200mm	5セット
54015-5	スーパービュー ディスポレンズセット ピボット 175mm	5セット

130° HD Wide Field View



72° Ultra HD View



日本代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29

東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル

名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東

福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222

TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483

TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956

TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp