

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care

ウェルチ・アレン

処置・診断用照明機器 GSシリーズ

LED

Welch Allyn Lighting
Green Series

タッチレスコントロールパネル

センサー式のタッチレスコントロールパネルは、本体に触れずに電源の ON/OFF ができるため衛生的です。

AU-48800 GSイグザミネーションライトIV モバイルスタンド付

●用途に合わせて自由自在な角度調整

柔軟でフレキシブルなファイバーオプティックライトパイプは、3ヶ所で自由に角度調整が可能です。

●集光コンパクトヘッドでより明るく

フォーカススリーブによるスポット集光で観察野に明るい白色光を照射します。

■仕様

色 温 度	5,500°K
照 度 (標準作業距離時)	20,000 ルクス
L E D 寿 命	50,000 時間
作 業 距 離	40cm
照 野 径 (標準作業距離時)	10 - 25cm
電 源	100V 50 - 60Hz, 0.30A
重 量	AU-48800: 5.63kg AU-48810: 2.40kg
寸 法	■機器全体高さ(概寸) AU-48800: 153cm AU-48810: 120cm ■モバイルスタンド 高さ×直径: 61×53cm
電 源 コード 長	2.5m
保 証 期 間 (照明ユニット本体)	5 年

AU-48810
GSイグザミネーションライトIV
テーブル/ウォールマウント付



タッチレスコントロールパネル




アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

届出番号13B2X00086000037

AU-44600 GS600 LEDシステムライト モバイルスタンド付

● 3 灯の LED ライトでより明るく

フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができ、光量調整(2段階)も可能です。




AU-44610
GS600 LEDシステムライト
テーブル/ウォールマウント付

AU-44400 GS300 LEDライト モバイルスタンド付

● コンパクトデザインで必要な光を的確な場所へ

フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。



AU-44410
GS300 LEDライト
テーブル/ウォールマウント付

設置方法はモバイルスタンド式と
テーブル / ウォールマウント式から選択できます。

センサー式のタッチレスコントロールパネルは、
本体に触れずに電源のON/OFF や、光量調整(GS600)が
できるため衛生的です。

■ 仕様	GS600	GS300	
	AU-44600 / 44610	AU-44400 / 44410	
色温度	5,500°K	5,500°K	
照度(標準作業距離時)	50,000 ルクス	20,000 ルクス	
LED 寿命	50,000 時間	50,000 時間	
作業距離	30.5 - 50cm	30.5 - 50cm	
照野径(標準作業距離時)	15 - 18cm	13 - 15cm	
電源	100V 50-60Hz, 0.65A	100V 50-60Hz, 0.35A	
重量	AU-44600: 7.87kg AU-44610: 2.93kg	AU-44400: 5.78kg AU-44410: 2.56kg	
寸法	機器全体高さ (概寸)	AU-44600: 149cm AU-44610: 84.5cm	AU-44400: 149cm AU-44410: 84.5cm
	モバイルスタンド	高さ×直径: 61×53cm	
電源コード長	2.5m		
保証期間(照明ユニット本体)	5年		

日本販売代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

CAT WE-4 2019.10.2000TDR

www.re-medical.co.jp