

Keeler

英国 キーラー社

スリットランプ 40H

Beautifully
Crafted
Slit Lamp

Keeler

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社

R E MEDICAL, INC.

本社:〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所:〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所:〒465-0092 愛知県名古屋市中区社台2-128 パティナー社台
福岡営業所:〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.(06)4794-8220(代)FAX.(06)4794-8222
TEL.(03)5816-1480(代)FAX.(03)5816-1483
TEL.(052)760-3955(代)FAX.(052)760-3956
TEL.(092)437-5180(代)FAX.(092)437-5181



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

届出番号:27B1X00001KDSL01

CAT K-1 2016.4.3000TDR



100年の技術と伝統が生んだ
キーラーの自信作



歴史が証明する高度な光学設計技術

キーラーは今まで数々の眼科用医療光学機器を世に送り出してきました。光学設計と製造に100年の伝統を持つキーラーの自信作です。



長寿命・低消費電力のLED照明

LEDは3,800Kの色温度。青色のレベルをわずかにあげているので、蛍光観察時に有効です。また、寿命は10,000時間以上で、長期間交換の必要がありません。



利便性の高いフィルターを標準装備

キーラーのスリットランプではイエローフィルターとディフューザーが標準装備されています。イエローフィルターは顕微鏡部にドロップインするだけ、ディフューザーはフィルター・ホイール内に装備されています。



操作性向上のための配慮

照明光の調光ノブをジョイスティックに近接配置しました。調光における操作性が向上しました。

アパーチャー	0.2	1	2	3	5	9	12
フィルターホイール	無色	ND 減光	レッドフリー	D ディフューザー	コバルトブルー		

■倍率(5段階)



カタログ番号	商品名
3020-P-2081	キーラー スリットランプ 40H (LED)

※光学台は別売りです

■製品仕様

光学部	ガリレオ式双眼光学系、ドラム回転式倍率
倍率	6x, 10x, 16x, 25x, 40x
接眼レンズ	12.5x
視野径	34mm, 22mm, 14mm, 8.5mm, 5.5mm
眼幅調節	49mm~77mm
視路角	13°
作動距離	107mm
スリット長/幅	1mm ~ 12mm 連続可変 / 0mm ~ 12mm 連続可変
スリット径	0.2mm, 1mm 正方形, 2mm, 3mm, 5mm, 9mm, 12mm
フィルター	クリア, レッドフリー, 減光, ディフューザー, コバルトブルー
スリット角度	±90°連続
スリット回転	±180°参照スケール付
スリット傾斜角度	0°, 5°, 10°, 15°, 20°
ベース可動範囲	Z軸 25mm, X軸 107mm, Y軸 110mm
水平調節	12mm
顎台高さ調節	75mm
顕微鏡寸法	750mm×540mm×450mm
重量	5.2kg
電源	AC100V(±10%)
固視灯	LED
照明用電球	LED