


25G Vitrectomy System



Next Generation Sutureless Surgery

25ゲージ 硝子体手術システム

硝子体カッター6000

Disposable



1アクション
2カット
周辺組織のトラクションを軽減させます。

92%
Duty Cycle
カットレートに関係なく一定の吸引量を保ちます。

AU-6268NMD05S
ディスポ
TDC 硝子体カッター 6000
25G(0.5mm) 6本入
認証番号: 223AGBZX00086000



6000cpm のカッターです。

AU-6267NMD05S
ディスポ
硝子体カッター 6000
25G(0.5mm) 6本入
認証番号: 223AGBZX00086000



UltraSpeed Transformer

最大カットレート 6000cpm

TDC カッターと 6000cpm カッターは UST (ウルトラスピードトランスフォーマー) に接続して使用します。

AU-1265UST
ウルトラスピード トランスフォーマー
認証番号: 225AGBZX00053000



※詳しくはUltraSpeed Transformerのカタログをご覧ください。

硝子体カッター

Disposable



AU-2267NMD-05/AU-2267NMD05S
ディスポ 硝子体カッター 2500
25G(0.5mm) カットレート最高2500c/m
1本入/6本入
認証番号: 223AGBZX00086000

眼内レーザープローブ

Disposable



AU-7525ALC-6
ディスポ
眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
承認番号: 22600BZX00121000



AU-7025ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ 直
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
承認番号: 22600BZX00121000



AU-7225ALC-6
ディスポ
ディレクショナル 眼内レーザープローブ
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
承認番号: 22600BZX00121000

併用機器	品名	承認番号	最大出力
	アルコン オフサラス 532 アイライト	20600BZY01155000	2000mW
	ノーバースペクトラグリーンレーザー光凝固装置	22000BZX01636000	2300mW

※新型ハンドルへと移行途中のため、旧型ハンドルと混在する場合があります。

25G カニューレシステム

スタイレット先端を MVR 型にすることで、
穿孔が良くなり創口もより直線になり、
自己閉鎖の率も向上しました。

クロージャーバルブ

プラグが不要で、術中眼内圧を
一定に保ちます。
クリアブルーになりました。



MVR型スタイレット

スムーズな穿孔と創口が
直線になりました。

インフュージョン

従来品に比べ、灌流量が
アップし、TDCカッターを
使用時に特に有用です。
クロージャーバルブを外して
カニューレに装着します。

Disposable

AU-1272ED2-05/AU-1272ED205S

ディスポ

25Gワンステップカニューレシステム

1セット/5セット

承認番号: 22300BZX00291000



構成内容

- ワンステップスタイレット …………… 3本
- カニューレ …………… 3個
- クロージャーバルブ …………… 3個
- インフュージョンチューブ …………… 1本



AU-1272EDPP05

ディスポ 25G

ワンステップトロカールカニューレ

6本入

承認番号: 22300BZX00291000

Disposable

3本入のカニューレシステムが、
1本ずつ滅菌され販売になりました。
シャンデリアやバックアップに有用です。

ファイバースコープ&シャンデリア

Disposable



AU-3269D-05-6

ディスポ ファイバースコープ

25G (0.5mm) 6本入

届出番号: 27B1X000013P9D05



AU-3269SBS05S

ディスポ トータルビュー

ファイバースコープ シールド付

25G (0.5mm) 6本入

届出番号: 27B1X000013PBS05



AU-3269B-05-6

ディスポ トータルビュー

ファイバースコープ

25G (0.5mm) 6本入

届出番号: 27B1X000013P9B05



AU-3269EB-05S

ディスポ トータルビュー

シャンデリア

25G (0.5mm) 6本入

届出番号: 27B1X000013PEB05

27G



AU-3269MBD27S

ディスポ エッカード氏

ツインライトシャンデリア

27G (0.4mm) 6本入

承認番号: 22300BZX00318000



AU-3269A27S

ディスポ

ワンポートシャンデリア

27G (0.4mm) 6本入

承認番号: 22300BZX00318000



AU-1272EDPP04

ディスポ 27G ワンステップ

トロカールカニューレ 6本入

承認番号: 22300BZX00291000

※27Gのトロカールを使用することで、
シャンデリアをより挿しやすく、より安定します。

LEDStar Next Generation LED Illumination

LED 照明を採用することにより、省電力・長寿命を実現

AU-1266LED

LEDStar 高輝度光源装置

届出番号: 27B1X00001266LED



※詳しくはLEDStarのカタログをご覧ください。

マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



【鉗子】



AU-2286CD305S
ディスポ マイクロ鉗子(ウルトラピール)
 25G(0.5mm) 5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.5mm
 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-1286ILMD5/AU-1286ILMD5S
ディスポ ILM 鉗子
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 3.7mm
 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-1286WD-05/AU-1286WD-05S
ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.4mm
 認証番号: 222AGBZX00153000



AU-2286KD-05/AU-2286KD-05S
**ディスポ マイクロ鉗子
 (エイシメトリカルエンドグリップ)**
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.5mm
 承認番号: 22000BZX00994000

【剪刀】



AU-1286MD-05/AU-1286MD-05S
ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.2mm
 承認番号: 22000BZX00999000



AU-1286ED-05/AU-1286ED-05S
ディスポ マイクロ剪刀 垂直
 25G(0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.9mm
 承認番号: 22000BZX00998000

・チップは開放状態のサイズです

マイクロ鉗子&剪刀

Reusable



【鉗子】



AU-1286W-05
エッカード氏 ILM 鉗子
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.4mm
 届出番号: 27B1X0000186W052



AU-1286W-05SP
**エッカード氏 ILM 鉗子
 25G ロングシャフト型**
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 37mm, チップ: 2.4mm
 届出番号: 27B1X0000186WH05



AU-1286C3-05
シャー氏 マイクロアリゲータ鉗子
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.8mm
 届出番号: 27B1X0000186C305

従来のエッカード氏ILM鉗子のシャフト部分を5mm長くしました。強度近視等の眼軸が長い症例に適しています。



AU-2286I-05
**マイクロ鉗子
 (エイシメトリカルエンドグリップ)**
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.3mm
 届出番号: 27B1X00001286I05



AU-1286ILM-05
ILM 鉗子
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 3.7mm
 届出番号: 27B1X000016ILM05

【剪刀】



AU-1286M-05
**マイクロ剪刀 水平
 カーブ** 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 2.2mm
 届出番号: 27B1X00001286M05



AU-1286E-05
マイクロ剪刀 垂直
 25G(0.5mm) 1本入
 シャフト: 32mm, チップ: 1.9mm
 届出番号: 27B1X00001286E05

・チップは開放状態のサイズです

バックフラッシュニードル

Disposable




soft-tip




AU-2281STD05S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 (ハイボリューム型)
 ソフトチップ アスピレーション
 25G (0.5mm) 5本入
 シャフト: 33mm, チップ: 0.4mm
 認証番号: 222AGBZX00212000

brush



AU-2281BTD05S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 (ハイボリューム型)
 ブラッシュ アスピレーション
 25G (0.5mm) 5本入
 シャフト: 33mm, チップ: 0.7mm
 認証番号: 222AGBZX00212000



AU-2281AD-05S
 ディスポ バックフラッシュニードル
 (ハイボリューム型)
 ストレート アスピレーション
 25G (0.5mm) 5本入
 シャフト: 33mm
 認証番号: 222AGBZX00212000




先端のシリコンが前後にスライドでき、
 クロージャールブを通す時に大変便利です。



従来品より5mm長くしました。




AU-1281SD-05/AU-1281SD-05S
 ディスポ シラガ氏
 バックフラッシュニードル
 シリコン エクステンジブル
 25G (0.5mm) 1本入/5本入
 シャフト: 29mm, チップ: 0.7mm
 認証番号: 224AGBZX00049000



AU-1281BTDH05
 ディスポ バックフラッシュニードル
 ブラッシュ アスピレーション
 ロングシャフト
 25G (0.5mm) 5本入
 シャフト: 38mm, チップ: 0.7mm
 認証番号: 226AGBZX00020000

ダイヤモンドスイーパー

Disposable



AU-1290EXS5S
 ディスポ ダイヤモンドスイーパー
 先端収納型
 25G (0.5mm) 5本入
 認証番号: 222AGBZX00152000



AU-1290DSS-05/AU-1290DSS05S
 ディスポ ダイヤモンドスイーパー
 25G (0.5mm) 1本入/5本入
 認証番号: 222AGBZX00152000

強膜圧迫子

Reusable



AU-1040
クサカ氏 強膜圧迫子
1本入
届出番号:27B1X00001001040

メンブレンピック

Disposable



AU-1292ED-05/AU-1292ED-05S
ディスポ エッカード氏 メンブレンピック
25G(0.5mm) 1本入/5本入
承認番号:22000BZX01001000

カニューレ

Disposable



AU-1272SD-05S
ディスポ ソフトチップカニューレ
25G(0.5mm) 5本入
承認番号:16300BZY01167000



AU-1272VFI05S
ディスポ VFI カニューレ
25G(0.5mm) 5本入
承認番号:21400BZY00106000

フトン用シャンデリア

27G

Disposable



AU-3269PD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンデリア
27G(0.4mm) フトン用6本入
承認番号:22300BZX00318000



AU-3269P27S
ディスポ ワンポートシャンデリア
27G(0.4mm) フトン用6本入
承認番号:22300BZX00318000

バイポーラ

Disposable



※メーカーの改良により焼灼が安定しました。



米国 カーワン社

SR-14-5011-5
ディスポ バイポーラ電極 ペンシルタイプ 25G(直)
25G(0.5mm) 5本入
承認番号:20500BZY00512000

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本 社: 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所: 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所: 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所: 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

CAT DO-12 改16 2022.1.2000