

DORC

オランダドルク社

ディスポーザブルカニューレシステム

EVA AVETA™



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

承認番号:22300BZX00291000




操作性、性能、使いやすさが向上した 新トロカールカニューレ

EVA AVETAは、従来のトロカールカニューレのデザインを全面的に見直し、操作性、性能、使いやすさをさらに高めた画期的な新商品です。


インフュージョン接続に押し込み方式（特許出願中）を採用し、カニューレの根元にレーザー加工を施すことで抜けにくさを強化しました。灌流量が増え、コンパクトに作業でき、術中IOPも安定するという、術者と患者両方にとってのメリットをもたらします。

操作性を最大限まで高めるため、カニューレの現行デザインを全面見直し



ハイドロ™インフュージョンラインに 押し込み方式※を採用し、さらなる性能 向上を実現

※特許出願中



ゲージが一目で分かるカラーコード



ディスポ ワンステップカニューレセット

AU-1272ED27S	27G (0.4mm)	6セット入
AU-1272ED25S	25G (0.5mm)	6セット入
AU-1272ED23S	23G (0.6mm)	6セット入

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220 (代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480 (代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955 (代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180 (代) FAX.092-437-5181