

Keeler

VOLK

Reichert
AMETEK

VOLK社・Keeler社・Reichert社製品
特別キャンペーンのご案内



日頃のご愛顧に感謝して
本パンフレット掲載商品を特別価格にてご提供いたします

セール
期間
2023

9.20 水 ▶ 12.8 金



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

スリットランプ用コンタクトレーザーレンズ

1
売れ筋




スーパークワド160

主な適用 超広視野検査とレーザー治療

- 網膜中心から鋸状縁までの広視野観察が可能です。
- 周辺部へのPRPや他レーザー治療に優れた能力を発揮します。
- 視野範囲の歪みを最小限に抑えます。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。

カタログ番号	商品名
VSQUAD160	スーパークワド160
VSQUAD160NF	スーパークワド160NF



像倍率	レーザースポット倍率
0.5×	2.0×

通常価格

各 ¥193,000
(税込 ¥212,300)

セール期間内特別価格

各 ¥131,240
(税込 ¥144,364)

3
売れ筋




クワドラアスファリック

主な適用 広視野検査とレーザー治療

- 眼窩内での操作に適したサイズです。
- 小瞳孔でも高解像度で周辺部観察が可能です。
- 診断とレーザー治療に適したレンズです。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。

カタログ番号	商品名
VQFL	クワドラアスファリックST
VQFLNF	クワドラアスファリックNF
VQFLANF+	クワドラアスファリックANF+



像倍率	レーザースポット倍率
0.51×	1.97×

通常価格

各 ¥184,000
(税込 ¥202,400)

セール期間内特別価格

各 ¥125,120
(税込 ¥137,632)

2
売れ筋




トランスエクエーター

主な適用 中周辺部網膜の診断とFocal/Gridレーザー治療

- 広視野レンズです。汎網膜観察、治療に適しています。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。

カタログ番号	商品名
VTE	トランスエクエーターST
VTENF	トランスエクエーターNF
VTEANF+	トランスエクエーターANF+



像倍率	レーザースポット倍率
0.7×	1.44×

通常価格

各 ¥184,000
(税込 ¥202,400)

セール期間内特別価格

各 ¥125,120
(税込 ¥137,632)




エリアセントラリス

主な適用 後極部の高倍率での検査および治療

- Focal/Gridレーザー治療に最適です。
- 広視野、高倍率での後極部観察ができます。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。

カタログ番号	商品名
VAC	エリアセントラリスST
VACNF	エリアセントラリスNF
VACANF+	エリアセントラリスANF+



像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×

通常価格

各 ¥176,000
(税込 ¥193,600)

セール期間内特別価格

各 ¥119,680
(税込 ¥131,648)




H-Rワイドフィールド

主な適用 最大視野での検査とレーザーPRP治療

- 低分散ガラスの採用により高解像度で鋸状縁まで観察できます。
- コンパクトな本体、眼窩内での操作が容易になりました。

カタログ番号	商品名
VHRWF	H-Rワイドフィールド



像倍率	レーザースポット倍率
0.5×	2.0×

通常価格

¥193,000
(税込 ¥212,300)

セール期間内特別価格

¥131,240
(税込 ¥144,364)




H-Rセントラリス

主な適用 後極部の最高解像度での検査と治療

- 両面非球面レンズ設計により歪みを解消し、視野周辺部での立体視が向上しました。
- コンパクトな本体、眼窩内での操作が容易になりました。
- 4mmの瞳孔径にも対応します。

カタログ番号	商品名
VHRC	H-Rセントラリス



像倍率	レーザースポット倍率
1.08×	0.93×

通常価格

¥184,000
(税込 ¥202,400)

セール期間内特別価格

¥125,120
(税込 ¥137,632)

倒像鏡用レンズ

カラーリングについて



このマークがついているレンズは
本体色を7色からお選びいただけます。



BK:ブラック

BE:ブルー

GN:グリーン

PE:パープル

RD:レッド

GD:ゴールド

SR:シルバー




売れ筋



デジタルクリアフィールドレンズ

主な適用 最高解像度での汎網膜検査

- 低分散ガラスで高解像度を実現しました。
- 高度なA/Rコーティングで反射とグレアを最小限に抑えます。



カタログ番号	商品名
VDGTLCF	デジタルクリアフィールドレンズ

● ● ● ● ● ● ●
BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
2.79×	37mm

通常価格

各 ¥83,000
(税込 ¥91,300)

セール期間内特別価格

各 ¥56,440
(税込 ¥62,084)




売れ筋



14Dレンズ

主な適用 後極部の高倍率観察

- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。
- 詳細な視神経乳頭の観察が可能。緑内障のスクリーニングに最適です。



カタログ番号	商品名
VI4LC	14Dレンズ

像倍率	作動距離
4.3×	75mm

通常価格

¥58,000
(税込 ¥63,800)

セール期間内特別価格

¥39,440
(税込 ¥43,384)



売れ筋




7色からお選びいただけます



20Dレンズ

主な適用 一般的な診断用

- 一般的な診断に適した、倍率と視野のバランス。
- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。



カタログ番号	商品名
V20LC	20Dレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR
● CC (数量限定カラー)

像倍率	作動距離
3.13×	50mm

通常価格

各 ¥61,000
(税込 ¥67,100)

セール期間内特別価格

各 ¥41,480
(税込 ¥45,628)




7色からお選びいただけます



パンレチノ2.2

主な適用 一般的な診断と治療

- 一般的な診断に適した、倍率と視野のバランス。
- 小瞳孔患者の検査にも適しています。



カタログ番号	商品名
VPRC	パンレチノ2.2

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
2.68×	40mm

通常価格

各 ¥61,000
(税込 ¥67,100)

セール期間内特別価格

各 ¥41,480
(税込 ¥45,628)




7色からお選びいただけます



28Dレンズ

主な適用 眼底スキャンニングに最適

- 高解像度で優れた眼底像を提供します。
- 小瞳孔患者の診断と治療に適しています。



カタログ番号	商品名
V28LC	28Dレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
2.27×	33mm

通常価格

各 ¥61,000
(税込 ¥67,100)

セール期間内特別価格

各 ¥41,480
(税込 ¥45,628)



VOLKクリアポッド	VCLEARPOD90D	90D用	①
	VCLEARPOD78D	78D用	②
	VCLEARPODDGTLWF	デジタルワイドフィールド用	③
	VCLEARPODSFNC	スーパーフィールドNC用	④

通常価格
各 ¥10,000
(税込 ¥11,000)

セール期間内特別価格
各 ¥6,800
(税込 ¥7,480)



売れ筋




7色からお選びいただけます



スーパーフィールドNCレンズ

主な適用 一般的な診断とレーザー治療

- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- スーパー90Dレンズ。同じ倍率でより広い視野です。



カタログ番号	商品名
VSFNC	スーパーフィールドNCレンズ

- BK BE GN PE RD GD SR
- CC (数量限定カラー)



通常価格
各 ¥94,000
(税込 ¥103,400)

セール期間内特別価格
各 ¥63,920
(税込 ¥70,312)

像倍率	作動距離
0.76×	7mm



売れ筋




7色からお選びいただけます



デジタルワイドフィールドレンズ

主な適用 最高解像度での汎網膜検査

- 広視野と高倍率を合わせ持つ究極の90Dレンズです。
- 先端のレンズ設計とコーティングにより歪みと反射を最小限にしました。
- 高屈折率、高解像度のガラスにより、立体視と画像の明瞭度が向上しました。



カタログ番号	商品名
VDGTLWF	デジタルワイドフィールドレンズ

- BK BE GN PE RD GD SR
- CC (数量限定カラー)



通常価格
各 ¥105,000
(税込 ¥115,500)

セール期間内特別価格
各 ¥71,400
(税込 ¥78,540)

像倍率	作動距離
0.72×	4-5mm

3
売れ筋



90Dレンズ

主な適用 一般的な診断と小瞳孔患者の検査

- オリジナル90Dはスリットランプを使用しての眼底検査開始当初からのレンズです。
- 小径リングは動的眼底検査に最適です。

カタログ番号	商品名
V90C	90Dレンズ


- BK BE GN PE RD GD SR
- CC (数量限定カラー)




通常価格
各 ¥70,000
(税込 ¥77,000)

セール期間内特別価格

各 ¥47,600
(税込 ¥52,360)



像倍率	作動距離
0.76×	7mm



78Dレンズ

主な適用 一般的な診断とレーザー治療

- 倍率と視野の理想的なバランスです。
- 全てのスリットランプの可動範囲内で使用に最適な設計です。

カタログ番号	商品名
V78C	78Dレンズ


- BK BE GN PE RD GD SR
- CC (数量限定カラー)



通常価格
各 ¥70,000
(税込 ¥77,000)

セール期間内特別価格

各 ¥47,600
(税込 ¥52,360)



像倍率	作動距離
0.93×	8mm



スーパービトレオファンダス

主な適用 広視野汎網膜検査と小瞳孔用


- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- 3~4mmの小瞳孔にも対応します。

カタログ番号	商品名
VSVF	スーパービトレオファンダス

通常価格
¥94,000
(税込 ¥103,400)

セール期間内特別価格

¥63,920
(税込 ¥70,312)



像倍率	作動距離
0.57×	4-5mm



スーパーピューピルXLレンズ

主な適用 小瞳孔での汎網膜検査


- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- 2~3mmの小瞳孔にも対応します。
- 縮瞳眼を持つ糖尿病患者に最適です。

カタログ番号	商品名
VSPXL	スーパーピューピルXLレンズ

通常価格
¥94,000
(税込 ¥103,400)

セール期間内特別価格

¥63,920
(税込 ¥70,312)



像倍率	作動距離
0.45×	4mm



3ミラーゴニオファンダスレーザーレンズ


主な適用 前房と中心/周辺網膜の観察と治療

- ミラーは正確に角度付けされているので眼底観察で隙間がありません。
- ミラー面は平面で、像の歪みを最小にしました。
- ANF+タイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- 接眼部形はNFとANF+の2種類があります。

カタログ番号	商品名
V3MIR	3ミラーゴニオファンダスレーザーレンズ NF
V3MIRANF+	3ミラーゴニオファンダスレーザーレンズ ANF+

通常価格

各 ¥90,000
(税込 ¥99,000)



像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×

セール期間内特別価格

各 ¥61,200
(税込 ¥67,320)

3ミラーG-3 ゴニオファンダス

主な適用 前房と中心/周辺部眼底の観察と治療


- ミラーは正確に角度付けされているので眼底観察で隙間がありません。
- STタイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- NFタイプは、隅角検査に最適です。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。
- 使い易いミニバージョンもあります。



カタログ番号	商品名
VG3	3ミラーG-3 ゴニオファンダス
VG3NF	3ミラーG-3 ゴニオファンダス NF
VG3MININF	3ミラーG-3 ミニゴニオファンダス NF

通常価格

各 ¥102,000
(税込 ¥112,200)



像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×
1.03×	0.97×
1.0×	1.0×

セール期間内特別価格

各 ¥69,360
(税込 ¥76,296)



ミニ4ミラー


主な適用 静的/動的隅角検査

- 小型で操作が容易です。
- 接眼部径15mmでフランジ付きです。
- 広帯域コーティングはグレアと反射を低減します。

カタログ番号	商品名
V4MANF+	ミニフォーミラーレンズ

通常価格

¥74,000
(税込 ¥81,400)



像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

セール期間内特別価格

¥50,320
(税込 ¥55,352)



4ミラーG-4 ゴニオレーザー


主な適用 静的/動的隅角検査用の標準ゴニオレンズ

- ガラス製レンズでアクリル製より透明性と耐久性に優れています。
- STタイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- NFタイプは、ラージ、スモール、ハンドル付きスモールの3種類があります。隅角検査に最適です。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。

カタログ番号	商品名
VG4	4ミラーG-4 ゴニオレーザー

通常価格

¥102,000
(税込 ¥112,200)



像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

セール期間内特別価格

¥69,360
(税込 ¥76,296)

カタログ番号	商品名
VG4SNF	4ミラーG-4 ゴニオレーザー NF スモールタイプ

通常価格

¥104,000
(税込 ¥114,400)



セール期間内特別価格

¥70,720
(税込 ¥77,792)

ラピッドSLTレンズ

主な適用 SLTの処置

- 4ミラーのSLTレンズです。
- 最小回転で全周を観察できます。
- 小さなレンズで操作性を向上させました。



カタログ番号	商品名
VMSLT	ラピッドSLTレンズ

接眼部径:15mm

通常価格

¥126,000
(税込 ¥138,600)

像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×


セール期間内特別価格

¥85,680
(税込 ¥94,248)

SLTレンズ

主な適用 SLT (選択的レーザー線維柱帯形成術) と静的 / 動的隅角検査

- 大きな内部反射面により隅角の適切な観察像を得ることができます。
- 倍率 1.0× でレーザースポットサイズと密度を維持します。
- 曲面の上部レンズによりレーザー光断面は円状に保たれ、適切にレーザースポットの位置合わせができます。
- 角膜装着補助剤の使用で、安定してレーザー治療ができます。



カタログ番号	商品名
VSLT	SLTレンズ

接眼部径:15mm

通常価格

¥113,000
(税込 ¥124,300)

像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

セール期間内特別価格

¥76,840
(税込 ¥84,524)

サージカルゴニオ ACS

主な適用 術中での直像隅角観察

- レンズの向きを変更可能(右手、中央、左手)
- MIGSに適用可能です。
- オートクレーブまたはエチレンオキシサイドガス滅菌が可能です。




レンズが360°回転可能

カタログ番号	商品名
VSGACS	サージカルゴニオ ACS

接眼部径:9mm
リング径:10mm
ハンドル長:75mm

通常価格

¥136,000
(税込 ¥149,600)



像倍率
1.2×

セール期間内特別価格

¥92,480
(税込 ¥101,728)

TVGサージカルゴニオレンズ ACS

主な適用 MIGSおよび術中隅角観察

- 固定リングは眼球動きを制御します。
- 角膜の圧を最小限に抑え、前房の歪みを防止します。
- オートクレーブまたはエチレンオキシサイドガス滅菌が可能です。




カタログ番号	商品名
VTSTVG	TVGサージカルゴニオレンズ ACS

接眼部径:9mm
リング径:14mm
ハンドル長:84mm

通常価格

¥275,000
(税込 ¥302,500)



像倍率
1.2×

セール期間内特別価格

¥187,000
(税込 ¥205,700)

ブルメンサル スーチャー レンズ


主な適用 スーチャーライシス



- 尖った先端部により、縫合糸を観察するために必要な力を低減します。
- 高倍率により深部の処置も可能です。
- 厚いテノン囊または結膜下出血の処置も可能です。

カタログ番号	商品名
VBSL	ブルメンサル スーチャー レンズ

通常価格
¥101,000
 (税込 ¥111,100)



像倍率	レーザースポット倍率
2.0-3.0×	0.50-0.33×

セール期間内特別価格

¥68,680
 (税込 ¥75,548)

カプスロトミーレーザー


主な適用 レーザーカプスロトミー(後囊切開用)



- 後囊にレーザー光を正確にフォーカスします。
- YAGレーザーに対応しています。

カタログ番号	商品名
VCAPS	カプスロトミーレーザー

通常価格
¥116,000
 (税込 ¥127,600)



像倍率	レーザースポット倍率
1.57×	0.63×

セール期間内特別価格

¥78,880
 (税込 ¥86,768)

マグプラスイリデクトミー


主な適用 レーザーイリデクトミー(虹彩切開用)



- レンズ上のボタンレンズは11.7mmに拡大され、レーザー光照射と画像確保が適切に行えます。
- アルゴンレーザーとYAGレーザーに対応しています。

カタログ番号	商品名
VMPIRD	マグプラスイリデクトミー

通常価格
¥116,000
 (税込 ¥127,600)



像倍率	レーザースポット倍率
1.6×	0.63×

セール期間内特別価格

¥78,880
 (税込 ¥86,768)

イリデクトミーレーザー


主な適用 レーザーイリデクトミー(虹彩切開用)



- 高倍率で虹彩の観察、レーザー照射ができます。
- アルゴンレーザーとYAGレーザーに対応しています。

カタログ番号	商品名
VIRID	イリデクトミーレーザー

通常価格
¥116,000
 (税込 ¥127,600)



像倍率	レーザースポット倍率
1.7×	0.58×

セール期間内特別価格

¥78,880
 (税込 ¥86,768)

キーラー ポータブルスリットランプ キャンペーン

フェイスシールド付

SPECIAL PRICE

2023 9.20 水 > 12.8 金

Keeler


光学機器製造で培った高度なノウハウを凝縮

● 精密加工のアルミニウム製本体

軽量で、耐性・強度に優れています。

● 据置型の性能を継承した手持タイプ


前房の炎症等を評価する際に用いる
1mm×1mm角や
LED固視灯を備えています。



※フェイスシールド(無色透明)装着イメージ

● 最新の光学技術による高品質画像
(倍率：10x, 16x)

多層コーティングレンズにより、
優れた鮮明画像が得られます。



● 調整可能な照明レベル

LED 照明装置は、ダイヤルにより
無段階に調整可能です。

● 電池の消耗を抑えるオートオフ機能

2分30秒後に自動でオフになり、
消し忘れや電池の消耗を抑えます。

● スリット / フィルター

スリット ホイール						
フィルター ホイール						
	1x1	0.15	0.5	0.8	1.6	12
	レッドフリー	コバルトブルー	中間濃度 0.8	無色		

3010-P-2000-F
キーラー
ポータブルスリットランプ
フェイスシールド付

通常価格 ¥584,000
(税込 ¥642,400)

キャンペーン特別価格

→ ¥348,000
(税込 ¥382,800)

2023 9.20 水 > 12.8 金

TONO-PEN AVIA Quick-Tap™

キャンペーン

ご好評
につき
再開決定!



Quick-Tap™ モードの搭載により、
少ない測定回数で高精度な眼圧値測定が可能になりました。
Quick-Tap™搭載トノペンAVIAは、従来のトノペンAVIAモードとQuick-Tap™モードの切替えも可能です。

キャンペーン期間内のご注文で、
オキュフィルム 1 箱
プレゼント!!



AU-230650Q-S
トノペン AVIA
[ケース、ジェットブロー、
オキュフィルム 1 箱 (150 個入) 付]
通常価格 ¥760,000
(税込 ¥836,000)



キャンペーン特別価格
¥456,000
(税込 ¥501,600)

Quick-Tap™ モード

- **少ない測定回数**
わずか 1 回の測定でも眼圧値を液晶に表示します。(信頼性指標は表示されません)
また、信頼性の高い測定値を得る為に、数回の追加測定を行うことも可能です。
- **測定毎に眼圧測定値の表示**
従来のモードでは約 10 回の測定後にしか表示されなかった眼圧測定値が、
Quick-Tap™ モードでは測定毎に表示されるようになりました。
- **眼圧測定値の信頼性を LED でお知らせ**
Quick-Tap™ モードで数回の測定を行い、LED が黄色から緑色になると、
信頼性の高い眼圧測定値を得られた事をお知らせします。
また、検査の終了を音でお知らせします。

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社	〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29	TEL.(06)4794-8220(代)	FAX.(06)4794-8222
東京営業所	〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル	TEL.(03)5816-1480(代)	FAX.(03)5816-1483
名古屋営業所	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東	TEL.(052)760-3955(代)	FAX.(052)760-3956
福岡営業所	〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル	TEL.(092)437-5180(代)	FAX.(092)437-5181

www.re-medical.co.jp