



BIOM[®] ready+

BIOM[®] Optic Set




BIOM[®] ready+

さらに進化した世界初のディスプレイザブル広角観察システム

OCULUS社独自のBIOM[®] readyがさらに進化した
細部へのこだわりを持つOCULUSのエンジニアリングチームは、
世界中で実証されているディスプレイザブル広角観察システムをさらに洗練させました

- 柔軟性と高解像度の光学品質の間の完璧なバランス
- OCULUS BIOM[®] に期待される、妥協のないパフォーマンス
- 滅菌の必要がなく、手術室の効率を高めます
- + より高い機械的安定性
- + 必要に応じてレンズを微調整でき、
眼底画像を理想的に中央に整えます



BIOM[®] HDディスプレイザブルレンズを採用し、 見たことのないクリアな世界へ

- 深みと立体感が融合した、卓越した視界
- 高倍率でもHDクリアで優れた解像度。コンタクトレンズへの依存を軽減
- 約130°のクリアな広角視野で、レーザー処置をもっとスムーズに
- 液/空気置換も、クリアな視界で安心



Always ready, always a perfect view.

ブリスターパックを開封、そのままBIOM5用アダプターに装着、直ぐに準備完了



【内容物】

- 1 BIOMネジ用キャップ
- 2 SDI用ラバーキャップ
- 3 アダプタープレートカバー (大小2種類)
- 4 BIOM ready+ (リダクションレンズ、フロントレンズ)



カタログ番号	商品名
54419	BIOM レディプラス f=175mm 6セット
54420	BIOM レディプラス f=200mm 6セット


顕微鏡の焦点距離 (f) に合わせて商品をお選びください

BIOM[®] Optic Set



ディスプレイ高解像度の広角フロントレンズとリダクションレンズがセットになった製品です
すべてのシチュエーションで完璧な視界を提供します

- 非常に広範囲の視野と優れた解像度を兼ね備え、高倍率でもHDの明瞭さによりコンタクトレンズの必要性を軽減します
- 約130°のクリアな広角視野で、レーザー処置をもっとスムーズに
- 深い視野深度が優れた立体視を実現
- 液/空気置換も、クリアな視界で安心



Always ready, always a perfect view.

ブリスターパックを開封、そのままBIOMに装着、直ぐに準備完了



【内容物】

- ディスפורザブル高解像度の広角フロントレンズ
- ディスפורザブルリダクションレンズ
- BIOMネジ用キャップ
- BIOM5c/cl用ドライブベルト2個

カタログ番号	商品名
54411	BIOM オプティックセット HDプロ f=175mm 12セット
54412	BIOM オプティックセット HDプロ f=200mm 12セット
54415	BIOM オプティックセット HDフレックス f=175&200mm 12セット*

*顕微鏡の焦点距離がf=200でBIOMがf=175の場合お選びください



日本代理店

 **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29

東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル

名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東

福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222

TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483

TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956

TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

www.re-medical.co.jp

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。