

ディスプレイの高解像度広角フロントレンズと
リダクションレンズがセットになった製品です
すべてのシチュエーションで完璧な視界を提供します

BIOM[®] Versa Optic Set

ユニークなレンズ設計

独自の形状を持つレンズで60°から最大130°までの
広角視野を提供します

コンパクトなデザイン

レンズサイドがカットされているため、
広い術野を確保します

特定の患者に最適

近視および小児に特に適しています



すぐに使用可能な
滅菌済みブリスターパック




ネジ用キャップ

リダクションレンズ

ドライブベルト

BIOM[®] Versa HD
ディスプレイレンズ

【装着イメージ】



内容物

- BIOM[®] Versa HDディスプレイレンズ
- リダクションレンズ
- ネジ用キャップ
- ドライブベルト2個

カタログ番号	商品名	入数
54211	BIOM バーサオプティックセット HDプロ f=175mm	12セット/箱
54212	BIOM バーサオプティックセット HDプロ f=200mm	12セット/箱

顕微鏡の焦点距離 (f) に合わせて商品をお選びください

適用機器 ▶ OCULUS BIOM

ZEISS Resight用
ディスポーザブルフロントレンズ

Versa HD Disposable LenZ

ユニークなレンズ設計

独自の形状を持つレンズで60°から最大130°までの
広角視野を提供します

コンパクトなデザイン

レンズサイドがカットされているため、
広い術野を確保します

特定の患者に最適

近視および小児に特に適しています



すぐに使用可能な
滅菌済みブリスターパック



ZEISS Resight

HD ディスポーザブル LenZ
(ZEISS Resight用) 小児用

【装着イメージ】

カタログ番号	商品名	入数
54216-6	HD ディスポーザブル LenZ (ZEISS Resight用) 小児用	6個/箱

適用機器 ZEISS Resight

届出番号: 27B1X00001OCLS05

日本代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181