

キーラーポータブルスリットランプ

届出番号:27B1X00001KPSL01

| カタログ番号 | 商品名 |
|-------------|-------------------|
| 3010-P-2000 | キーラー ポータブルスリットランプ |

【別売品】

| カタログ番号 | 商品名 |
|-------------|-------------------|
| 3010-P-7000 | PSL キャリケース |
| 1030-P-7195 | PSL LED電球 |
| 3010-P-7004 | PSL Eye カップ (2個入) |
| EP59-47130 | PSL 予備リチウムバッテリー |

■ 製品仕様

| | |
|--------|---|
| 外形寸法 | 本体：H210×W116×D238mm バッテリーチャージャー：H40×W138×D205mm |
| 質量 | 本体：約900g / バッテリーチャージャー：約300g |
| スリット長さ | 12mm |
| スリット幅 | 1mm角、0.15mm、0.5mm、0.8mm、1.6mm、φ12mm |
| フィルター | レッドフリー、コバルトブルー、中間濃度(0.8)、透明 |
| 赤外線保護 | 赤外線カットフィルター内蔵 |
| スリット回転 | 左右60°無段階 |
| 光源 | LED電球 |
| 固視灯 | LED2箇所 |
| 照明制御 | 無段階可変 |
| 連続照明時間 | 約90分 |
| 充電時間 | 2時間30分(完全放電からの充電時) |
| 使用電力 | 充電時：100V 使用時：30VA、バッテリー使用時12V DC2.5A |
| 生体顕微鏡 | 収束角度：13° 倍率：10×、16× 観察視野：16mm(10×) 10.5mm(16×) 焦点距離：100mm(10×) 80mm(16×) |

Tono-Vera眼圧計(電池式・充電式)

認証番号:306AGBZX00047000

【構成】

| | |
|----------|---|
| AU-16325 | Tono-Vera 眼圧計(電池式) |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ・キャリングケース ・Ocu-Dot 眼圧計プローブ ・Tono-Vera ベース ・Tono-Vera 単三電池パック ・ストラップ |

| | |
|----------|--|
| AU-16326 | Tono-Vera 眼圧計(充電式) |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ・キャリングケース ・Ocu-Dot 眼圧計プローブ ・Tono-Vera 充電ベース ・Tono-Vera リチウムイオン充電式電池パック ・ストラップ ・Tono-Vera AC アダプタ ・USB-C ケーブル |

【別売品】

| | |
|----------|--------------------------|
| AU-16307 | Ocu-Dot眼圧計プローブ(100本) |
| AU-16311 | Tono-Vera単三電池パック |
| AU-16313 | Tono-Veraリチウムイオン充電式電池パック |

■ 製品仕様

| | |
|----------|---|
| 本体寸法 | 22.6 x 6.6 x 3.8 cm |
| ディスプレイ寸法 | 2.8 x 2.8 cm |
| 重量 | 125 g (電池を含まず) |
| 測定範囲 | 5~60 mmHg (表示範囲：1~99 mmHg) |
| 測定精度 | 5~20mmHg ±1.0mmHg 21~60mmHg ±1.7mmHg |
| 測定距離 | 6mm(±1.5 mm) |

電池式モデルは、アルカリ単三乾電池4本が必要です。

日本総代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29 TEL.(06)4794-8220(代) FAX.(06)4794-8222
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル TEL.(03)5816-1480(代) FAX.(03)5816-1483
名古屋営業所 〒465-0092 愛知県名古屋市中区社台2-128 パティナー社台 TEL.(052)760-3955(代) FAX.(052)760-3956
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル TEL.(092)437-5180(代) FAX.(092)437-5181

www.re-medical.co.jp



Special offer!!

Tono-Vera 下取り & ポータブルスリットランプ 特別キャンペーン



セール期間
2025.7.1 火
10.31 金



ポータブルスリットランプ 特別キャンペーン



Tono-Vera 下取り特別キャンペーン

Keeler

Portable Slit Lamp LED

光学機器製造で培った高度なノウハウを凝縮

- **精密加工のアルミニウム製本体**
軽量で、耐性・強度に優れています。
- **据置型の性能を継承した手持タイプ**
前房の炎症等を評価する際に用いる1mm×1mm角やLED固視灯を備えています。
- **最新の光学技術による高品質画像 (倍率：10x, 16x)**
多層コーティングレンズにより、優れた鮮明画像が得られます。
- **調整可能な照明レベル**
LED照明装置は、ダイヤルにより無段階に調整可能です。
- **電池の消耗を抑えるオートオフ機能**
2分30秒後に自動でオフになり、消し忘れや電池の消耗を抑えます。
- **スリット / フィルター**

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|-----|-----|----|
| スリット ホイール | | | | | | |
| フィルター ホイール | | | | | | |
| | 1x1 | 0.15 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 12 |
| | レッドフリー | コバルトブルー | 中間濃度0.8 | 無色 | | |

3010-P-2000-C
キーラー
ポータブルスリットランプ
ケース付(キャンペーン限定)

通常価格 ¥640,000 → **¥428,800**
(税込 ¥704,000) (税込 ¥471,680)



キーラーポータブルスリットランプを
お買い上げいただいた方に

専用ケース プレゼント!!



3010-P-7000



Tono-Vera 眼圧計を
お買い上げいただいた方に

Ocu-Dotプローブ
1箱 プレゼント!!



AU-16307

AU-16325
Tono-Vera 眼圧計 電池式
通常価格 ¥1,000,000 → **¥650,000**
(税込 ¥1,100,000) (税込 ¥715,000)

AU-16326
Tono-Vera 眼圧計 充電式
通常価格 ¥1,100,000 → **¥715,000**
(税込 ¥1,210,000) (税込 ¥786,500)

Reichert
AMETEK

Tono-Vera 眼圧計 電池式 充電式

ライカートの新しい眼圧計Tono-Veraは、特許出願中のActiView™
ポジショニングシステムが角膜頂点へ素早く誘導し、アライメントを合
わせると自動的に測定します。

測定には専用のプローブ(Ocu-Dot)を使用し、点眼麻酔は不要です。

- ガイド付きアイモニタが正確な眼圧測定をサポート
- 測定モードと回数の切り替えが可能 (自動/マニュアル、3回/6回測定)
- 充電式または電池式の2モデルから選べる



ガイド付きアイモニタが
正確な眼圧測定をサポート



測定モードの切替え

下取り対象製品

- トノペンAVIA
- トノペンXL

※他社製手持ち眼圧計の場合は、
弊社営業担当までご相談ください
※故障品(動作不良品)も下取りいたします。