

日本総代理店



本 社 : 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
TEL.(06)4794-8220(代) FAX.(06)4794-8222
東京営業所 : 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
TEL.(03)5816-1480(代) FAX.(03)5816-1483
名古屋営業所 : 〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東
TEL.(052)760-3955(代) FAX.(052)760-3956
福岡営業所 : 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル
TEL.(092)437-5180(代) FAX.(092)437-5181

www.re-medical.co.jp



OPHTHALMIC SURGERY ACCESSORIES CATALOG

眼科手術装置 アクセサリー カタログ **5**

VGPC



AU-8500-402



×6

ディスポ VGPC EVA カートリッジ V2

AU-8500-402

6セット入

- A** ディスポ カートリッジ 500ml廃液 バッグ …… 1個
- B** 吸引チューブ …… 1個
- C** 灌流チューブ …… 1個
- D** ディスポ VGPC用チューブ …… 1セット
- E** ディスポ 三方活栓 …… 1個
- F** ディスポ ドレープ (メイヨトレイ用) …… 1枚

Gravity



※グラビティではVGPC用チューブは不要です

AU-8500-402



×6

AU-8110INP01



×6

ディスポ グラビティ EVA カートリッジ V2

AU-8500-402-INP

AU-8500-402

6セット入

- A** ディスポ カートリッジ 500ml廃液 バッグ …… 1個
- B** 吸引チューブ …… 1個
- C** 灌流チューブ …… 1個
- D** ディスポ VGPC用チューブ …… 1セット
- E** ディスポ 三方活栓 …… 1個
- F** ディスポ ドレープ (メイヨトレイ用) …… 1枚

AU-8110INP01

- G** ディスポ グラビティ用チューブ …… 6セット



ディスボ EVA用カートリッジ
(500ml廃液バッグ)


AU-8100CAR11 6個入

- Ⓐ ディスボ カートリッジ 500ml 廃液バッグ
- Ⓑ 吸引チューブ
- Ⓒ 灌流チューブ
- Ⓓ グラビティチューブ



ディスボ 廃液バッグ 500ml

AU-8110BAG01 6個入




ディスボ 灌流/吸引チュービング

AU-8110IAD01 6個入



ディスボ グラビティ用輸液セット

AU-8110INP01 6セット入



ディスボ VGPC用セット

AU-8110VGP01 6セット入



ディスボ コンバインド用イリゲーションチューブ

AU-8110DIL01 6本入



ディスボ エアーチューブ

AU-1250ABD 6本入



ディスボ ドレープセット

AU-8110DRA01 6セット入



DORC社より新たに発売となったディスポーザブルのフェイコチップ&スリーブ“EVA EQUIPHACO”チップのデザイン改良による核保持力や破碎効率のアップ、フェイコ時間の短縮が期待できます
また、スリーブの灌流ポート位置を最適化したことで、さらなる前房安定性をもたらします

シャフト

ストレートフレア (SF) タイプで、先端角度は30°と45°から選択可能。



スリーブ

サイズ別のカラーコードと、チップへの装着時に位置合わせしやすいインジケータを採用。
サイズは1.8mm, 2.2mm, 2.4mm, 2.8mmの4種類。



ディスポ フレアチップセット(ストレート30°/45°)

シャフト	先端角	カタログ番号	スリーブ	入数
	30° 	AU-8430-18SF1	1.8mm	6セット入
		AU-8430-22SF1	2.2mm	6セット入
		AU-8430-24SF1	2.4mm	6セット入
		AU-8430-28SF1	2.8mm	6セット入
	45° 	AU-8445-18SF1	1.8mm	6セット入
		AU-8445-22SF1	2.2mm	6セット入
		AU-8445-24SF1	2.4mm	6セット入
		AU-8445-28SF1	2.8mm	6セット入

ディスポ アクセサリーセット

AU-3009-IRD18	1.8mm用	6セット入
AU-3009-IRD22	2.2mm用	6セット入
AU-3009-IRD24	2.4mm用	6セット入
AU-3009-IRD28	2.8mm用	6セット入



U/Sチップセット



	ディスポ フレアチップセット(30°)	AU-8400-18F01	1.8mm用	6セット入
		AU-8400-22F01	2.2mm用	6セット入
		AU-8400-25F01	2.5mm用	6セット入
		AU-8400-28F01	2.8mm用	6セット入
	ディスポ フレアチップセット (アングル付 先端30°)	AU-8400-18A01	1.8mm用	6セット入
		AU-8400-22A01	2.2mm用	6セット入
		AU-8400-25A01	2.5mm用	6セット入
		AU-8400-28A01	2.8mm用	6セット入
	ディスポ ストレートチップセット(30°)	AU-8400-22S01	2.2mm用	6セット入
		AU-8400-25S01	2.5mm用	6セット入

※EVA EQUIPHACOの一世代前のチップセットとなります。

アクセサリ

スリーブ×2
テストチャンバー×1

ディスポ アクセサリーセット

AU-3008-IRD22	2.2mm用	6セット入
AU-3008-IRD25	2.5mm用	6セット入
AU-3008-IRD28	2.8mm用	6セット入

Reusable

1.8mm 2.2mm 2.5mm 2.8mm

リユーズブル イリゲーションスリーブ

AU-3008-IR18	1.8mm用	6個入
AU-3008-IR22	2.2mm用	6個入
AU-3008-IR25	2.5mm用	6個入
AU-3008-IR28	2.8mm用	6個入

Reusable

AU-3008K

1個入

ニードルレンチリユーズブル

U/Sハンドピース



U/Sチップ(フラグマトーム用)

Reusable

超音波フラグマトーム用ニードル
0.9mmチタン製

AU-3005FT 3本入

Reusable


超音波フラグマトーム用ニードル
0.6mm

AU-3005F106 3本入

TDC硝子体キット

- 1症例に必要なカニューレ、カッター、ファイバースコープ、灌流チューブをセットにしました。
- カニューレがAVETAになりました。

25G
1セット入



ディスポ 25G TDC 硝子体キット V2

AU-8310-25K01V2 1セット入

- A ディスポ 25G ワンステップカニューレセット 1セット
(ディスポカニューレセット用インフュージョンチューブ 1本含む)
- B ディスポ TDC硝子体カッター 8000 25G..... 1本
- C ディスポ トータルビューファイバースコープシールド付 25G... 1本


硝子体カッター



ディスポ TDC硝子体カッター 8000

AU-8268VIT27S	27G (0.4mm)	6本入
AU-8268VIT25S	25G (0.5mm)	6本入
AU-8268VIT23S	23G (0.6mm)	6本入

27G
1セット入



ディスポ 27G TDC 硝子体キット V2

AU-8310-27K01V2 1セット入

- A ディスポ 27G ワンステップカニューレセット 1セット
(ディスポカニューレセット用インフュージョンチューブ 1本含む)
- B ディスポ TDC硝子体カッター 8000 27G..... 1本
- C ディスポ トータルビューファイバースコープシールド付 27G... 1本



ディスポ 硝子体カッター 8000

AU-8267VIT25S	25G (0.5mm)	6本入
AU-8267VIT23S	23G (0.6mm)	6本入
AU-8267VIT20S	20G (0.9mm)	6本入

ファイバースコープ



ディスポ ファイバースコープ

AU-3269D-04-6	27G (0.4mm)	6本入
AU-3269D-05-6	25G (0.5mm)	6本入
AU-3269D-06-6	23G (0.6mm)	6本入
AU-3269D-6	20G (0.9mm)	6本入

ディスポ トータルビュー
ファイバースコープ シールド付

AU-3269SBS04S	27G (0.4mm)	6本入
AU-3269SBS05S	25G (0.5mm)	6本入
AU-3269SBS06S	23G (0.6mm)	6本入
AU-3269SBS-6	20G (0.9mm)	6本入

ディスポ
トータルビュー ファイバースコープ

AU-3269B-04-6	27G (0.4mm)	6本入
AU-3269B-05-6	25G (0.5mm)	6本入
AU-3269B-06-6	23G (0.6mm)	6本入
AU-3269B-6	20G (0.9mm)	6本入

シャンデリア



ディスポ トータルビューシャンデリア
エッカード カニューレシステム用

AU-3269EB-05S	25G (0.5mm)	6本入
AU-3269EB-06S	23G (0.6mm)	6本入

ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンデリア


AU-3269MBD27S	27G (0.4mm)	6本入
---------------	-------------	-----

ディスポ ワンポートシャンデリア


AU-3269A27S	27G (0.4mm)	6本入
-------------	-------------	-----

操作性、性能、使いやすさが向上した
新トロカールカニューレ

EVA AVETAは、従来のトロカールカニューレのデザインを全面的に見直し、操作性、性能、使いやすさをさらに高めた画期的な新商品です。
インフュージョン接続に押し込み方式（特許出願中）を採用し、カニューレの根元にレーザー加工を施すことで抜けにくさを強化しました。灌流量が増え、コンパクトに作業でき、術中IOPも安定するという、術者と患者両方にとってのメリットをもたらします。



操作性を最大限まで高めるため、
カニューレの現行デザインを全面見直し



ハイフロー™インフュージョンラインに押し込み方式※を
採用し、さらなる性能向上を実現 ※特許出願中



ディスポ トロカールシステム



ディスポ ワンステップカニューレセット

AU-1272ED27S	27G (0.4mm)	6セット入
AU-1272ED25S	25G (0.5mm)	6セット入
AU-1272ED23S	23G (0.6mm)	6セット入
構成内容	・ワンステップスタイレット 3本 ・カニューレ 3個 ・クロージャールブ 3個 ・インフュージョンチューブ 1本	

ディスポ ワンステップトロカールカニューレ

AU-1272EDPP27	27G (0.4mm)	6本入
AU-1272EDPP25	25G (0.5mm)	6本入
AU-1272EDPP23	23G (0.6mm)	6本入

シャンデリアやバックアップに有用な1本入りのカニューレです。

ジアテルミー



ジアテルミー用ハンドピース

AU-1120-04	27G (0.4mm)	1本入
AU-1120-05	25G (0.5mm)	1本入
AU-1120-06	23G (0.6mm)	1本入



眼内ジアテルミー用 シリコンケーブル

AU-1120ADO	1本入
------------	-----

VFC (viscous fluid control)

VFI

viscous fluid injection



ディスボ VFIパック

AU-1363DD	5本入
-----------	-----



ディスボ
シリコンオイル注入/除去用
カニューレ20G(0.9mm)

AU-1272VFI20S	5本入
---------------	-----



ディスボ
VFIカニューレ 23G(0.6mm)

AU-1272VFI06S	5本入
---------------	-----



ディスボ
VFI カニューレ 25G(0.5mm)

AU-1272VFI05S	5本入
---------------	-----

VFE

viscous fluid extraction



ディスボ VFE用 ハイフローチューブ

AU-1362VFE	5本入
------------	-----

DORCカニューレのクロージャバルブを外して
カニューレに取り付けるVFEチューブです。

眼内レーザープローブ

27G



AU-7527ALC-6
ディスボ
眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 27G(0.4mm) 6本入
併用機器：A C D



AU-7227ALC-6
ディスボ ディレクショナル
眼内レーザープローブ
SMA対応型 27G(0.4mm) 6本入
併用機器：D

25G



AU-7525ALC-6
ディスボ
眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
併用機器：C D



AU-7025ALC-6
ディスボ
眼内レーザープローブ 直
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
併用機器：A B C D



AU-7225ALC-6
ディスボ ディレクショナル
眼内レーザープローブ
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
併用機器：A B C D



AU-7625ALC-6
ディスボ 照明付き
眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 25G(0.5mm) 6本入
併用機器：C D

23G



AU-7511ALC-6
ディスボ
眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
併用機器：A B C D



AU-7223ALC-6
ディスボ ディレクショナル
眼内レーザープローブ
SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
併用機器：A B C D



AU-7510ALC-6
ディスボ 照明付き
眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
併用機器：A C D

併用機器	品 名		承認番号	最大出力
	A	アルコン オフサラス 532 アイライト	20600BZY01155000	2000mW
	B	ノーバースペクトラグリーンレーザー光凝固装置	22000BZX01636000	2300mW
	C	レーザー付 EVA 眼科手術システム	23000BZX00103000	1200mW
	D	EVA NEXUS 眼科手術システム	30500BZI00003000	1200mW



27G



SR-14-5027-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 27G(直) 5本入

25G



SR-14-5011-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 25G(直) 5本入

23G




SR-14-5007-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 23G(直) 5本入

20G




SR-14-5006-10
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 23G
テーパー先(直) 10本入



SR-14-5004-10
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 20G(直) 10本入

18G



SR-14-5000-10
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 18G(直) 10本入



SR-14-5002-10
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 18G(曲) 10本入

鉗子



SR-14-3000
ディスポ ジェラース
バイポーラピンセット(直) 10本入



SR-14-1080
ディスポ ジェラース
バイポーラピンセット(曲) 10本入

番号索引

カタログ番号	承認・認証・届出番号	頁
AU-1120-04	21800BZY10147000	11
AU-1120-05	22700BZX00031000	11
AU-1120-06	22700BZX00031000	11
AU-1120ADO	21800BZY10147000	11
AU-1250ABD	21800BZY10147000	4
AU-1272ED23S	22300BZX00291000	10
AU-1272ED25S	22300BZX00291000	10
AU-1272ED27S	22300BZX00291000	10
AU-1272EDPP23	22300BZX00291000	10
AU-1272EDPP25	22300BZX00291000	10
AU-1272EDPP27	22300BZX00291000	10
AU-1272VFI05S	21400BZY00106000	11
AU-1272VFI06S	21400BZY00106000	11
AU-1272VFI20S	21400BZY00106000	11
AU-1362VFE	27B1X00001362VFE	11
AU-1363DD	21800BZY10147000	11
AU-3002P	22700BZX00031000	6
AU-3005F106	21800BZY10147000	6
AU-3005FT	21800BZY10147000	6
AU-3008-IR18	22700BZX00031000	6
AU-3008-IR22	22700BZX00031000	6
AU-3008-IR25	22700BZX00031000	6
AU-3008-IR28	22700BZX00031000	6
AU-3008-IRD22	21800BZY10147000	6
AU-3008-IRD25	21800BZY10147000	6
AU-3008-IRD28	21800BZY10147000	6
AU-3008K	-	6
AU-3009-IRD18	30500BZI00004000	5
AU-3009-IRD22	30500BZI00004000	5
AU-3009-IRD24	30500BZI00004000	5
AU-3009-IRD28	30500BZI00004000	5
AU-3269A27S	22300BZX00318000	9
AU-3269B-04-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269B-05-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269B-06-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269B-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269D-04-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269D-05-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269D-06-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269D-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269EB-05S	305AGBZI00009000	9
AU-3269EB-06S	305AGBZI00009000	9
AU-3269MBD27S	22300BZX00318000	9
AU-3269SBS-6	305AGBZI00009000	9
AU-3269SBS04S	305AGBZI00009000	9
AU-3269SBS05S	305AGBZI00009000	9
AU-3269SBS06S	305AGBZI00009000	9
AU-7025ALC-6	22600BZX00121000	12
AU-7223ALC-6	22600BZX00121000	12
AU-7225ALC-6	22600BZX00121000	12

カタログ番号	承認・認証・届出番号	頁
AU-7227ALC-6	22600BZX0012100022	12
AU-7510ALC-6	600BZX001210000	12
AU-7511ALC-6	22600BZX00121000	12
AU-7525ALC-6	22600BZX00121000	12
AU-7527ALC-6	22600BZX00121000	12
AU-7625ALC-6	22600BZX00121000	12
AU-8100CAR11	22700BZX00031000	3
AU-8110BAG01	22700BZX00031000	3
AU-8110DIL01	27B1X000010DIL01	4
AU-8110DRA01	-	4
AU-8110IAD01	27B1X000010IAD01	4
AU-8110INP01	27B1X000010INP01	2-4
AU-8110VGP01	27B1X000010VGP01	4
AU-8267VIT20S	223AGBZX00086000	8
AU-8267VIT23S	223AGBZX00086000	8
AU-8267VIT25S	223AGBZX00086000	8
AU-8268VIT23S	223AGBZX00086000	8
AU-8268VIT25S	223AGBZX00086000	8
AU-8268VIT27S	223AGBZX00086000	8
AU-8310-25K01V2	22800BZX00324000	7
AU-8310-27K01V2	22800BZX00324000	7
AU-8400-18A01	21800BZY10147000	6
AU-8400-18F01	21800BZY10147000	6
AU-8400-22A01	21800BZY10147000	6
AU-8400-22F01	21800BZY10147000	6
AU-8400-22S01	21800BZY10147000	6
AU-8400-25A01	21800BZY10147000	6
AU-8400-25F01	21800BZY10147000	6
AU-8400-25S01	21800BZY10147000	6
AU-8400-28A01	21800BZY10147000	6
AU-8400-28F01	21800BZY10147000	6
AU-8430-18SF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-22SF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-24SF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-28SF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-18SF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-22SF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-24SF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-28SF1	30500BZI00004000	5
AU-8500-402	22800BZX00324000	1-2
AU-8500-402-INP	-	2
SR-14-1080	21700BZY00081000	13
SR-14-3000	21700BZY00081000	13
SR-14-5000-10	20500BZY00512000	13
SR-14-5002-10	20500BZY00512000	13
SR-14-5004-10	20500BZY00512000	13
SR-14-5006-10	20500BZY00512000	13
SR-14-5007-5	20500BZY00512000	13
SR-14-5011-5	20500BZY00512000	13
SR-14-5027-5	227AGBZX00067000	13