

20ゲージ 硝子体手術器具・その他

Next Generation Surgery



20G Vitrectomy & Others v.2

マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



AU-1286WD-1
AU-1286WD-5
ディスポ
エッカード氏 ILM 鉗子
20G (0.9mm) 1本入/5本入
認証番号:222AGBZX00153000




AU-1286ILMD-1
AU-1286ILMD-5
ディスポ
ILM 鉗子
20G (0.9mm) 1本入/5本入
認証番号:222AGBZX00153000



AU-1286MD-1
AU-1286MD-5
ディスポ
マイクロ剪刀 水平 カーブ
20G (0.9mm) 1本入/5本入
承認番号:22000BZX00997000

マイクロ鉗子&剪刀

Reusable



AU-1286O
サブレチナル用鉗子
水平 60°
アングル 3.0mm
届出番号:27B1X0000101286O




AU-2286I
アフジ氏 異物鉗子
20G
届出番号:27B1X0000102286I



AU-1286E
マイクロ剪刀
垂直
届出番号:27B1X0000101286E

バックフラッシュニードル

Disposable



AU-2281BD-S
ディスポ
バックフラッシュニードル
(ハイボリューム型)
シリコンブラッシュ付 5本入
認証番号:222AGBZX00212000



AU-2281BTD-S
ディスポ
バックフラッシュニードル
(ハイボリューム型)
ブラッシュ アスピレーション 5本入
認証番号:222AGBZX00212000



AU-2281AD-S
ディスポ
バックフラッシュニードル
(ハイボリューム型)
ストレート 5本入
認証番号:222AGBZX00212000

バックフラッシュニードル

Reusable



AU-1281B
バックフラッシュニードル
ストレート シリコンブラッシュ付 (黄)
承認番号:16300BZY01167000



AU-1281T
バックフラッシュニードル
ストレート アスピレーション (青)
承認番号:20100BZY00982000

予備リザーバー/ニードル

Disposable

AU-1281A1D
ディスポ 予備リザーバー ストレート (1281A/B用)
滅菌済 10本入
承認番号:16300BZY01167000

AU-1281B1D
ディスポ 予備ニードル ストレート シリコンブラッシュ付 20G
滅菌済 10本入
承認番号:16300BZY01167000

AU-1281XD
ディスポ 予備リザーバー (1281T 用)
滅菌済 10本入
承認番号:20100BZY00982000

23G

AU-1281B1D-06
ディスポ 予備ニードル ストレート シリコンブラッシュ付 23G
滅菌済 10本入
承認番号:16300BZY01167000

網膜下用カニューレ

Disposable



AU-1270-01
ディスポ インジェクションニードル
41G (0.1mm) 1本入
承認番号: 21400BZY00106000

セルフリテイニングインフュージョンカニューレ

Disposable



AU-1272FD-5
コロベルニック氏 セルフリテイニング
インフュージョンカニューレ
(5.0mm) 5本入
承認番号: 21400BZY00421000



AU-1272GD-5
コロベルニック氏 セルフリテイニング
インフュージョンカニューレ
(4.0mm) 5本入
承認番号: 21400BZY00421000

ファイバープローブ

Disposable



AU-3269D-6
ディスポ
ファイバープローブ
20G (0.9mm) 6本入
届出番号: 27B1X000013P269D



AU-3269B-6
ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ
20G (0.9mm) 6本入
届出番号: 27B1X000013P269B



AU-3269SBS-6
ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ
シールド付
20G (0.9mm) 6本入
届出番号: 27B1X00001269SBS


硝子体手術用コンタクトレンズ

Disposable

- リング縫着不要で、手術時間を短縮
- 緊急時のバックアップ用としても最適
- 使い捨てで感染防止
- 通常のガラスより光透過率が高い透明シリコン製



AU-1284DD
ディスポ フラット
ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284GD
ディスポ ワイドフィールド
ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284ED
ディスポ バイコンケーブ
ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284FD
ディスポ 拡大
ビトレクトミーレンズ
5個入



AU-1284ID
ディスポ 30° プリズム
ビトレクトミーレンズ
5個入

商品No.	1284DD	1284ED	1284FD	1284GD	1284ID
レンズ直径	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm
屈折率	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
視野角	22°	40°	16°	26°	22°

承認番号: 21300BZY00090000

角膜プロテーゼ


Reusable

- 硝子体手術時に角膜混濁等で眼底の視認性が悪い場合に使用します。
- 縫合用に6ヶ所の穴があります。



AU-1285-1 / AU-1285-2 / AU-1285-5
エッカード氏 角膜プロテーゼ
(一時的人工角膜)

注) この製品は未滅菌です。



商品 No.	商品名	A	B
AU-1285-1	タイプ I アファキ用	φ 7mm	2.8mm
AU-1285-2	タイプ II ファキ用	φ 7mm	1.6mm
AU-1285-5	タイプ V アファキ用	φ 8mm	2.5mm

承認番号: 20100BZY01060000

アイリスレトラクター

Disposable




AU-4020
ディスポ アイリスレトラクター
5個入
承認番号:22000BZX01000000

- 瞳孔を拡張する際に使用します。
- フレキシブルフックとシリコンストッパーで構成されています。

DALK

Reusable



AU-2110
D.A.L.K. スパチュラセット
3本組
届出番号:27B1X00001002110

注)この製品は未滅菌です。

- 3本セットでの販売となります。
- 滅菌して複数回再使用できます。

IOL固定用鉗子

Disposable

直/曲
セット

AU-1286-SFD
ディスポ シャリオ氏 IOL 固定用鉗子 25G 直 / 曲
認証番号:224AGBZX00080000

25G



- シャリオ先生がご考案の強膜内固定術用に開発された器具です。
- IOLハプティックを把持し易いように、チップの中央部分を凹ませています。

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

CAT DO-1 改12 2026.8.1000