

27ゲージ 硝子体手術

Next Generation Sutureless Surgery




27G Vitrectomy

v.2




操作性、性能、使いやすさが向上した 新トロカールカニューレ


EVA AVETAは、従来のトロカールカニューレのデザインを全面的に見直し、操作性、性能、使いやすさをさらに高めた画期的な新商品です。
インフュージョン接続に押し込み方式（特許出願中）を採用し、カニューレの根元にレーザー加工を施すことで抜けにくさを強化しました。灌流量が増え、コンパクトに作業でき、術中IOPも安定するという、術者と患者両方にとってのメリットをもたらします。



操作性を最大限まで高めるため、
カニューレの現行デザインを全面見直し



ハイフロー™インフュージョンラインに押し込み方式※を採用し、さらなる性能向上を実現 ※特許出願中



Disposable

AU-1272ED27S

ディスポ

27G ワンステップカニューレセット

6セット

承認番号：22300BZX00291000

構成内容

- ワンステップスタイレット …………… 3本
- カニューレ …………… 3個
- クロージャーバルブ …………… 3個
- インフュージョンチューブ …………… 1本



Disposable

AU-1272EDPP27

ディスポ

27G ワンステップトロカールカニューレ

6本入

承認番号：22300BZX00291000

3本入のカニューレセットが、
1本ずつ滅菌され販売になりました。
シャンデリアやバックアップに有用です。

マイクロ鉗子

Reusable



AU-1286W-04
エッカード氏 ILM 鉗子
 27G (0.4mm) 1本入
 シャフト長：32mm (カシメ含む)、チップ：3.6mm
 届出番号：27B1X0000186W042

マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



AU-2286CD304S
ディスポ マイクロ鉗子 (ウルトラピール)
 27G (0.4mm) 5本入
 シャフト長：28.5mm、チップ：1.5mm
 認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286WRD04S
ディスポ ILM 鉗子ワイドグリップ
 27G (0.4mm) 5本入
 シャフト長：28.5mm、チップ：1.5mm
 認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286WD-04/AU-1286WD-04S
ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)
 27G (0.4mm) 1本入/5本入
 シャフト長：30mm、チップ：3.6mm
 認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286WPD-04/AU-1286WPD04S
ディスポ ILM 鉗子 パワーエンドグリップ
 27G (0.4mm) 1本入/5本入
 シャフト長：30mm、チップ：1.5mm
 認証番号：222AGBZX00153000




AU-2286PD-04/AU-2286PD-04S
ディスポ マイクロ剪刀 フック型
 27G (0.4mm) 1本入/5本入
 シャフト長：30mm、チップ：1.6mm
 認証番号：224AGBZX00086000

・シャフト長はカシメ含む長さです。
 ・チップは開放状態のサイズです。

眼内レーザープローブ

Disposable



AU-7527ALC-6
ディスポ 眼内レーザープローブ
テーパ 曲
 SMA対応型 27G (0.4mm) 6本入
 承認番号：22600BZX00121000
 併用機器：A B C



AU-7227ALC-6
ディスポ
ディレクショナル 眼内レーザープローブ
 SMA対応型 27G (0.4mm) 6本入
 承認番号：22600BZX00121000
 併用機器：C

	品名	承認番号	最大出力
併用機器	A アルコン オフサラス 532 アイライト	20600BZY01155000	2000mW
	B レーザー付 EVA 眼科手術システム	23000BZX00103000	1200mW
	C EVA NEXUS 眼科手術システム	30500BZI00003000	1200mW

ファイバークラウド&シャンドリア

Disposable



AU-3269D-04-6
ディスポ
ファイバークラウド
 27G (0.4mm) 6本入
 届出番号：305AGBZI00009000



AU-3269MBD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンドリア
 27G (0.4mm) 6本入
 承認番号：22300BZX00318000



AU-3269SBS04S
ディスポ トータルビュー
ファイバークラウドシールド付
 27G (0.4mm) 6本入
 届出番号：305AGBZI00009000



AU-3269A27S
ディスポ
ワンポートシャンドリア
 27G (0.4mm) 6本入
 承認番号：22300BZX00318000




AU-3269B-04-6
ディスポ トータルビュー
ファイバークラウド
 27G (0.4mm) 6本入
 届出番号：305AGBZI00009000

ジアテルミー / バイポーラ



AU-1120-04
ジアテルミー用ハンドピース
27G(0.4mm) 1本入
承認番号：21800BZY10147000

Reusable



SR-14-5027-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 27G(直)
5本入
シャフト長：28mm
認証番号：227AGBZX00067000

Disposable

メンブレンピック

Reusable



AU-1292E-04
エッカード氏 メンブレンピック
27G(0.4mm) 1本入
届出番号：27B1X00001292E04



フォトン用シャンデリア

27G

Disposable



AU-3269PD27S
ディスポ エッカード氏 ツインライトシャンデリア
27G(0.4mm) フォトン用 6本入
承認番号：22300BZX00318000




AU-3269P27S
ディスポ ワンポートシャンデリア
27G(0.4mm) フォトン用 6本入
承認番号：22300BZX00318000

バックフラッシュニードル

Disposable



シャフト長：30mm(カシメ含む)



AU-2281STD04S
ディスポ バックフラッシュニードル(ハイボリューム型)
ソフトチップ アスピレーション
27G(0.4mm) 5本入
シャフト長：30mm, チップ：0.4mm



AU-2281BTD04S
ディスポ バックフラッシュニードル(ハイボリューム型)
ブラッシュ アスピレーション
27G(0.4mm) 5本入
シャフト長：30mm, チップ：0.7mm



AU-2281AD-04 / AU-2281AD-04S
ディスポ バックフラッシュニードル(ハイボリューム型)
ストレート アスピレーション
27G(0.4mm) 1本入/5本入
シャフト長：30mm

上記すべての認証番号：222AGBZX00212000

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本 社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

CAT DO-27 改8 2026.6.2000