

23ゲージ 硝子体手術システム


Next Generation Sutureless Surgery



23G Vitrectomy System

操作性、性能、使いやすさが向上した 新トロカールカニューレ

EVA AVETAは、従来のトロカールカニューレのデザインを全面的に見直し、操作性、性能、使いやすさをさらに高めた画期的な新商品です。
インフュージョン接続に押し込み方式（特許出願中）を採用し、カニューレの根元にレーザー加工を施すことで抜けにくさを強化しました。灌流量が増え、コンパクトに作業でき、術中IOPも安定するという、術者と患者両方にとってのメリットをもたらします。



操作性を最大限まで高めるため、
カニューレの現行デザインを全面見直し



ハイフロー™インフュージョンラインに押し込み方式※を
採用し、さらなる性能向上を実現 ※特許出願中



Disposable

AU-1272ED23S
ディスポ
23G ワンステップカニューレセット
6セット
承認番号：22300BZX00291000

構成内容

- ワンステップスタイレット …………… 3本
- カニューレ …………… 3個
- クロージャールバルブ …………… 3個
- インフュージョンチューブ …………… 1本



Disposable

AU-1272EDPP23
ディスポ
23G ワンステップトロカールカニューレ
6本入
承認番号：22300BZX00291000

3本入のカニューレセットが、
1本ずつ滅菌され販売になりました。
シャンデリアやバックアップに有用です。

エッカード氏 23Gカニューレシステム

Reusable

AU-1272E-06

エッカード氏 23G カニューレシステム

届出番号：27BIX00001272E06



※写真の AU-1278 エッカード氏 23G カニューレ用鑷子と、
AU-2115 エッカード氏 プレッシャープレートは別売です。

追加部品

- AU-1272E-RPP1
23Gシステム用カニューレ ……2個入
届出番号:27B1X000012ERPP1
- AU-1272E-RPP3
23Gシステム用プラグ ……2個入
届出番号:27B1X000012ERPP3
- AU-1278
エッカード氏
23G カニューレ用鑷子 ……1本入
- AU-1279IA
ディスポ 23Gシステム用
シリコンインフュージョンチューブ… 5本入
届出番号:27B1X000011279IA
- AU-2115
エッカード氏 プレッシャープレート …… 1本入
届出番号:27B1X00001002115
- 30008300
滅菌ケース

バックフラッシュニードル

Disposable



シャフト長：33mm

soft-tip




AU-2281STD06S
ディスポ バックフラッシュニードル
(ハイボリューム型)
ソフトチップ アスピレーション
23G (0.6mm) 5本入
シャフト長：33mm, チップ：0.4mm
認証番号：222AGBZX00212000

brush



AU-2281BTD06S
ディスポ バックフラッシュニードル
(ハイボリューム型)
ブラッシュ アスピレーション
23G (0.6mm) 5本入
シャフト長：33mm, チップ：0.7mm
認証番号：222AGBZX00212000


従来品より5mm長くしました。



AU-1281BTDH06
ディスポ バックフラッシュニードル
ブラッシュアスピレーション ロングシャフト
23G (0.6mm) 5本入
シャフト長：38mm, チップ：0.7mm
認証番号：226AGBZX00020000



AU-1281SD-06 / AU-1281SD-06S
ディスポ シラガ氏 バックフラッシュニードル
シリコン エクステンジブル
23G (0.6mm) 1本入/5本入
シャフト長：33mm, チップ：0.7mm
認証番号：224AGBZX00049000



AU-1290BTD-06 / AU-1290BTD06S
ディスポ バックフラッシュニードル
先端収納型
23G (0.6mm) 1本入/5本入
シャフト長：33mm, チップ：0.7mm
認証番号：223AGBZX00087000

マイクロ鉗子&剪刀

Disposable



シャフト長：32mm

【鉗子】



AU-1286WD-06 / AU-1286WD-06S
ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子
 23G(0.6mm) 1本入/5本入
 シャフト長：32mm, チップ：4.3mm
 認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286ILMD6 / AU-1286ILMD6S
ディスポ ILM 鉗子
 23G(0.6mm) 1本入/5本入
 シャフト長：32mm, チップ：3.5mm
 認証番号：222AGBZX00153000



AU-2286KD-06 / AU-2286KD-06S
ディスポ マイクロ鉗子 (エイシメトリカルエンドグリップ)
 23G(0.6mm) 1本入/5本入
 シャフト長：32mm, チップ：2.5mm
 認証番号：222AGBZX00153000



AU-1286CD-06 / AU-1286CD-06S
ディスポ マイクロ鉗子(グリップタイプ)
 23G(0.6mm) 1本入/5本入
 シャフト長：32mm, チップ：4.3mm
 認証番号：222AGBZX00153000



AU-2286CD306S
ディスポ シャー氏 マイクロ鉗子
 23G(0.6mm) 5本入
 シャフト長：32mm, チップ：3mm
 認証番号：222AGBZX00153000

【剪刀】



AU-1286MD-06 / AU-1286MD-06S
ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ
 23G(0.6mm) 1本入/5本入
 シャフト長：32mm, チップ：2.4mm
 認証番号：224AGBZX00086000



AU-1286ED-06 / AU-1286ED-06S
ディスポ マイクロ剪刀 垂直
 23G(0.6mm) 1本入/5本入
 シャフト長：32mm
 認証番号：224AGBZX00086000

・チップは開放状態のサイズです

マイクロ鉗子&剪刀

Reusable



シャフト長：32mm

【鉗子】



AU-1286W-06
エッカード氏 ILM 鉗子
 23G(0.6mm) 1本入
 シャフト長：32mm, チップ：4.3mm
 届出番号：27B1X00001286W06



AU-1286ILM-06
ILM 鉗子
 23G(0.6mm) 1本入
 シャフト長：32mm, チップ：3.5mm
 届出番号：27B1X0000161LM06



AU-2286K-06
マイクロ鉗子 (エイシメトリカルエンドグリップ)
 23G(0.6mm) 1本入
 シャフト長：32mm, チップ：2.5mm
 届出番号：27B1X00001286K06



AU-1286C-06
マイクロ鉗子(グリップタイプ)
 23G(0.6mm) 1本入
 シャフト長：32mm, チップ：4.3mm
 届出番号：27B1X00001286C06

【剪刀】



AU-1286M-06
マイクロ剪刀 水平 カーブ
 23G(0.6mm) 1本入
 シャフト長：32mm, チップ：2.4mm
 届出番号：27B1X00001286M06



AU-1286E-06
マイクロ剪刀 垂直
 23G(0.6mm) 1本入
 シャフト長：32mm
 届出番号：27B1X00001286E06

・チップは開放状態のサイズです

眼内レーザープローブ

Disposable



AU-7511ALC-6
ディスポ
眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
 承認番号：22600BZX00121000
 併用機器：A B C D



AU-7223ALC-6
ディスポ
ディレクショナル 眼内レーザープローブ
 SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
 承認番号：22600BZX00121000
 併用機器：A B C D




AU-7510ALC-6
ディスポ
照明付き 眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 23G(0.6mm) 6本入
 承認番号：22600BZX00121000
 併用機器：A C D


併用機器	品名		承認番号	最大出力
	A	アルコン オフサラス 532 アイライト	20600BZY01155000	2000mW
B	ノーバスペクトラグリーンレーザー光凝固装置	22000BZX01636000	2300mW	
C	レーザー付 EVA 眼科手術システム	23000BZX00103000	1200mW	
D	EVA NEXUS 眼科手術システム	30500BZ100003000	1200mW	

カニューレ

Disposable



AU-EFD06S
ディスポ デュアルポア
PFC カニューレ
 23G(0.6mm) 5本入
 承認番号：21400BZY00106000



AU-1272ILM06S
ディスポ ILM
マイクロピックニードル
 23G(0.6mm) 5本入
 承認番号：21400BZY00106000



AU-1272VFI06S
ディスポ VFI カニューレ
 23G(0.6mm) 5本入
 承認番号：21400BZY00106000



AU-1272SD-06S
ディスポ
ソフトチップカニューレ
 23G(0.6mm) 5本入
 承認番号：16300BZY01167000



AU-1272SDT-06
ディスポ スペイド氏
ソフトチップカニューレ
ダイヤモンドスイーパー
 23G(0.6mm) 5本入
 承認番号：16300BZY01167000



AU-1281CD27
ディスポ
予備ニードルテーパー
 23G/27G 10本入
 ルアーロック型 1281C用
 承認番号：16300BZY01167000



AU-3269D-06-6
ディスポ ファイバースコープ
 23G (0.6mm) 6本入
 認証番号：305AGBZI00009000



AU-3269SBS06S
ディスポ トータルビュー
ファイバースコープ シールド付
 23G (0.6mm) 6本入
 認証番号：305AGBZI00009000



AU-3269B-06-6
ディスポ
トータルビューファイバースコープ
 23G (0.6mm) 6本入
 認証番号：305AGBZI00009000




AU-3269EB-06S
ディスポ トータルビューシャンドリア
 23G (0.6mm) 6本入
 エッカードカニューレシステム用
 認証番号：305AGBZI00009000

27G



AU-3269MBD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンドリア
 27G (0.4mm) 6本入
 承認番号：22300BZX00318000



AU-3269A27S
ディスポ
ワンポートシャンドリア
 27G (0.4mm) 6本入
 承認番号：22300BZX00318000



フォトン用
AU-3269PD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンドリア
 27G (0.4mm) フォトン用 6本入
 承認番号：22300BZX00318000



フォトン用
AU-3269P27S
ディスポ ワンポートシャンドリア
 27G (0.4mm) フォトン用 6本入
 承認番号：22300BZX00318000



AU-1272EDPP27
ディスポ 27G ワンステップ
トロカールカニューレ 6本入
 承認番号：22300BZX00291000

※27G のトロカールを使用することで、シャンドリアをより挿しやすく、より安定します。

強膜圧迫子

Reusable



AU-1040
クサカ氏 強膜圧迫子
1本入
届出番号：27B1X00001001040

網膜下用カニューレ

Disposable



AU-1270EXT-06 / AU-1270EXT06S
ディスポ
網膜下インジェクションニードル
先端収納型 先端 41G
23G (0.6mm) 1本入/5本入
認証番号 :223AGBZX00087000

メンブレンピック

Reusable



AU-1292E-06
エッカード氏メンブレンピック
23G (0.6mm) 1本入
届出番号：27B1X00001292E06

ダイヤモンドスイーパー

Disposable



AU-1290EXS6 / AU-1290EXS6S
ディスポ ダイヤモンドスイーパー
先端収納型
23G (0.6mm) 1本入/5本入
認証番号：222AGBZX00152000



AU-1290DSS-06 / AU-1290DSS06S
ディスポ ダイヤモンドスイーパー
23G (0.6mm) 1本入/5本入
認証番号：222AGBZX00152000

スパチュラ

Disposable



AU-1290ECS06S
ディスポ カーブスパチュラ 先端収納型
23G (0.6mm) 5本入
認証番号：222AGBZX00152000

バイポーラ

Disposable



 米国 カーワン社

SR-14-5007-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 23G (直)
23G (0.6mm) 5本入
シャフト長：28mm
承認番号：20500BZY00512000



日本総代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。