

VOLK®

10/7

秋

の

キャンペーン

2025

日頃のご愛顧に
感謝を込めて
特別価格で
ご案内いたします



SPECIAL PRICE

10.1 水



12.10 水



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.




スーパークワッド160

主な適用 超広視野検査とレーザー治療

- 網膜中心から鋸状縁までの広視野観察が可能です。
- 周辺部へのPRPや他レーザー治療に優れた能力を発揮します。
- 視野範囲の歪みを最小限に抑えます。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。

カタログ番号	商品名
VSQUAD160	スーパークワッド160
VSQUAD160NF	スーパークワッド160NF



像倍率	レーザースポット倍率
0.5×	2.0×

通常価格

各 ¥260,000
(税込 ¥286,000)

セール期間内特別価格

各 ¥176,800
(税込 ¥194,480)




クワドラアスファリック

主な適用 広視野検査とレーザー治療

- 眼窩内での操作に適したサイズです。
- 小瞳孔でも高解像度で周辺部観察が可能です。
- 診断とレーザー治療に適したレンズです。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。

カタログ番号	商品名
VQFL	クワドラアスファリックST
VQFLNF	クワドラアスファリックNF
VQFLANF+	クワドラアスファリックANF+



像倍率	レーザースポット倍率
0.51×	1.97×

通常価格

各 ¥247,000
(税込 ¥271,700)

セール期間内特別価格

各 ¥167,960
(税込 ¥184,756)




トランスエクエーター

主な適用 中周辺部網膜の診断とFocal/Gridレーザー治療

- 広視野レンズです。汎網膜観察、治療に適しています。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。

カタログ番号	商品名
VTE	トランスエクエーターST
VTENF	トランスエクエーターNF
VTEANF+	トランスエクエーターANF+



像倍率	レーザースポット倍率
0.7×	1.44×

通常価格

各 ¥247,000
(税込 ¥271,700)

セール期間内特別価格

各 ¥167,960
(税込 ¥184,756)




エリアセントラリス

主な適用 後極部の高倍率での検査および治療

- Focal/Gridレーザー治療に最適です。
- 広視野、高倍率での後極部観察ができます。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。

カタログ番号	商品名
VAC	エリアセントラリスST
VACNF	エリアセントラリスNF
VACANF+	エリアセントラリスANF+



像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×

通常価格

各 ¥236,000
(税込 ¥259,600)

セール期間内特別価格

各 ¥160,480
(税込 ¥176,528)




H-Rワイドフィールド

主な適用 最大視野での検査とレーザーPRP治療

- 低分散ガラスの採用により高解像度で鋸状縁まで観察できます。
- コンパクトな本体、眼窩内での操作が容易になりました。

カタログ番号	商品名
VHRWF	H-Rワイドフィールド



像倍率	レーザースポット倍率
0.5×	2.0×

通常価格

¥260,000
(税込 ¥286,000)

セール期間内特別価格

¥176,800
(税込 ¥194,480)




H-Rセントラリス

主な適用 後極部の最高解像度での検査と治療

- 両面非球面レンズ設計により歪みを解消し、視野周辺部での立体視が向上しました。
- コンパクトな本体、眼窩内での操作が容易になりました。
- 4mmの瞳孔径にも対応します。

カタログ番号	商品名
VHRC	H-Rセントラリス



像倍率	レーザースポット倍率
1.08×	0.93×

通常価格

¥247,000
(税込 ¥271,700)

セール期間内特別価格

¥167,960
(税込 ¥184,756)

カラーリングについて



このマークがついているレンズは
本体色を7色からお選びいただけます。



BK:ブラック

BE:ブルー

GN:グリーン

PE:パープル

RD:レッド

GD:ゴールド

SR:シルバー

※画像はイメージです



売れ筋




7色からお選びいただけます



20Dレンズ

主な適用 一般的な診断用

- 一般的な診断に適した、倍率と視野のバランス。
- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。



カタログ番号	商品名
V20LC	20Dレンズ
● BK ● BE ● GN ● PE ● RD ● GD ● SR	

像倍率	作動距離
3.13×	50mm

通常価格

各 ¥82,000
(税込 ¥90,200)

セール期間内特別価格

各 ¥55,760
(税込 ¥61,336)




売れ筋



14Dレンズ

主な適用 後極部の高倍率観察

- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。
- 詳細な視神経乳頭の観察が可能。緑内障のスクリーニングに最適です。



カタログ番号	商品名
V14LC	14Dレンズ

像倍率	作動距離
4.3×	75mm

通常価格

¥83,000
(税込 ¥91,300)

セール期間内特別価格


¥56,440
(税込 ¥62,084)



28Dレンズ

主な適用 眼底スキャンニングに最適

- 高解像度で優れた眼底像を提供します。
- 小瞳孔患者の診断と治療に適しています。



カタログ番号	商品名
V28LC	28Dレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
2.27×	33mm

通常価格

各 ¥82,000
(税込 ¥90,200)

セール期間内特別価格


各 ¥55,760
(税込 ¥61,336)



パンレチノ2.2

主な適用 一般的な診断と治療

- 一般的な診断に適した、倍率と視野のバランス。
- 小瞳孔患者の検査にも適しています。



カタログ番号	商品名
VPRC	パンレチノ2.2

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
2.68×	40mm

通常価格

各 ¥86,000
(税込 ¥94,600)

セール期間内特別価格


各 ¥58,480
(税込 ¥64,328)



30Dレンズ

主な適用 小瞳孔患者の診断と治療用レンズ

- 小瞳孔でも高解像度の観察が可能です。
- 動作距離が短く、広い視野を提供します。



カタログ番号	商品名
V30LC	30Dレンズ

像倍率	作動距離
2.15×	30mm

通常価格

¥86,000
(税込 ¥94,600)

セール期間内特別価格

¥58,480
(税込 ¥64,328)


スリットランプ用ノンコンタクトレンズ



ClearPod™

VOLKクリアポッドは、マスクを着用している患者を検査する際にレンズの曇りを軽減することを目的としています







VOLKクリアポッド	VCLEARPOD90D	90D用	①
	VCLEARPOD78D	78D用	②
	VCLEARPODDGLWF	デジタルワイドフィールド用	③
	VCLEARPODSFNC	スーパーフィールドNC用	④

通常価格
各 ¥16,000
(税込 ¥17,600)

セール期間内特別価格
各 ¥10,880
(税込 ¥11,968)




売れ筋



スーパーフィールドNCレンズ

主な適用 一般的な診断

- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- スーパー90Dレンズ。同じ倍率でより広い視野です。



カタログ番号	商品名
VSFNC	スーパーフィールドNCレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
0.76×	7mm



通常価格
各 ¥136,000
(税込 ¥149,600)

セール期間内特別価格
各 ¥92,480
(税込 ¥101,728)




売れ筋



デジタルワイドフィールドレンズ

主な適用 最高解像度での汎網膜検査

- 広視野と高倍率を合わせ持つ究極の90Dレンズです。
- 先端のレンズ設計とコーティングにより歪みと反射を最小限にしました。
- 高屈折率、高解像度のガラスにより、立体視と画像の明瞭度が向上しました。



カタログ番号	商品名
VDGLWF	デジタルワイドフィールドレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR

像倍率	作動距離
0.72×	4-5mm



通常価格
各 ¥150,000
(税込 ¥165,000)

セール期間内特別価格
各 ¥102,000
(税込 ¥112,200)

3
売れ筋

7
COLORS
7色からお選びいただけます



90Dレンズ

主な適用 一般的な診断と小瞳孔患者の検査


- オリジナル90Dはスリットランプを使用しての眼底検査開始当初からのレンズです。
- 小径リングは動的眼底検査に最適です。

カタログ番号	商品名
V90C	90Dレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR



通常価格
各 ¥97,000
(税込 ¥106,700)



像倍率	作動距離
0.76×	7mm

セール期間内特別価格

各 ¥65,960
(税込 ¥72,556)

7
COLORS
7色からお選びいただけます



78Dレンズ

主な適用 一般的な診断


- 倍率と視野の理想的なバランスです。
- 全てのスリットランプの可動範囲内で使用に最適な設計です。

カタログ番号	商品名
V78C	78Dレンズ

● BK BE GN PE RD GD SR



通常価格
各 ¥97,000
(税込 ¥106,700)



像倍率	作動距離
0.93×	8mm

セール期間内特別価格

各 ¥65,960
(税込 ¥72,556)




スーパービトレオファンダス

主な適用 広視野汎網膜検査と小瞳孔用

- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- 3~4mmの小瞳孔にも対応します。

カタログ番号	商品名
VSVF	スーパービトレオファンダス



像倍率	作動距離
0.57×	4-5mm

通常価格
¥141,000
(税込 ¥155,100)

セール期間内特別価格

¥95,880
(税込 ¥105,468)




スーパーピューピルXLレンズ

主な適用 小瞳孔での汎網膜検査

- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- 2~3mmの小瞳孔にも対応します。
- 縮瞳眼を持つ糖尿病患者に最適です。

カタログ番号	商品名
VSPXL	スーパーピューピルXLレンズ



像倍率	作動距離
0.45×	4mm

通常価格
¥141,000
(税込 ¥155,100)

セール期間内特別価格

¥95,880
(税込 ¥105,468)

1
売れ筋




ミニ4ミラー

主な適用 静的 動的隅角検査

- 小型で操作が容易です。
- 接眼部径15mmでフランジ付きです。
- 広帯域コーティングはグレアと反射を低減します。

カタログ番号	商品名
V4MANF+	ミニフォーミラーレンズ



像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

通常価格
¥107,000
(税込 ¥117,700)

セール期間内特別価格
¥72,760
(税込 ¥80,036)

2
売れ筋




4ミラーG-4 ゴニオレーザ

主な適用 静的 動的隅角検査用の標準ゴニオレンズ

- ガラス製レンズでアクリル製より透明性と耐久性に優れています。
- STタイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- NFタイプは、ラージ、スモール、ハンドル付きスモールの3種類があります。隅角検査に最適です。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。

カタログ番号	商品名
VG4	4ミラーG-4 ゴニオレーザ
VG4SNF	4ミラーG-4 ゴニオレーザ NF スモールタイプ



像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

通常価格
各 ¥151,000
(税込 ¥166,100)

セール期間内特別価格
各 ¥102,680
(税込 ¥112,948)

3
売れ筋




3ミラーゴニオファンダスレーザ

主な適用 前房と中心 周辺網膜の観察と治療

- ミラーは正確に角度付けされているので眼底観察で隙間がありません。
- ミラー面は平面で、像の歪みを最小にしました。
- ANF+タイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- 接眼部形はNFとANF+の2種類があります。

カタログ番号	商品名
V3MIR	3ミラーゴニオファンダスレーザ NF
V3MIRANF+	3ミラーゴニオファンダスレーザ ANF+



像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×

通常価格
各 ¥131,000
(税込 ¥144,100)

セール期間内特別価格
各 ¥89,080
(税込 ¥97,988)




3ミラーG-3 ゴニオファンダス

主な適用 前房と中心/周辺部眼底の観察と治療

- ミラーは正確に角度付けされているので眼底観察で隙間がありません。
- STタイプは、安定した線維柱帯形成術が行えます。
- NFタイプは、隅角検査に最適です。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。
- 使い易いミニバージョンもあります。

カタログ番号	商品名
VG3	3ミラーG-3 ゴニオファンダス
VG3NF	3ミラーG-3 ゴニオファンダス NF
VG3MININF	3ミラーG-3 ミニゴニオファンダス NF



像倍率	レーザースポット倍率
1.06×	0.94×
1.03×	0.97×
1.0×	1.0×

通常価格
各 ¥151,000
(税込 ¥166,100)

セール期間内特別価格

各 ¥93,620
(税込 ¥102,982)

ゴニオレンズ (SLT/手術用)

サージカルゴニオ ACS

主な適用 術中での直像隅角観察

- レンズの向きを変更可能(右手、中央、左手)
- MIGSに適用可能です。
- オートクレープまたはエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。




レンズが360°回転可能

カタログ番号	商品名
VSGACS	サージカルゴニオ ACS

接眼部径:9mm
リング径:10mm
ハンドル長:75mm

通常価格
¥183,000
(税込 ¥201,300)



像倍率
1.2×

セール期間内特別価格

¥124,440
(税込 ¥136,884)

TVGサージカルゴニオレンズ ACS

主な適用 MIGSおよび術中隅角観察


- 固定リングは眼球動きを制御します。
- 角膜の圧を最小限に抑え、前房の歪みを防止します。
- オートクレープまたはエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。



カタログ番号	商品名
VTSTVG	TVGサージカルゴニオレンズ ACS

接眼部径:9mm
リング径:14mm
ハンドル長:84mm

通常価格
¥368,000
(税込 ¥404,800)



像倍率
1.2×

セール期間内特別価格

¥250,240
(税込 ¥275,264)

ブルメンサル スーチャー レンズ

主な適用 スーチャーライシス




- 尖った先端部により、縫合糸を観察するために必要な力を低減します。
- 高倍率により深部の処置も可能です。
- 厚いテノン嚢または結膜下出血の処置も可能です。

カタログ番号	商品名
VBSL	ブルメンサル スーチャー レンズ

通常価格

¥153,000
(税込 ¥168,300)



像倍率	レーザースポット倍率
2.0-3.0×	0.50-0.33×

セール期間内特別価格

¥104,040
(税込 ¥114,444)

カプスロトミーレーザー

主な適用 レーザーカプスロトミー(後嚢切開用)




- 後嚢にレーザー光を正確にフォーカスします。
- YAGレーザーに対応しています。

カタログ番号	商品名
VCAPS	カプスロトミーレーザー

通常価格

¥164,000
(税込 ¥180,400)



像倍率	レーザースポット倍率
1.57×	0.63×

セール期間内特別価格

¥111,520
(税込 ¥122,672)

マグプラスイリデクトミー

主な適用 レーザーイリデクトミー(虹彩切開用)




- レンズ上のボタンレンズは11.7mmに拡大され、レーザー光照射と画像確保が適切に行えます。
- アルゴンレーザーとYAGレーザーに対応しています。

カタログ番号	商品名
VMPIRID	マグプラスイリデクトミー

通常価格

¥175,000
(税込 ¥192,500)



像倍率	レーザースポット倍率
1.6×	0.63×

セール期間内特別価格


¥119,000
(税込 ¥130,900)

イリデクトミーレーザー

主な適用 レーザーイリデクトミー(虹彩切開用)



- 高倍率で虹彩の観察、レーザー照射ができます。
- アルゴンレーザーとYAGレーザーに対応しています。



カタログ番号	商品名
VIRID	イリデクトミーレーザー

通常価格

¥175,000
(税込 ¥192,500)

像倍率	レーザースポット倍率
1.7×	0.58×

セール期間内特別価格



¥119,000
(税込 ¥130,900)

ラピッドSLTレンズ

主な適用 SLTの処置



- 4ミラーのSLTレンズです。
- 最小回転で全周を観察できます。
- 小さなレンズで操作性を向上させました。



カタログ番号	商品名
VMSLT	ラピッドSLTレンズ

接眼部径:15mm

通常価格

¥174,000
(税込 ¥191,400)

像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

セール期間内特別価格


¥118,320
(税込 ¥130,152)

SLTレンズ

主な適用 SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)と静的動的隅角検査



- 大きな内部反射面により隅角の適切な観察像を得ることができます。
- 倍率 1.0× でレーザースポットサイズと密度を維持します。
- 曲面の上部レンズによりレーザー光断面は円状に保たれ、適切にレーザースポットの位置合わせができます。
- 角膜装着補助剤の使用で、安定してレーザー治療ができます。



カタログ番号	商品名
VSLT	SLTレンズ

接眼部径:15mm

通常価格

¥167,000
(税込 ¥183,700)


像倍率	レーザースポット倍率
1.0×	1.0×

セール期間内特別価格

¥113,560
(税込 ¥124,916)

SUPER QUAD® 160 PRP LASER LENS

スーパークワド 160



- ◎ 網膜の周辺部まで一望できる**広視野** 160°/165°
- ◎ 視野全体を縮小して把握できる**像倍率** x0.5
- ◎ レーザー照射を高精度に行える**高倍率** x2.0
- ◎ 鮮明な全体像を捉える**広口径レンズ面** 30mm
- ◎ 像の歪みを徹底的に抑制したVolk独自のダブル非球面設計
- ◎ 隅々までシャープな描写ができる高精度光学ガラス採用

■日本代理店

 **アールイーメディカル株式会社**
R E MEDICAL, INC.

本社 : 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所 : 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所 : 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所 : 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

www.re-medical.co.jp