



第79回日本臨床眼科学会
弊社展示ブースに展示予定！

Elara 900

ハグストリート社 次世代スリットランプ エラーラ900

エラーラ900は単なるアップグレードではなく、最先端のテクノロジー、全く新しい人間工学に基づいたデザイン、そしてこれまでにないワークスタイルを融合させています。より優れた臨床的視野、効率的な検査、そして患者様と検査者双方の快適性を求めるイケア専門家のために開発されました。革新的なプロジェクター照明、BQ系スリットと同等のHaag-Streitならではの光学技術(品質)、便利なワークフロープリセット機能、そしてスマートな電動制御により、より多くを観察し、より効率的に作業し、毎回の検査をより快適に行う事ができます。





ヘッドレスト

新デザインのフレーム

身体の大きな患者様にも
検査を受けやすく、高さ調整や
清掃もスムーズ

内蔵センサ

患者様の検出やスリット光
のon-offなどのスマート
センサ内蔵

イルミネーションアーム



P-Type イルミネーション

次世代スリットランプにふさわしい、
高い鮮明度とコントラストを実現

フィルタ

ブルーやレッドフリーは物理フィルタを通さず
にLED光源の色を変える為、よりクリアな
検査視野を実現

LED光源

物理的な開閉構造を持たない、平面LED
によるプロジェクタ方式を採用

スリット色

電球色など3種類の白色光の切換が可能



簡単で 直感的な操作

モーター駆動の上下動作(光学ユニット)

光学ユニットの上下動作はモータ駆動で、
検査時の疲労を軽減

多機能ジョイスティック&タッチパネル

直感的で快適な操作が可能

モード選択

オキュラーモード(観察)⇔カメラモード
(画像、動画)を簡単に切り替え

ワンタップ操作

最小限の動作で快適な検査を実現

シンプルで分かりやすいボタン配置

少ない操作で効率的な操作が可能



プリセット設定 & モニター

プリセット設定

倍率、光量、スリット幅などをユーザー毎に設定
観察部位に合わせた設定保存もでき、より
スムーズな検査が可能に

販売名: エアラ900
届出番号: 27B1X00001ELARA9

Elara 900が追求する人間工学的に優れた設計の一部です
第79回日本臨床眼科学会の弊社ブースにて、実機をぜひお確かめください!



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社: 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所: 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所: 〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所: 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181