



**OPHTHALMIC SURGERY
ACCESSORIES CATALOG**

眼科手術システム
アクセサリ カタログ



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

NEXUS Unites Reach & Responsiveness

眼科手術の未来を担う EVA NEXUS 専用の新カッター 「TDC VELOCE」が登場しました

TDC VELOCEは最大20kCPMの高速カットを実現した、最新の硝子体カッターです。

EVA NEXUSのSMART IOP対応のカッターで、術中のより良い性能、安定性、眼内圧維持が期待できます。

シャフトの剛性強化と、新たなラバーグリップの採用により、周辺部や硝子体基底部といった届きにくい部分の処理もよりスムーズに行えます。

ゲージの違いを一目で見分けられるカラーコードも導入しました。



TDC VELOCEは、TDC-20kコンバインドバックのセット内容品としての販売のみとなります。
単品での販売はしておりませんので何卒ご了承下さい。



内容物

- A ディスポ NEXUS 用カートリッジ 500ml 廃液バッグ……………1個
- B ディスポ NEXUS 用輸液チューブ……………1本
- C ディスポ NEXUS 用イリゲーションチューブ……………1本
- D ディスポ NEXUS 用吸引チューブ……………1本
- E ディスポ 液空気置換用チューブ……………1本(インフュージョンチューブ1本付)
- F ディスポ ワンステップカニューレセット……………1セット
- G ディスポ TDC-20k 硝子体カッター……………1本
- H ディスポ トータルビューファイバースロープシールド付……………1本
- I ディスポ ドレープ(3種)……………各1枚
- J ディスポ ルアーロックコネクター(オス-オス, メス-メス)……各1個

▶チップは付属しません。切開創に応じたフェイスチップが別途必要になります。

AU-9311-27G02	ディスポ TDC-20k コンバインドパック 27G 6個入	27G
AU-9311-25G02	ディスポ TDC-20k コンバインドパック 25G 6個入	25G
AU-9311-23G02	ディスポ TDC-20k コンバインドパック 23G 6個入	23G



内容物

- A** ディスポ NEXUS 用カートリッジ 500ml 廃液バッグ……………1個
- B** ディスポ NEXUS 用輸液チューブ……………1本
- C** ディスポ NEXUS 用イリゲーションチューブ……………1本
- D** ディスポ NEXUS 用吸引チューブ……………1本
- E** ディスポ 液空気置換用チューブ……………1本(インフュージョンチューブ1本付)
- F** ディスポ ワンステップカニューレセット……………1セット
- G** ディスポ TDC 硝子体カッター 8000……………1本
- H** ディスポ トータルビューファイバースロープシールド付……………1本
- I** ディスポ ドレープ(3種)……………各1枚
- J** ディスポ ルアーロックコネクター(オス-オス, メス-メス)……各1個

▶ チップは付属しません。切開創に応じたフェイコチップが別途必要になります。

AU-9310-27G02	ディスポ TDC コンバインドパック 27G 6個入	27G
AU-9310-25G02	ディスポ TDC コンバインドパック 25G 6個入	25G
AU-9310-23G02	ディスポ TDC コンバインドパック 23G 6個入	23G



内容物

- A ディスポ NEXUS用 カートリッジ 500ml 廃液バッグ 1個
- B ディスポ NEXUS用 輸液チューブ 1本
- C ディスポ NEXUS用 イリゲーション(緑)/吸引チューブ(橙) 1セット
- D ディスポ フレアチップセット(ストレート 30°)※ 1個
- E ディスポ ドレープ(ドレープ3種) 各1枚

※フレアチップセットにはスリーブ×2、フェイコチップ、レンチ、テストチャンバー(各1)が含まれます。
スリーブサイズは1.8mm/2.2mm/2.4mmのいずれかとなります

AU-9530-18SF1	ディスポ フェイコパック 1.8SF 30° 6個入	1.8
AU-9530-22SF1	ディスポ フェイコパック 2.2SF 30° 6個入	2.2
AU-9530-24SF1	ディスポ フェイコパック 2.4SF 30° 6個入	2.4



AU-8430-22SF1

DORC社より新たに発売となったディスプレイのフェイコチップ&スリーブ“EVA EQUIPHACO”チップのデザイン改良による核保持力や破碎効率のアップ、フェイコ時間の短縮が期待できます
また、スリーブの灌流ポート位置を最適化したことで、さらなる前房安定性をもたらします



シャフト

ストレートフレア (SF) とアングルフレア (AF) の2タイプ。
先端角度はそれぞれ30°と45°から選択可能。

スリーブ

サイズ別のカラーコードと、チップへの装着時に位置合わせしやすいインジケータを採用。
サイズは1.8mm, 2.2mm, 2.4mm, 2.8mmの4種類。

ディスポ フレアチップセット(ストレート30°/45°)

シャフト	先端角	カタログ番号	スリーブ	入数
ストレートフレア(SF)	30°	AU-8430-18SF1	1.8mm	6セット入
		AU-8430-22SF1	2.2mm	6セット入
		AU-8430-24SF1	2.4mm	6セット入
		AU-8430-28SF1	2.8mm	6セット入
	45°	AU-8445-18SF1	1.8mm	6セット入
		AU-8445-22SF1	2.2mm	6セット入
		AU-8445-24SF1	2.4mm	6セット入
		AU-8445-28SF1	2.8mm	6セット入

ディスポ フレアチップセット(アングル30°/45°)

シャフト	先端角	カタログ番号	スリーブ	入数
アングルフレア(AF)	30°	AU-8430-18AF1	1.8mm	6セット入
		AU-8430-22AF1	2.2mm	6セット入
		AU-8430-24AF1	2.4mm	6セット入
		AU-8430-28AF1	2.8mm	6セット入
	45°	AU-8445-18AF1	1.8mm	6セット入
		AU-8445-22AF1	2.2mm	6セット入
		AU-8445-24AF1	2.4mm	6セット入
		AU-8445-28AF1	2.8mm	6セット入

U/Sハンドピース

Reusable



EVA 超音波ハンドピース

AU-3002P

1本入

U/Sチップ(フラグマトーム用)

Reusable



超音波フラグマトーム用ニードル
0.9mmチタン製

AU-3005FT

3本入

Reusable



超音波フラグマトーム用ニードル
0.6mm

AU-3005F106

3本入

アクセサリ

Reusable



ニードルレンチリューザブル

AU-3008K

1個入

Disposable

スリーブ ×2



テストチャンパー ×1



ディスポ アクセサリーセット

AU-3009-IRD18	1.8mm用	6セット入
AU-3009-IRD22	2.2mm用	6セット入
AU-3009-IRD24	2.4mm用	6セット入
AU-3009-IRD28	2.8mm用	6セット入



ディスポ TDC硝子体カッター 8000

AU-8268VIT27S	27G (0.4mm)	6本入
AU-8268VIT25S	25G (0.5mm)	6本入
AU-8268VIT23S	23G (0.6mm)	6本入



ディスポ 硝子体カッター 8000


AU-8267VIT25S	25G (0.5mm)	6本入
AU-8267VIT23S	23G (0.6mm)	6本入
AU-8267VIT20S	20G (0.9mm)	6本入

ファイバープローブ




ディスポ ファイバープローブ

AU-3269D-04-6	27G (0.4mm)	6本入
AU-3269D-05-6	25G (0.5mm)	6本入
AU-3269D-06-6	23G (0.6mm)	6本入
AU-3269D-6	20G (0.9mm)	6本入



ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ シールド付


AU-3269SBS04S	27G (0.4mm)	6本入
AU-3269SBS05S	25G (0.5mm)	6本入
AU-3269SBS06S	23G (0.6mm)	6本入
AU-3269SBS-6	20G (0.9mm)	6本入



ディスポ
トータルビュー ファイバープローブ

AU-3269B-04-6	27G (0.4mm)	6本入
AU-3269B-05-6	25G (0.5mm)	6本入
AU-3269B-06-6	23G (0.6mm)	6本入
AU-3269B-6	20G (0.9mm)	6本入

シャンデリア



ディスポ トータルビューシャンデリア
エッカード カニューレシステム用

AU-3269EB-05S	25G (0.5mm)	6本入
AU-3269EB-06S	23G (0.6mm)	6本入



ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンデリア

AU-3269MBD27S	27G (0.4mm)	6本入
---------------	-------------	-----




ディスポ ワンポートシャンデリア

AU-3269A27S	27G (0.4mm)	6本入
-------------	-------------	-----

操作性、性能、使いやすさが向上した 新トロカールカニューレ

EVA AVETAは、従来のトロカールカニューレのデザインを全面的に見直し、操作性、性能、使いやすさをさらに高めた画期的な新商品です。


インフュージョン接続に押し込み方式（特許出願中）を採用し、カニューレの根元にレーザー加工を施すことで抜けにくさを強化しました。灌流量が増え、コンパクトに作業でき、術中IOPも安定するという、術者と患者両方にとってのメリットをもたらします。



操作性を最大限まで高めるため、
カニューレの現行デザインを全面見直し



ハイフロー™インフュージョンラインに押し込み方式※を
採用し、さらなる性能向上を実現 ※特許出願中



ディスポ トロカールシステム



ディスポ ワンステップカニューレセット

AU-1272ED27S	27G (0.4mm)	6セット入
AU-1272ED25S	25G (0.5mm)	6セット入
AU-1272ED23S	23G (0.6mm)	6セット入
構成内容		
・ワンステップスタイレット …………… 3本		
・カニューレ…………… 3個		
・クロージャールバルブ …………… 3個		
・インフュージョンチューブ …………… 1本		



ディスポ ワンステップトロカールカニューレ

AU-1272EDPP27	27G (0.4mm)	6本入
AU-1272EDPP25	25G (0.5mm)	6本入
AU-1272EDPP23	23G (0.6mm)	6本入

シャンデリアやバックアップに有用な1本入りのカニューレです。



ジアテルミー用ハンドピース

AU-1120-04	27G (0.4mm)	1本入
AU-1120-05	25G (0.5mm)	1本入
AU-1120-06	23G (0.6mm)	1本入



眼内ジアテルミー用 シリコンケーブル

AU-1120ADO	1本入
------------	-----

VFC (viscous fluid control)

VFI

viscous fluid injection

EVA INICIO



ディスポ
マイクロインジェクション用1ccシリンジホルダー

AU-1364DD	6個入
-----------	-----



ディスポ
網膜下インジェクションニードル
先端収納型 先端41G, 23G (0.6mm)

AU-1270EXT06S	5本入
---------------	-----



ディスポ VFIパック

AU-1363DD	5本入
-----------	-----



ディスポ
VFIカニューレ 23G (0.6mm)

AU-1272VFI06S	5本入
---------------	-----



ディスポ
VFI カニューレ 25G (0.5mm)

AU-1272VFI05S	5本入
---------------	-----

VFE

viscous fluid extraction



ディスポ VFE用 ハイフローチューブ V2

AU-1362-VFE2	6本入
--------------	-----

DORCカニューレのクロージャールブを外して
カニューレに取り付けるVFEチューブです。

眼内レーザープローブ

27G



AU-7527ALC-6
 ディスポ
 眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 27G (0.4mm) 6本入
 併用機器：A C D



AU-7227ALC-6
 ディスポ ディレクショナル
 眼内レーザープローブ
 SMA対応型 27G (0.4mm) 6本入
 併用機器：D

25G



AU-7525ALC-6
 ディスポ
 眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 25G (0.5mm) 6本入
 併用機器：C D



AU-7025ALC-6
 ディスポ
 眼内レーザープローブ 直
 SMA対応型 25G (0.5mm) 6本入
 併用機器：A B C D



AU-7225ALC-6
 ディスポ ディレクショナル
 眼内レーザープローブ
 SMA対応型 25G (0.5mm) 6本入
 併用機器：A B C D



AU-7625ALC-6
 ディスポ 照明付き
 眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 25G (0.5mm) 6本入
 併用機器：C D

23G



AU-7511ALC-6
 ディスポ
 眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 23G (0.6mm) 6本入
 併用機器：A B C D



AU-7223ALC-6
 ディスポ ディレクショナル
 眼内レーザープローブ
 SMA対応型 23G (0.6mm) 6本入
 併用機器：A B C D



AU-7510ALC-6
 ディスポ 照明付き
 眼内レーザープローブ テーパー 曲
 SMA対応型 23G (0.6mm) 6本入
 併用機器：A C D


併用機器	品 名		承認番号	最大出力
	A	アルコン オフサラス 532 アイライト	20600BZY01155000	2000mW
	B	ノーバススペクトラグリーンレーザー光凝固装置	22000BZX01636000	2300mW
	C	レーザー付 EVA 眼科手術システム	23000BZX00103000	1200mW
	D	EVA NEXUS 眼科手術システム	30500BZI00003000	1200mW

I/A Reusable

ASICO[®] OPHTHALMIC INSTRUMENTS

AE-7-0027
I/Aハンドル

一体型



AE-7-0029
I/Aハンドピース

分解掃除可能



AE-7-3050
スリムI/Aチップ 直

22G、先端幅 0.7mm、
ポート径 0.3×0.2mm 楕円



AE-7-3051
スリムI/Aチップ 曲

22G、先端幅 0.7mm、
ポート径 0.3×0.2mm 楕円



AE-7-3052
スリムI/Aチップ Sカーブ

22G、先端幅 0.7mm、
ポート径 0.3×0.2mm 楕円



AE-7-4050
I/Aチップ 直

20G、先端幅 0.9mm、
ポート径 0.3×0.2mm 楕円



AE-7-4051
I/Aチップ 曲

20G、先端幅 0.9mm、
ポート径 0.3×0.2mm 楕円



バイポーラ

KIRWAN[®]
SURGICAL PRODUCTS



ペンシルタイプ



鉗子

27G



SR-14-5027-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 27G (直) 5本入

25G



SR-14-5011-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 25G (直) 5本入

23G



SR-14-5007-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 23G (直) 5本入

20G



SR-14-5006-10
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 23G
テーパー先 (直) 10本入



SR-14-5004-10
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 20G (直) 10本入

18G



SR-14-5000-10
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 18G (直) 10本入



SR-14-5002-10
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 18G (曲) 10本入

鉗子



SR-14-3000
ディスポ ジェラース
バイポーラピンセット (直) 10本入



SR-14-1080
ディスポ ジェラース
バイポーラピンセット (曲) 10本入

番号索引

カタログ番号	承認・認証・届出番号	頁
AU-1120-04	21800BZY10147000	10
AU-1120-05	22700BZX00031000	10
AU-1120-06	22700BZX00031000	10
AU-1120ADO	21000BZY00312000	10
AU-1270EXT06S	223AGBZX00087000	10
AU-1272ED23S	22300BZX00291000	9
AU-1272ED25S	22300BZX00291000	9
AU-1272ED27S	22300BZX00291000	9
AU-1272EDPP23	22300BZX00291000	9
AU-1272EDPP25	22300BZX00291000	9
AU-1272EDPP27	22300BZX00291000	9
AU-1272VFI05S	21400BZY00106000	10
AU-1272VFI06S	21400BZY00106000	10
AU-1362-VFE2	27B1X0000162VFE2	10
AU-1363DD	21800BZY10147000	10
AU-1364DD	27B1X000011364DD	10
AU-3002P	22700BZX00031000	6
AU-3005F106	21800BZY10147000	6
AU-3005FT	21800BZY10147000	6
AU-3008K	-	6
AU-3009-IRD18	30500BZI00004000	6
AU-3009-IRD22	30500BZI00004000	6
AU-3009-IRD24	30500BZI00004000	6
AU-3009-IRD28	30500BZI00004000	6
AU-3269A27S	22300BZX00318000	8
AU-3269B-04-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269B-05-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269B-06-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269B-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269D-04-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269D-05-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269D-06-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269D-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269EB-05S	305AGBZI00009000	8
AU-3269EB-06S	305AGBZI00009000	8
AU-3269MBD27S	22300BZX00318000	8
AU-3269SBS-6	305AGBZI00009000	8
AU-3269SBS04S	305AGBZI00009000	8
AU-3269SBS05S	305AGBZI00009000	8
AU-3269SBS06S	305AGBZI00009000	8
AU-7025ALC-6	22600BZX00121000	11
AU-7223ALC-6	22600BZX00121000	11
AU-7225ALC-6	22600BZX00121000	11
AU-7227ALC-6	22600BZX00121000	11
AU-7510ALC-6	22600BZX00121000	11
AU-7511ALC-6	22600BZX00121000	11
AU-7525ALC-6	22600BZX00121000	11
AU-7527ALC-6	22600BZX00121000	11

カタログ番号	承認・認証・届出番号	頁
AU-7625ALC-6	22600BZX00121000	11
AU-8267VIT20S	223AGBZX00086000	7
AU-8267VIT23S	223AGBZX00086000	7
AU-8267VIT25S	223AGBZX00086000	7
AU-8268VIT23S	223AGBZX00086000	7
AU-8268VIT25S	223AGBZX00086000	7
AU-8268VIT27S	223AGBZX00086000	7
AU-8430-18AF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-18SF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-22AF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-22SF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-24AF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-24SF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-28AF1	30500BZI00004000	5
AU-8430-28SF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-18AF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-18SF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-22AF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-22SF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-24AF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-24SF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-28AF1	30500BZI00004000	5
AU-8445-28SF1	30500BZI00004000	5
AU-9310-23G02	30500BZI00026000	3
AU-9310-25G02	30500BZI00026000	3
AU-9310-27G02	30500BZI00026000	3
AU-9311-23G02	30500BZI00026000	2
AU-9311-25G02	30500BZI00026000	2
AU-9311-27G02	30500BZI00026000	2
AU-9530-18SF1	30500BZI00026000	4
AU-9530-22SF1	30500BZI00026000	4
AU-9530-24SF1	30500BZI00026000	4
AE-7-0027	27B1X0000170027K	12
AE-7-0029	27B1X0000170029K	12
AE-7-3050	27B1X0000173050K	12
AE-7-3051	27B1X0000173051K	12
AE-7-3052	27B1X0000173052K	12
AE-7-4050	27B1X0000174050K	12
AE-7-4051	27B1X0000174051K	12
SR-14-1080	21700BZY00081000	12
SR-14-3000	21700BZY00081000	12
SR-14-5000-10	20500BZY00512000	12
SR-14-5002-10	20500BZY00512000	12
SR-14-5004-10	20500BZY00512000	12
SR-14-5006-10	20500BZY00512000	12
SR-14-5007-5	20500BZY00512000	12
SR-14-5011-5	20500BZY00512000	12
SR-14-5027-5	227AGBZX00067000	12

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本 社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東 京 営 業 所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福 岡 営 業 所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代)	FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代)	FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代)	FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代)	FAX.092-437-5181