

**NEW
ITEM**

VOLK'S EXCLUSIVE LIMITED EDITION
SPLASH RING

A TOUCH OF PERSONALITY,
A SPLASH OF COLOR



カタログ番号	商品名	通常価格 (税込)	キャンペーン期間内特別価格 (税込)
V20LC-LE2	20Dレンズ スブラッシュリング	¥112,200	¥76,296
VPRC-LE2	パンレチノ2.2 スブラッシュリング	¥112,200	¥76,296
V28LC-LE2	28Dレンズ スブラッシュリング	¥112,200	¥76,296
V78C-LE2	78Dレンズ スブラッシュリング	¥123,200	¥83,776
V90C-LE2	90Dレンズ スブラッシュリング	¥123,200	¥83,776
VS66-LE2	スーパー66ステレオファンダスレンズ スブラッシュリング	¥167,200	¥113,696
VSFNC-LE2	スーパーフィールドNCLレンズ スブラッシュリング	¥167,200	¥113,696
VDGTLWF-LE2	デジタルワイドフィールドレンズ スブラッシュリング	¥182,600	¥124,168

※レンズは受注発注商品となります

Specialty Treatment Lenses




ブルメンサル スーチャー レンズ

主な適用 / スーチャーライシス

- 尖った先端部により、縫合糸を観察するために必要な力を低減します。
- 高倍率により深部の処置も可能です。
- 厚いテノン囊または結膜下出血の処置も可能です。

カタログ番号	商品名
VBSL	ブルメンサル スーチャー レンズ



通常価格
¥153,000
(税込 ¥168,300)

像倍率
2.0-3.0x

レーザースポット倍率
0.50-0.33x

セール期間内特別価格

¥104,040
(税込 ¥114,444)




カプスロトミーレーザー

主な適用 / レーザーカプスロトミー(後囊切開用)

- 後囊にレーザー光を正確にフォーカスします。
- YAGレーザーに対応しています。

カタログ番号	商品名
VCAPS	カプスロトミーレーザー



通常価格
¥164,000
(税込 ¥180,400)

像倍率
1.57x

レーザースポット倍率
0.63x

セール期間内特別価格

¥111,520
(税込 ¥122,672)




イリデクトミーレーザー

主な適用 / レーザーイリデクトミー(虹彩切開用)

- 高倍率で虹彩の観察、レーザー照射ができます。
- アルゴンレーザーとYAGレーザーに対応しています。

カタログ番号	商品名
VIIRD	イリデクトミーレーザー



通常価格
¥175,000
(税込 ¥192,500)

像倍率
1.7x

レーザースポット倍率
0.58x

セール期間内特別価格

¥119,000
(税込 ¥130,900)

日本総代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社 : 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所 : 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所 : 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所 : 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

VOLK®

特別キャンペーン

BEST SELLER +



**NEW
ITEM**

Limited Edition
SPLASH RING

セール期間
2026 **4.9** 木 ▶ **6.30** 火

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

Retina Laser Lenses




スーパークワッド160

主な適用 超広視野検査とレーザー治療

- 網膜中心から鋸状線までの広視野観察が可能です。
- 周辺部へのPRPや他レーザー治療に優れた能力を発揮します。
- 視野範囲の歪みを最小限に抑えます。
- 接眼部形はSTとNFの2種類があります。

カタログ番号	商品名
VSQUAD160	スーパークワッド160
VSQUAD160NF	スーパークワッド160NF



像倍率	0.5×
レーザースポット倍率	2.0×

通常価格
各 ¥260,000
(税込 ¥286,000)


セール期間内特別価格
各 ¥176,800
(税込 ¥194,480)

トランスエクエーター

主な適用 中周辺部網膜の診断とFocal/Gridレーザー治療

- 広視野レンズです。汎網膜観察、治療に適しています。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。

カタログ番号	商品名
VTE	トランスエクエーターST
VTENF	トランスエクエーターNF
VTEANF+	トランスエクエーターANF+



像倍率	0.7×
レーザースポット倍率	1.44×

通常価格
各 ¥247,000
(税込 ¥271,700)


セール期間内特別価格
各 ¥167,960
(税込 ¥184,756)

クワドラアスファリック

主な適用 広視野検査とレーザー治療

- 眼窩内での操作に適したサイズです。
- 小瞳孔でも高解像度で周辺部観察が可能です。
- 診断とレーザー治療に適したレンズです。
- 接眼部形はSTとNFとANF+の3種類があります。

カタログ番号	商品名
VQFL	クワドラアスファリックST
VQFLNF	クワドラアスファリックNF
VQFLANF+	クワドラアスファリックANF+



像倍率	0.51×
レーザースポット倍率	1.97×

通常価格
各 ¥247,000
(税込 ¥271,700)

セール期間内特別価格
各 ¥167,960
(税込 ¥184,756)

Gonio Lenses




ミニ4ミラー

主な適用 静的/動的隅角検査

- 小型で操作が容易です。
- 接眼部径15mmでフランジ付きです。
- 広帯域コーティングはグレアと反射を低減します。

カタログ番号	商品名
V4MANF+	ミニフォーミラーレンズ



像倍率	1.0×
レーザースポット倍率	1.0×

通常価格
¥107,000
(税込 ¥117,700)

セール期間内特別価格
¥72,760
(税込 ¥80,036)

BIO




14Dレンズ

主な適用 後極部の高倍率観察

- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。
- 詳細な視神経乳頭の観察が可能。緑内障のスクリーニングに最適です。

カタログ番号	商品名
VI4LC	14Dレンズ



像倍率	4.3×
作動距離	75mm

通常価格
¥83,000
(税込 ¥91,300)

セール期間内特別価格
¥56,440
(税込 ¥62,084)




20Dレンズ

主な適用 一般的な診断用

- 一般的な診断に適した、倍率と視野のバランス。
- 高倍率で黄斑部や視神経乳頭が観察できます。

カタログ番号	商品名
V20LC	20Dレンズ

- BK BE GN PE RD GD SR



像倍率	3.13×
作動距離	50mm

通常価格
各 ¥82,000
(税込 ¥90,200)

セール期間内特別価格
各 ¥55,760
(税込 ¥61,336)

Slit Lamp Lenses


スーパーフィールドNCLレンズ

主な適用 一般的な診断

- 高屈折率ガラスは立体視と画像の明瞭度を向上しました。
- スーパー90Dレンズ。同じ倍率でより広い視野です。

カタログ番号	商品名
VSFNC	スーパーフィールドNCLレンズ

- BK BE GN PE RD GD SR



像倍率	0.76×
作動距離	7mm

通常価格
各 ¥136,000
(税込 ¥149,600)

セール期間内特別価格
各 ¥92,480
(税込 ¥101,728)


デジタルワイドフィールドレンズ

主な適用 最高解像度での汎網膜検査

- 広視野と高倍率を合わせ持つ究極の90Dレンズです。
- 先端のレンズ設計とコーティングにより歪みと反射を最小限にしました。
- 高屈折率、高解像度のガラスにより、立体視と画像の明瞭度が向上しました。

カタログ番号	商品名
VDGTLWF	デジタルワイドフィールドレンズ

- BK BE GN PE RD GD SR



像倍率	0.72×
作動距離	4-5mm

通常価格
各 ¥150,000
(税込 ¥165,000)

セール期間内特別価格
各 ¥102,000
(税込 ¥112,200)


90Dレンズ

主な適用 一般的な診断と小瞳孔患者の検査

- オリジナル90Dはスリットランプを使用しての眼底検査開始当初からのレンズです。
- 小径リングは動的眼底検査に最適です。

カタログ番号	商品名
V90C	90Dレンズ

- BK BE GN PE RD GD SR



像倍率	0.76×
作動距離	7mm

通常価格
各 ¥97,000
(税込 ¥106,700)

セール期間内特別価格
各 ¥65,960
(税込 ¥72,556)

Surgical Gonio Lenses



レンズが360°回転可能


サージカルゴニオ ACS

主な適用 術中での直像隅角観察

- レンズの向きを変更可能(右手、中央、左手)
- MIGSに適用可能です。
- オートクレーブまたはエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。

カタログ番号	商品名
VSGACS	サージカルゴニオ ACS

接眼部径:9mm
リング径:10mm
ハンドル長:75mm



像倍率	1.2×
-----	------

通常価格
¥183,000
(税込 ¥201,300)

セール期間内特別価格
¥124,440
(税込 ¥136,884)




TVGサージカルゴニオレンズ ACS

主な適用 MIGSおよび術中隅角観察

- 固定リングは眼球動きを制御します。
- 角膜の圧を最小限に抑え、前房の歪みを防止します。
- オートクレーブまたはエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。

カタログ番号	商品名
VTSTVG	TVGサージカルゴニオレンズ ACS

接眼部径:9mm
リング径:14mm
ハンドル長:84mm



像倍率	1.2×
-----	------

通常価格
¥368,000
(税込 ¥404,800)

セール期間内特別価格
¥250,240
(税込 ¥275,264)

Specialty Treatment Lenses




ラビットSLTレンズ

主な適用 SLTの処置

- 4ミラーのSLTレンズです。
- 最小回転で全周を観察できます。
- 小さなレンズで操作性を向上させました。

カタログ番号	商品名
VMSLT	ラビットSLTレンズ

接眼部径:15mm



像倍率	1.0×
レーザースポット倍率	1.0×

通常価格
¥174,000
(税込 ¥191,400)

セール期間内特別価格
¥118,320
(税込 ¥130,152)




SLTレンズ

主な適用 SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)と静的動的隅角検査

- 大きな内部反射面により隅角の適切な観察像を得ることができます。
- 倍率1.0×でレーザースポットサイズと密度を維持します。
- 曲面の上部レンズによりレーザー光断面は円状に保たれ、適切にレーザースポットの位置合わせができます。
- 角膜装着補助剤の使用で、安定してレーザー治療ができます。

カタログ番号	商品名
VSLT	SLTレンズ

接眼部径:15mm



像倍率	1.0×
レーザースポット倍率	1.0×

通常価格
¥167,000
(税込 ¥183,700)

セール期間内特別価格
¥113,560
(税込 ¥124,916)