

秋の特別 キャンペーン 2026

←
さらにおトクな
プログラムがございます



日頃のご愛顧に感謝を込めて
特別価格でご案内いたします



2026 10.2 **FRI** ▶ 12.10 **FRI**



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

近年急速に普及しつつあるICL
好評のアシコ器具をぜひお試しください

ICL手術器具

AE-2426 北澤氏 ICLマニピュレーター



■全長110mm

※眼内でICLをマニピュレートし易くするために、裏面にサンドブラスト加工をしております。



通常価格 (税込)
¥91,000 (¥100,100)
セール期間内特別価格 (税込)
¥60,970 (¥67,067)

AE-2423 市川氏 ダブルエンドICLマニピュレーター



■全長133mm

※眼内にて左右各方向からICLをマニピュレーションすることが1本で可能なダブルエンド器具です。

※ICLに容易にアプローチできるよう、2段階でベントしています。



通常価格 (税込)
¥113,000 (¥124,300)
セール期間内特別価格 (税込)
¥75,710 (¥83,281)

AE-4224 ブーキッヒ氏 ICL鑷子



■全長135mm、先端長18mm、先端幅0.4mm

※全長18mmのチップでカートリッジ内でのICLの正確な位置調整を行うのに最適です。



通常価格 (税込)
¥141,000 (¥155,100)
セール期間内特別価格 (税込)
¥94,470 (¥103,917)

AE-4446**ザルディバー/クラップ氏 ICLパックマン鑷子 改良型**

■全長149mm、先端長4.5mm、先端幅1.55mm

※ICLを傷つけることなくカートリッジ内に装填できます。



通常価格(税込)

¥348,000(¥382,800)

セール期間内特別価格(税込)

¥233,160(¥256,476)

AE-4447**中村氏 ICLローディング/リムーバル鑷子**

■全長149mm、先端長4.5mm、先端幅1.55mm

※ICLをカートリッジへ装填する為だけでなく、眼内からICLを
摘出する際にも使用しやすくなっています。



通常価格(税込)

¥368,000(¥404,800)

セール期間内特別価格(税込)

¥246,560(¥271,216)

スプリング剪刀**AE-5507****マイクロスプリング剪刀 曲 鈍**

■全長121mm、ブレード幅11mm

※ハンドルを一回り大きくし握りやすしました。
※刃先はやや鈍を強くしています。



通常価格(税込)

¥52,000(¥57,200)


セール期間内特別価格(税込)

¥34,840(¥38,324)

AE-5508**マイクロスプリング剪刀Ⅱ**

■全長110mm、ブレード幅10mm

※最も汎用性の高いスプリング剪刀です。



通常価格(税込)

¥52,000(¥57,200)

セール期間内特別価格(税込)

¥34,840(¥38,324)



詳しくは表紙裏をご覧ください

大好評のサイドポート用CCC鑷子です

サイドポート用CCC鑷子



0.6mm

AE-4402S 池田氏 のぞみCCC鑷子 ショートタイプ 23G

AE-4402 池田氏 のぞみCCC鑷子 23G



AE-4402S

ショートタイプ 全長 115mm、シャフト長 17mm

レギュラータイプ 全長 140mm、シャフト長 24mm

※先端部がよりシャープになり、器具の出し入れがしやすくなりました。

※より視認性の高い先端形状になっています。

※ショートタイプは、日本人の手にフィットし、操作性を向上させるため、通常よりハンドル部を18mm、シャフト部を7mm短くしました。



0.6mm

AE-4385S 池田氏 スーパーマイクロCCC鑷子 ショートタイプ 23G

AE-4385 池田氏 スーパーマイクロCCC鑷子 23G



AE-4385S

ショートタイプ 全長 115mm、シャフト長 17mm

レギュラータイプ 全長 140mm、シャフト長 24mm

※先端チップは非常にシャープで、チップにアングルが付いており、視認性を高めています。

※ショートタイプは、日本人の手にフィットし、操作性を向上させるため、通常よりハンドル部を18mm、シャフト部を7mm短くしました。



通常価格 (税込)

各¥280,000 (¥308,000)

セール期間内特別価格 (税込)

各¥187,600 (¥206,360)

通常価格 (税込)

各¥280,000 (¥308,000)

セール期間内特別価格 (税込)

各¥187,600 (¥206,360)

細いシャフトと小さいチップ先で眼内での操作性を向上させた
25G 虹彩剪刀と前囊剪刀です

虹彩剪刀

AE-5662 八重剪刀 25G



■ 25G、全長 115mm、シャフト長 17mm

※25Gシャフトを採用することで眼内での操作性が大幅に改善されました。

※散瞳不良時の虹彩切開に最適です。

※虹彩だけでなくCCC作製時の前囊の処理にも便利なツールです。

※垂直方向の刃により、スムーズな操作が可能です

通常価格 (税込)

¥308,000 (¥338,800)

セール期間内特別価格 (税込)

¥206,360 (¥226,996)

AE-5663 河合氏 虹彩剪刀 25G



■ 25G、全長 115mm、シャフト長 17mm

※散瞳不良時の虹彩切開に最適です。

※25Gシャフトと水平方向の刃により、1ポートからの切開範囲が広がりました。

※25Gシャフトを採用することで、サイドポートからの挿入や眼内での操作性が大幅に改善しました。

通常価格 (税込)

¥308,000 (¥338,800)

セール期間内特別価格 (税込)

¥206,360 (¥226,996)


定番のクロスアクションCCCが
さらに高機能になりました。

クロスアクションCCC鑷子

AE-4408G

稲村氏 CCC鑷子ラウンドハンドルⅡ

Ti
Titanium



■ 全長 110mm

2.2mm

※AE-4408Rの先端をよりシャープにすることで、
視認性と操作性がさらに向上しました。



通常価格(税込)

¥180,000(¥198,000)

セール期間内特別価格(税込)

¥120,600(¥132,660)

AE-4408R

稲村氏 CCC鑷子ラウンドハンドル

Ti
Titanium



■ 全長 120mm

2.2mm

※軽量なチタン製の鑷子です。
※2.2mmの切開創に対応しています。
※前囊をしっかりと把持できる先端デザインです。



通常価格(税込)

¥180,000(¥198,000)

セール期間内特別価格(税込)

¥120,600(¥132,660)

AE-4409

クロスアクションカプスロレキシス鑷子


Ti
Titanium



■ 全長 100mm

2.2mm

※定番のAE-4390の特徴はそのままに、チタン製で
より軽量で操作しやすくなりました。



通常価格(税込)

¥98,000(¥107,800)


セール期間内特別価格(税込)

¥65,660(¥72,226)

AE-4407


藤田/稲村氏CCC鑷子

2.4mm



■ 全長 100mm

※2.2mmの切開創に対応しています。
※先端の精巧な仕上げで視認性がアップしました。
※ヒンジ部分の改良により耐久性が増しました。



通常価格(税込)

¥165,000(¥181,500)

セール期間内特別価格(税込)

¥110,550(¥121,605)

Cross-action CCC Forceps

洗浄器

サイドポート用器具を長くお使いいただくために……

T-KN0030

マイクロシャフト手術器具洗浄器



■ 全長 160mm

※シャフト内の汚れを確実に洗浄します。
※シャフトがキャップ部に納まりますので安全に洗浄できます。



通常価格(税込)

¥28,000(¥30,800)


セール期間内特別価格(税込)

¥18,760(¥20,636)

開瞼器

AE-1077

クローズ開瞼器



■全長70mm、ブレード幅14mm

※アシコから初のチタン製開瞼器が登場しました。
クローズドタイプのため、白内障以外の手術にも有用です。



通常価格 (税込)

¥49,800 (¥54,780)

セール期間内特別価格 (税込)

¥33,366 (¥36,703)

AE-1059

三好氏 調節式開瞼器 TypeII

■全長94mm、ブレード幅12mm

小眼瞼用

※1014N の固定力を上げるためにブレード部分を
深くしました。



通常価格 (税込)

¥57,000 (¥62,700)

セール期間内特別価格 (税込)

¥38,190 (¥42,009)


AE-1009

小早川氏 調節式開瞼器

■全長73mm、ブレード幅14mm

※全長を短く、適度な湾曲をもたせることで耳側への
ズレを防ぎます。

※スタンダードサイズの開瞼器です。



通常価格 (税込)

¥56,000 (¥61,600)

セール期間内特別価格 (税込)

¥37,520 (¥41,272)

小眼瞼用開瞼器 (AE-1014N) との比較

それぞれの状況に対応できる
おすすめの開瞼器です

開瞼器

AE-1009AN 小早川氏 調節式開瞼器 吸引孔付



■全長73mm、ブレード幅14mm

※AE-1009の吸引孔付タイプが発売されました。
※全長を短く、適度な弯曲をもたせることで耳側への
ズレを防ぎます。
※スタンダードサイズの開瞼器です。



通常価格 (税込)

¥120,000 (¥132,000)

セール期間内特別価格 (税込)

¥80,400 (¥88,440)

AE-1058AN 秦/三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付II



■全長78mm、ブレード幅12mm

小眼瞼用

※AE-1051ANのブレードの外側にも吸引口を
設けました。



通常価格 (税込)

¥150,000 (¥165,000)

セール期間内特別価格 (税込)

¥100,500 (¥110,550)

AE-1051AN 秦/三好氏 調節式開瞼器 吸引孔付



■全長80mm、ブレード幅12mm

小眼瞼用

※ボートの位置を工夫しているため、結膜を吸い付ける
ことなく、スムーズな吸引が可能です。



通常価格 (税込)

¥150,000 (¥165,000)

セール期間内特別価格 (税込)

¥100,500 (¥110,550)

変わらぬ信頼!
発売以来大好評のASICOベーシック器具です

鑷子

AE-4091 縫合鑷子 直(ストロング グリップ)




■全長88mm、先端幅0.35mm、5mmプラットフォーム
※プラットフォーム部分の厚みを増やしてグリップ力をさらに強化しました。
※8-0～11-0糸まで対応可能です。



縫合鑷子(無鉤)

通常価格(税込)
¥46,000(¥50,600)
セール期間内特別価格(税込)
¥30,820(¥33,902)

AE-4159N ソープ氏 異物鑷子 レーザーライン付 II




■全長111mm、先端長4mm
※先端から3mmと4mmにレーザーラインが入っています。
※硝子体注射の際に便利です。



通常価格(税込)
¥18,000(¥19,800)
セール期間内特別価格(税込)
¥12,060(¥13,266)

AE-4300 カストロビエホ氏 縫合鑷子 0.12mm鉤




■全長108mm、直、1×2、0.12mm鉤
※スタンダードなカストロビエホ氏縫合鑷子です。



通常価格(税込)
¥65,000(¥71,500)
セール期間内特別価格(税込)
¥43,550(¥47,905)

AE-4093 角膜縫合鑷子 ピアス型(ストロング グリップ)



■全長88mm、直、ピアス

※組織へのダメージを少なくするピアス型の鑷子です。
※ハンドルに3つの穴が目印になります。



角膜縫合鑷子

通常価格(税込)

¥52,000(¥57,200)

セール期間内特別価格(税込)

¥34,840(¥38,324)

AE-4092 角膜縫合鑷子 0.12mm鉤(ストロング グリップ)



■全長88mm、直、1×2、0.12mm鉤

※プラットフォーム部分の厚みを増やしてグリップ力をさらに強化しました。
※AE-4091と異なるハンドルデザインを採用したことで容易に見分けやすくなりました。




通常価格(税込)

¥60,000(¥66,000)

セール期間内特別価格(税込)

¥40,200(¥44,220)

AE-4090 角膜縫合鑷子 0.12mm鉤



■全長88mm、直、1×2、0.12mm鉤

※手になじむワイド&ショートハンドルです。




通常価格(税込)

¥65,000(¥71,500)

セール期間内特別価格(税込)

¥43,550(¥47,905)

AE-4036 ハームス氏 コリブリ鑷子



■全長70mm、1×2、0.12mm鉤、6mmプラットフォーム

※万能型多目的鑷子です。



通常価格(税込)

¥111,000(¥122,100)

セール期間内特別価格(税込)

¥74,370(¥81,807)

確実なハイドロダイセクションで
安全な手術を！

ハイドロダイセクションカニューレ

AE-7653

稲村氏 ハイドロダイセクションカニューレⅡ30° 25G



■25G、全長40mm

※2ポートから30°の間隔で水流が出るため、効果的なハイドロダイセクションが可能です。

※チップ先端部にサンドブラスト加工が施されています。



通常価格 (税込)
¥41,000 (¥45,100)
セール期間内特別価格 (税込)
¥27,470 (¥30,217)

AE-7639

稲村氏 ハイドロダイセクションカニューレ 25G



■25G、全長39mm

※先端部が扇状になっている為、水流が広がりやすくなっています。

※ハイドレーション時にも適しています。



通常価格 (税込)
¥32,000 (¥35,200)
セール期間内特別価格 (税込)
¥21,440 (¥23,584)

AE-7636

赤星氏 ハイドロダイセクションカニューレⅡ 27G



■27G、全長39mm

※テーパチップになっており、前囊下への刺入が容易です。



通常価格 (税込)
¥25,000 (¥27,500)
セール期間内特別価格 (税込)
¥16,750 (¥18,425)

チョッパー

AE-2575

浅見氏 チョッパー



■全長119mm、先端幅0.46mm、先端長1.27mm

※1本の器具でチョッパーとディバイダーを兼ね備えております。

※やわらかい核においても、幅0.46mmのチップ先端が核に沈みこむことはありません。

※チップ先端が内側にカーブしているため、カプセルの赤道部から核を容易に掘り起こすことができます。



通常価格 (税込)
¥81,000 (¥89,100)
セール期間内特別価格 (税込)
¥54,270 (¥59,697)

AE-2532

三好氏 チョッパー



■全長113mm、チップ先1.25mm

※フック先端部に45°の角度をつけているので、3時部サイドポートからの操作に適しています。



通常価格 (税込)
¥70,000 (¥77,000)
セール期間内特別価格 (税込)
¥46,900 (¥51,590)

プレチョッパー

AE-4190RE 赤星氏 コンボ II プレチョッパー



■全長120mm、先端長5mm



※従来品 (AE-4284) の刃の厚みを 30% 薄くすることにより、核への刺入が容易になりました。
※Grade I~II の核に対してプレチョップ法を実施します。

通常価格 (税込)

¥263,000 (¥289,300)

セール期間内特別価格 (税込)

¥176,210 (¥193,831)

AE-4189 稲村氏 スワンプレチョッパー



■全長120mm、先端長5mm



※柔らかい核 (Grade I、II) であっても、その核を崩すことはありません。
※視認性を失うことなく、核を割ることができます。

通常価格 (税込)

¥257,000 (¥282,700)

セール期間内特別価格 (税込)

¥172,190 (¥189,409)

AE-4293 稲村氏 イーグルプレチョッパー



■全長120mm、先端長5mm



※先端の鋭利な形状が、核への刺入を容易にします。
※Grade II、III の核に対してプレチョップ法を実施します。

通常価格 (税込)

¥263,000 (¥289,300)

セール期間内特別価格 (税込)

¥176,210 (¥193,831)

フック

ひと工夫されたチョッパー類は
いかがでしょう

AE-2583 核ディバイディングフック



■全長115mm



※核を分割する際に使用します。

通常価格 (税込)

¥35,000 (¥38,500)

セール期間内特別価格 (税込)

¥23,450 (¥25,795)

Ti
Titanium

サスティナー

AE-2530 赤星氏 核サスティナー



■全長115mm、先端幅0.4mm、先端長1.9mm



※グレード 2.5 以上の核処理に、カウンタープレチョップとしてご使用ください。

通常価格 (税込)

¥70,000 (¥77,000)

セール期間内特別価格 (税込)

¥46,900 (¥51,590)

トーリック眼内レンズ用器具

AE-2748 宮田氏 術前角結膜マーカー



■全長100mm



※術前に結膜と角膜へ同時にマーキングする事ができ、トポグラフィーを使用し、Axis registrationを行います。
※術中でも角膜の圧痕により基準点の確認が可能です。

通常価格 (税込)

¥89,000 (¥97,900)

セール期間内特別価格 (税込)

¥59,630 (¥65,593)

AE-2793S トーリック リファレンスマーカー 術前用 片面タイプ



■全長102mm、外径15.5mm



※術前に座位の状態ですり3時、6時、9時位置にマーキングができます。
※1本で左右眼の対応ができ、3つのマーキングエッジに均等な力が加圧できるように設計されています。

通常価格 (税込)

¥118,000 (¥129,800)

セール期間内特別価格 (税込)

¥79,060 (¥86,966)

AE-1589 トーリックゲージ ベベル型 チタン製 スパイク無し



■全長108mm、内径12mm 外径16mm

※文字盤をすり鉢状にしたことで、顕微鏡からの反射が少なくなり、視認性が向上しました。

通常価格 (税込)

¥60,000 (¥66,000)

セール期間内特別価格 (税込)

¥40,200 (¥44,220)

AE-1590T トーリックゲージ ベベル型 チタン製



■全長101.5mm、内径12mm 外径16mm

※文字盤をすり鉢状にしたことで、顕微鏡からの反射が少なくなり、視認性が向上しました。

通常価格 (税込)

¥147,000 (¥161,700)

セール期間内特別価格 (税込)

¥98,490 (¥108,339)



AE-2740H ヌイツ氏 トーリックアクシスマーカー 中心指標付

セットで
使用します



■全長103mm、外径11.2mm



※白内障手術前に、術前マーカーにてマーキングされた3時・9時(0°・180°)ライン上に角度ゲージを置き、計算式などで決定された軸角度にマーキングをします。

通常価格 (税込)

¥154,000 (¥169,400)

セール期間内特別価格 (税込)


¥103,180 (¥113,498)

AE-2740N ヌイツ氏 トーリックアクシスマーカー

セットで
使用します



■全長103mm、外径11.2mm



※シンプルなデザインのアクシスマーカーです。

通常価格 (税込)

¥132,000 (¥145,200)

セール期間内特別価格 (税込)

¥88,440 (¥97,284)

レスキュー用器具

AE-4515 シェパード氏 IOL 鑷子



■全長120mm、先端幅1.1mm

※先端の内側にセレーション加工を施し、側面のエッジ部分も滑らかに仕上げたことで、レンズの把持・摘出を安全、確実に行うことができます。



通常価格(税込)

¥43,000(¥47,300)

セール期間内特別価格(税込)

¥28,810(¥31,691)

AE-5437 下分氏 IOL/核カッター セレーション付



■全長115mm、先端幅0.8mm

※アクリル IOL や核を切るために設計
※カプセルや虹彩を傷つけるのを防ぐ
※滑り止めのため、刃先にセレーション



2.4mm



製造中止

す。



通常価格(税込)

¥123,000(¥135,300)

セール期間内特別価格(税込)

¥82,410(¥90,651)

バイマニュアル I/A

AE-7-0208 バイマニュアル灌流ハンドピース 23G 曲



■全長132mm、ポート径0.3mm×0.4mm



通常価格(税込)

¥70,000(¥77,000)

セール期間内特別価格(税込)

¥46,900(¥51,590)

AE-7-0217 バイマニュアル吸引ハンドピース 23G 曲



■全長132mm、ポート径0.3mm



通常価格(税込)

¥70,000(¥77,000)

セール期間内特別価格(税込)

¥46,900(¥51,590)

AE-7-0218 バイマニュアル吸引ハンドピース 23G 曲後囊ポリッシャー



■全長132mm、ポート径0.3mm



通常価格(税込)

¥76,000(¥83,600)


セール期間内特別価格(税込)

¥50,920(¥56,012)

I/Aハンドピース

AE-7-0029 I/Aハンドピース

■全長124mm



※チタン製の軽量のI/Aハンドピースです。
 ※分解して、パーツごとに洗浄することもできます。
 ※オートクレーブ・ガス滅菌どちらへも対応可能です。
 ※ねじ込み式のI/Aチップを装着可能です。
 ※I/AチップはAlcon/Nidekが取り付けられます。

通常価格(税込)
¥187,000(¥205,700)
 セール期間内特別価格(税込)
¥125,290(¥137,819)

I/Aチップ



22G

AE-7-3050 スリムI/Aチップ 直



2.4mm以下



■22G、0.7mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※小切開創からの操作性が大幅に向上した
 22Gの新しいI/Aチップです。
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されています。



通常価格(税込)
¥55,000(¥60,500)
 セール期間内特別価格(税込)
¥36,850(¥40,535)



22G

AE-7-3051 スリムI/Aチップ 曲



2.4mm以下



■22G、0.7mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※小切開創からの操作性が大幅に向上した
 22Gの新しいI/Aチップです。
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されています。

通常価格(税込)
¥58,000(¥63,800)
 セール期間内特別価格(税込)
¥38,860(¥42,746)



20G

AE-7-4050 I/Aチップ 直



2.4mm以下



■20G、0.9mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されており、
 効果的にカプセルポリッシュを行うことができます。

通常価格(税込)
¥55,000(¥60,500)
 セール期間内特別価格(税込)
¥36,850(¥40,535)



20G

AE-7-4051 I/Aチップ 曲



2.4mm以下



■20G、0.9mmφ、ポート径0.3×0.2mm精円
 ※チップにはサンドブラスト加工が施されており、
 効果的にカプセルポリッシュを行うことができます。

通常価格(税込)
¥58,000(¥63,800)
 セール期間内特別価格(税込)
¥38,860(¥42,746)

結膜弛緩症鑷子

AE-4368 小林氏 結膜弛緩症鑷子(焼灼法用)



■全長104mm、先端長9mm



通常価格(税込)

¥87,000(¥95,700)

セール期間内特別価格(税込)

¥58,290(¥64,119)

※金沢大学の小林顕先生ご考案の鑷子で、結膜弛緩症に対して、バイポーラペンシルを用いる焼灼法を行う際に使用します。
※先端把持部が眼球の形状に合わせてカーブしているため、弛緩した結膜を容易に把持しやすくなっています。
※結膜を切除縫合せずに手術を行える、画期的な製品です。

けつまくしかんしょう

小林氏 結膜弛緩症手術



googleなどで検索すると、YouTubeで動画を見ることができます。



術中



術後1ヶ月



マイボーム鑷子

AE-4521 吉富氏マイボーム腺圧迫鑷子



■全長90mm



通常価格(税込)

¥58,000(¥63,800)

セール期間内特別価格(税込)

¥38,860(¥42,746)

※吉富先生ご考案の鑷子で、マイボーム腺を圧迫し内容物を排出させる際に使用します。

Ti
Titanium

睫毛鑷子

AE-4529 睫毛鑷子 ファインチップⅡ(チタン製)



■全長105mm



通常価格(税込)

¥45,000(¥49,500)

セール期間内特別価格(税込)

¥30,150(¥33,165)

※ブラットフォーム付のファインチップで睫毛抜去がより簡単になりました。
青色が特徴的なチタン製です。

Ti
Titanium


アシコ社
サイドポート器具



まとめ買い
プログラム

2BUY 50%OFF

まとめ買い対象商品①～⑥の中から
2本以上をお買い上げで
通常価格の半額!!



まとめ買い対象商品

		まとめ買い 特別価格	セール期間内 特別価格
① AE-4402S	池田氏 のぞみCCC鑷子 ショートタイプ 23G	¥140,000 (¥154,000税込)	¥187,600 (¥206,360税込) 通常価格 ¥280,000 (¥308,000税込)
② AE-4402	池田氏 のぞみCCC鑷子 23G	¥140,000 (¥154,000税込)	
③ AE-4385S	池田氏 スーパーマイクロCCC鑷子 ショートタイプ 23G	¥140,000 (¥154,000税込)	
④ AE-4385	池田氏 スーパーマイクロCCC鑷子 23G	¥140,000 (¥154,000税込)	
⑤ AE-5662	八重剪刀 25G	¥154,000 (¥169,400税込)	¥206,360 (¥226,996税込) 通常価格 ¥308,000 (¥338,800税込)
⑥ AE-5663	河合氏 虹彩剪刀 25G	¥154,000 (¥169,400税込)	

- ・同一製品を2本以上お買い上げいただいた場合、1本目からすべてサイドポート器具まとめ買い特別価格を適用させていただきます。
- ・対象製品の中で品番が異なる製品を1本ずつお買い上げいただいた場合、どちらの製品にもサイドポート器具まとめ買い特別価格が適用になります。
例:AE-4402Sを1本、AE-5662を1本の場合、どちらの製品も半額でご提供いたします。
- ・サイドポート器具まとめ買い特別価格は1回のご注文に含まれる製品のみを対象とさせていただきます。
複数回に分けてご購入された場合は適用されませんので何卒ご了承下さい。

■日本代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社 : 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29 TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
 東京営業所 : 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
 名古屋営業所 : 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-1204 ロール社東 TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
 福岡営業所 : 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

www.re-medical.co.jp